

## Please Note

# There is a newer version of this document available at:

**RelianceOrthodontics.com/ifu**



**RELANCE ORTHODONTIC PRODUCTS, INC.**

1540 W. Thorndale Avenue,
Itasca, IL 60143 USA
1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only
RelianceOrthodontics.com



## RelianceOrthodontics.com



**ITC TRANSLATIONS**

ITC USA

2000 PGA Blvd., Suite 4440
Palm Beach Gardens, FL 33408



**EN - ENGLISH**

**INDICATIONS FOR USE:** The Perfect-A Smile® Pontic Paint is intended for use as a light cure coloring agent for thermoplastic aligners. This patented formula works with clear thermoforming aligner plastics. Contraindication: Perfect A Smile is not recommended for use with cloudy, (C) thermoforming materials.

- To ensure uniformity due to settlement of the product, mix the pontic paint thoroughly with a spatula until uniform. PRODUCT MUST BE MIXED BEFORE EACH USE.
- Remove the amount desired and place on mixing pad. **IMMEDIATELY REPLACE THE LID TO PROTECT LIGHT.**
- Apply 3 coats of the pontic paint with a microbrush. Light cure for 10 seconds after each coat. **NOTE: Shades can be mixed ON A MIXING PAD to achieve different shades.**
- After final coat is applied and light cured, perform a final light cure through the aligner for 20 seconds from the labial and lingual surfaces.

**Please Note: For the most accurate shade matching, fabricate a shade guide by placing 3 coats of each shade to individual tooth surfaces. This shade guide should be fabricated from the same clear aligner material being used.**

⚠️⚠️⚠️ **PRECAUTIONS:** Unpolymerized resins may cause skin irritation in susceptible persons. In case of contact with the skin, wash thoroughly with soap and water. Contact with other tissues: rinse splash area immediately with copious amounts of water for several minutes. **DO NOT INHALE FUMES. USE IN A WELL VENTILATED AREA.**

⚠️ Dispose of this device/container properly. Marine hazard.

MicroBrush applicators are single use devices. It is required that a new microbrush applicator is used for each application. Use of UV, halogen and LED curing lights can be associated with eye damage. The patient, doctor and the assistant should wear properly designed protective eyewear when using these light curing devices.

⚠️ **TEMPERATURE LIMITATION:** Store at room temperature (15-25°C).

Protective eyewear should be worn by the patient and dental staff
**PATIENT POPULATION:** The intended patient population is pediatric and adults requiring orthodontic treatment as indicated by clinicians.

**CONTRAINDICATIONS:** Bonding attachments to patients with compromised oral health, such as poor oral hygiene, periodontal disease, or preexisting dental conditions (i.e., decalcification, carious lesions, large restorations) can increase the risk of tooth damage.

**SAFE DISPOSAL:** Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation, a licensed hazardous- waste disposal contractor or collection site except for empty clean containers which can be disposed of as non-hazardous waste, a hazardous or special waste collection point.

**WARRANTY:** Reliance Orthodontic Products Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. Reliance Orthodontic Products, Inc does not accept liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

**RX ONLY:** U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

**CREATING A TEMPORARY TOOTH ON A STONE MODEL**

Roll approximately ½ gram of Perfect A Smile® Pontic Putty between your thumb and index finger.

Place roll of composite on gingival surface of the missing tooth socket and lightly depress ball of composite between thumb and index to produce incisal height slightly shorter than adjacent teeth\*. Precise shaping of the incisal, mesial and distal can be done with an instrument. Light Cure for 30 seconds from 2 (two) angles.

Fractured or worn teeth can be repaired or altered in shape with Perfect A Smile® Pontic Putty Paste.

**\*IMPORTANT!** For a single pontic tooth on the model, create the incisal edge slightly shorter (approx. 0.5mm) than the adjacent teeth. This compensates for the thickness of the aligner material on the facial surface of the adjacent teeth once the aligner socket is painted.

For multiple or adjacent teeth, (for an exact match), form the pontic tooth on the model to the exact incisal height of adjacent teeth. To allow room for the paint on existing teeth in the aligner socket, apply a thin coat of Flow-Tain™ on the facial surfaces of adjacent teeth - similar to the protocol for bleaching relief voids in bleaching trays.

**NOTICE:** Report any serious incident to Reliance and the competent authority of the state in which the user and/or patient is established.

**REORDER INFORMATION:** #PPA1, #PPA2, #PPA3S, #PPB1, #PPC1, #PPC4, #PPFD3, #PPFL, #PASP, #PASM, #LBOPS

**BG - BULGARIAN**

**ПОКАЗАНИЕ ЗА УПОТРЕБА:** Понтичната боя Perfect A Smile® е предназначена за използване като оцветител на термoplastични подравняватели с леко втвърдяване.

Тази патентована формула работи с прозрачни термоформовани пластмаси.

Противопоказания: Perfect A Smile не се препоръчва за използване с мътни, (С) термоформирани материали.

- За да се гарантира еднородност поради утаяване на продукта, смесете старателно понтичната боя със шпатула до постигане на еднородна смес. ПРОДУКТЪТ ТРЯБВА ДА СЕ СМЕСВА ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА.

- Извадете желаното количество и го поставете върху подложката за смесване. **НЕЗАБАВНО СЛОЖТЕ КАПАКА ЗА ЗАЩИТА ОТ СВЕТИЛНА**.

- Нанесете 3 слоя от понтичната боя. Оставете да се втвърди леко за 10 секунди след нанасянето на всеки слой. **ЗАБЕЛЕЖКА: Оттенъкът може да се смесват върху СМЕТЕЛНАТА ПОДЛОЖКА за постигане на различни нюанси.**

- След нанасяне на последното покритие и леко втвърдяване извършете окончателно втвърдяване със светлина чрез подравнятеля за 20 секунди от лабиалната и лингвалната повърхности.

**Моя, имайте предвид: За най-точно съвпадане на оттенъка направете си ръководство за оттенъците, като поставите 3 слоя от всеки оттенък върху отделни зъбни гнезда. Това ръководство за оттенъци трябва да се изработи от същия използван прозрачен материал на подравнятеля.**

⚠️⚠️⚠️ **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:** Неполимеризираните смоли може да причинят кожни усещания при чувствителни лица. В случай на контакт с кожата измийте обилно със сапун и вода. Контакт с други тъкани: незабавно изпланете мястото на разлив с обилно количество вода в продължение на няколко минути. **НЕ ВДИШВАЙТЕ ДИМА. ИЗПОЛЗВАЙТЕ В ДОБРЕ ВЕНТИЛИРАНО ПОМЕЩЕНИЕ.**

⚠️ Изхвърлете правилно това устройство/контейнер. Морска опасност.

Апликаторите MicroBrush са издигли за еднократна употреба. Изисква се да се използва нова апликаторна микрочетка за всяко нанасяне.

Използването на UV, halогенна и LED светлина за втвърдяване може да е свързано с увреждане на очите. Пациентът, лекарят и асистентът трябва да носят правилно проектирани защитни очила, когато използват тези устройства за втвърдяване със светлина.

⚠️ **ТЕМПЕРАТУРНО ОГРАНИЧЕНИЕ:** Да се съхранява на стайна температура (15-25°C).

Предпазни очила трябва да се носят от пациента и стоматологичния персонал.

**ПАЦИЕНТНА ПОПУЛАЦИЯ:** Целевата популация пациенти е педиатрична и възрастна, нуждаеща се от ортодонтоско лечение съгласно посоченото от клиницистите.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** Залепването на приставки при пациенти с компрометирано орално здраве, като лоша орална хигиена, пародонтално заболяване или съществуваща зъбни заболявания (напр. декалцификация, карисни лезии, големи реставрации) може да повлияе качеството от укреждане на зъбите.

**БЕЗОПАСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ:** Изхвърляйте съдържанието и съда в пункт за събиране на отпадна или специални отпадъци в съответствие с местните, регионални, национални или/и международни разпоредби, при лицензиран изпълнител на обезвреждане на опасни отпадъци или място за събиране, с изключение на прази чисти съдове, които могат да се изхвърлят като неопасни отпадъци, пункт за събиране на опасни или специални отпадъци.

**ГАРАНЦИЯ:** Reliance Orthodontics Products Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се окаже, че са дефектни. Reliance Orthodontics Products, Inc. не поема отговорност за всякакви вреди или загуби, пряки или последици, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на продуктите така, както е описано. Преди употреба потребителят трябва да определи пригодността на продукта за неговата предназначена употреба. Потребителят поема целия риск и отговорност във връзка с горното.

**САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДИСКАНИЕ:** Федералният закон на САЩ ограничава продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

**СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ЗЪБ ВЪРХУ КАМЕНЕН МОДЕЛ**
Размесете около половин грам понтичен пластилин Perfect A Smile ® между палеца и показалеца.

Поставете томе композит върху гингивалната повърхност на лисващото зъбно гнездо и леко натиснете томчето композит между палеца и показалеца, за да се получи височина на инцизия, малко по-къса от съседните зъби \*. Прецизното оформяне на инцизията, мезиално и дистално, може да се направи с инструмент.

Втвърдете леко за 30 секунди от 2 (два) ъгъла.

Напуканите или износените зъби може да се поправят или да се промени формата им с помощта на пластилиновата понтична паста Perfect A Smile®.

**\*ВАЖНО!** За единичен понтичен зъб на модела създайте инцизен ръб малко по-къс (приблизително 0,5 мм) от съседните зъби. Това компенсира дебелината на материала за подравняване на лицевата повърхност на съседните зъби след боядисване на гнездото на подравняване.

За множество или съседни зъби на модела създайте инцизен ръб малко по-къс (приблизително 0,5 мм) от съседните зъби. Това компенсира дебелината на материала за подравняване на лицевата повърхност на съседните зъби след боядисване на гнездото на подравняване.

За множество или износените зъби може да се поправят или да се промени формата им с помощта на пластилиновата понтична паста Perfect A Smile®.

**CS - CZECH**

**INDIKACE K POUŽITÍ:** Náhr na mýstky Perfect-A-Smile® je určen pro použití jako světlem polymerované barvivo termoplastických vyrovnávacích prvků.

Tento patentovaný vzorec pracuje s průhlednými, za tepla lisovatými prvky vyrovnávacích prvků.

Kontraindikace: Perfect A Smile se nedoporučuje pro použití se zakalenými (C), za tepla lisovatými materiály.

- Chcete-li zajistit jednotný charakter v důsledku usazování produktu, důkladně promíchejte náhr na mýstky špachtlí, dokud nebude homogenní. **PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM SE MUSÍ VYROBEK NAMÍCHAT.**
- Odstřaněte požadovaný množství a umístěte jej na míchací podložku. **OKAMŽITĚ VRÁTTE ZPĚT VÍČKO SLOUŽÍCÍ K OCHRANĚ PŘED SVĚTLEM.**
- Naneste 3 vrstvy náhtu na mýstky pomocí mikrokartáčku. Po každé vrstvě náhtu polymerujte světlem 10 sekund. **POZNÁMKA: Odstřívání mohou být smíchaný NA MÍCHACÍ PODLOŽCE, aby bylo dosaženo různých odstínů.**

- Po nanesení finálního náhtu je polymeraci světlem provedte konečnou polymeraci světlem přes vyrovnávací prvek po dobu 20 sekund směrem od labiálních a lingválních povrchů.

**Nezapomněte : Pro co nejřepnější přizpůsobení odstínu vytvořte vzorník odstínů umístěním 3 vrstev každého odstínu do jednotlivých zubních zřífek. Tento vzorník odstínů by měl být vyroben ze stejného průhledného materiálu vyrovnávacích prvků, který byl použit.**

⚠️⚠️⚠️ **OPATŘENÍ:** Nepolymerizované pryskyřky mohou u vřímavých osob způsobit senzibilizaci kůže. V případě kontaktu s kůží důkladně omyjte mydlem a vodou. Kontakt s ostatními tkáněmi: plochu zasaženou roztokem okamžitě oplachujte velkým množstvím vody několik minut. **NEVDECHUJTE VYPARÝ. POUŽÍVAJTE NA DOBRĚ VĚTRANÉM MÍSTĚ.**

⚠️ Toto zařízení/kontejner řádně zlikvidujte. Námořní nebezpečí.

Mikrokartáčkové aplikátory jsou zařizení na jedno použití. Je nutné, aby byl pro každé nanášení použit nový mikrokartáčkový aplikátor.

Použití UV, halogenových a LED polymeračních světel může být spojeno s poškozením očí. Při používání těchto světelných polymeračních zařízení by měl pacient, lékař a asistent nosit správně navázené ochranné brýle.

⚠️ **OMEZENÍ TEPLoty:** Uchovávejte při pokojové teplotě (15–25°C).

Jak pacient, tak stomatologický personál by měli mít ochranné brýle.

**POPULACE PACIENTŮ:** Prostředek je určen pro pediatrické a dospělé pacienty vyžadující ortodontický zákrok podle indikace klinického stomatologa.

**KONTRAINDIKACE:** Lepení zubních náhrad pacientům s horším zdravotním stavem ústní dutiny, jako je špatná ústní hygiena, parodontální onemocnění nebo již existující zubní plotý (např. odvrápnění, kazivé léze, velké výplně), může zvýšit riziko poškození zubů.

**BEZPEČNÁ LKVIDACE:** Obsah a obal odvezdějte na sběrné místo nebezpečného nebo zvláštního odpadu v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy, licenovanému poskytovateli služeb likvidace nebezpečného odpadu nebo ve sběrném středisku, s výjimkou případných čistých nádob, které lze likvidovat jako odpad, který není nebezpečný, likvidujte veškerý materiál předáním na sběrné místo nebezpečného nebo zvláštního odpadu.

**ZÁRUKA:** Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc. uznává svou odpovědnost za výměnu produktu, pokud se ukáže, že jsou vadné. Reliance Orthodontic Products, Inc. nepřijímá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, přímé nebo následné, vyplývající z použití nebo nemožnosti používat produkty, jak je popsáno. Před použitím je uživatel zodpovědný za určení vhodnosti produktu pro zamýšlené použití. Uživatel přebírá veškerá rizika a odpovědnost s souvislostí s tím.

**POUZE NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS:** USA Federální zákon omezuje prodej tohoto zařízení z titulu objektivního zubního lékaře nebo na jejím základě.

**VYTVOŘENÍ DOČASNÝCH ZUBŮ NA SÁDROVÉM MODELU**

Mezi palce a ukazováčkem vyválejte přibližně ½ gramu tmełu na mýstky Perfect A-Smile ®.

Umístěte váleček kompozitu na gngivální povrch chybějícího zubového lůžka a lehec stlačte kůčku kompozitu mezi palcem a indexem, abyste vytvořili incizální výšku o něco kratší než sousední zuby\*. Přesně tvarování incizální, meziální a distální oblasti lze provést pomocí nástroje.

Světelná polymerace po dobu 30 sekund ze 2 (dvou) úhľů.

Zmomené nebo opotřebené vazy mohou být opraveny nebo tvarově pozměněny pomocí pasty Perfect A Smile® Pontic Putty

**\*DŮLEŽITÉ!** Pro jeden mýstky zub na modelu vytvořte incizální hranu o něco kratší (přibližně 0,5 mm), než má sousední zub. To kompenzuje tloušťku vyrovnávacího materiálu na faciální povrchu sousedních zubů, jakmile je náhtem pokryto zubové lůžko vyrovnávací.

U více nebo sousedních zubů (pro přesnou shodu) vytvořte mýstky zub na modelu na přesnou incizální výšku sousedních zubů. Chcete-li ponechat mýsto pro náht na stávajících zubech v jamce vyrovnávací, naneste na faciální povrch sousedních zubů tenký povlak Flow-Tain™ – podobně jako v protokolu pro bělení odlehčovacích vrstev v bělicích otiskovacích lžících.

**POZNÁMKA:** Oznamte společnosti Reliance a příslušnému orgánu státu, ve kterém užíváte a/nebo pacienti sdílí, jakoukoli závážnou událost.

**DA - DANISH**

**INDIKATIONER** The Perfect Smile® Pontisk farve beregnet som et lyshærdet farvemiddel til termoplast aligners.

Denne patenterede formul virker med klar thermoformende aligner-plast. Kontraindikation: Perfect A Smile anbefales ikke til brug ved uklare, (C) thermoformende materialer.

- For at sikre ensartethed af hensyn til produktets båndførelse, blandes den præcise farve grundigt med en spatel, indtil ensartetthed. **PRODUKTET SKAL BLANDES FØR HVER ANVENDELSE.**
- Anbring den ønskede mængde på en blandepude. **SÆT STRAKS LAGET PÅ FOR AT BESKYLTE MOD LYS.**
- Påfør 3 lag pontisk farve med en mikrobrøse. Lyshærd i 10 sekunder efter hvert lag. **BEVÆRK:** Nuancer kan blandes **PÅ EN BLANDINGSPUDE** for at opnå forskellige nuancer.

- Når det sidste lag er påført og lyshærdet, skal der udføres en endelig lyshærdning gennem aligneren i 20 sekunder fra de labiale og lingale overflader.

**Bemærk : For at opnå det mest nøjagtige nuancematch, fremstilles en farveguide ved at placere 3 lag af hver nuance i de individuelle tandalveoli. Denne farveguide skal være fremstillet af det samme klare aligner-materiale, der er anvendt.**

⚠️⚠️⚠️ **FORHOLDNREGLER:** Uopolymeriserede resiner kan forårsage hudreaktion hos følsomme personer. I tilfælde af kontakt med huden afvaskes grundigt med vand og sæbe. Ved kontakt med andre væv skylles det berørte område straks med rigelig mængde vand i flere minutter. **INDÅND IKKE DAMPENE. BRUG ET GODT VENTILERET OMRÅDE.**

⚠️ Bortskaf denne enhed / produkt korrekt. Havtursrel.

MicroBrush-applikatorer er enheder til engangsbrug. Det kræves, at der bruges en ny microbrush-applikator til hver anvendelse.

Brug af UV, halogen- og LED-hærdelampen kan forbindes med øjenskade. Patienten, lægen og assistenten bør anvende korrekt designede beskyttelsesbriller ved brug af disse lyshærdende enheder.

⚠️ **TEMPERATURBEGRENSNING:** Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).

Beskyttelsesbriller bør bæres af patienten og tandlægepersonalet.

**PATIENTINDIKATIONER:** Produktet er tilsligtet pædiatrisk patienter, samt voksne, som anbefales klinisk ortodontisk behandling.

**KONTRAINDIKATIONER:** Det kan øge risici for tandskader at binde vedhæftninger hos patienter med dårlig tand- og mundsundhed, såsom dårlig tandhygiejne, parodontose eller forudeksisterende tandsgydomme (f.eks. afkalkning, karies, store rekonstruktioner).

**SIKKERT BORTSKAFELSE:** Indhold og beholder bør bortskaffes som specialaffald eller farligt affald i henhold til lokal, regional, national eller international lovgivning af en godkendt renovationsvirksomhed eller på et godkendt sted, undtagen tomme, rengjorte beholdere, som kan bortskaffes som ikke-farligt affald på et affaldssted til farligt eller specialaffald.

**GARANTI:** Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig ansvaret for at erstatte et produkt, der viser sig at være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig intet ansvar for skader eller tab, direkte eller efterfølgende, der skyldes brugen af eller manglende kendskab til brug af produkterne som foreskrevet. Det er brugerens ansvar at vurdere før brug, om produktet er egnet til den tilsligede anvendelse. Brugeren påtager sig enhver risiko og evtvert ansvar i forbindelse med brugen.

**KUN ORDINATION:** Amerikansk Federal lov forbeholder dette produkt udelukkende til salg eller ordre fra en tandlæge.

**FREMSTILLING AF EN INTERMISTISK TAND PÅ EN STENMODEL**

Rul cirka ½ gram Perfect A Smile ® Pontic Putty (kit) mellem tommel- og pegefinger.

Placer rulle af komposit på den gingivale overflade af den manglende tandalveole, og pres kompositen let mellem tommel- og pegefinger for at frembringe incisalhøjde lidt kortere end de tilstødende tander \*. Præcis formning af incisal, mesial og distal kan gøres med et instrument.

Lyshærd i 30 sekunder fra 2 (to) vinkler.

Knækkede eller slidte tænder kan repareres, ændres og formes med Perfect A Smile® Pontisk kitpasta.

**\*VIGTIGT!** For en enkelt pontisk tand på modellen skal insalkanten laves lidt kortere (ca. 0,5 mm) end de tilstødende tænder. Dette kompenserer for tykkelsen af aligner-materialet på forsiden af de tilstødende tænder, når aligner-farven er farvet.

Ved flere tilstødende tænder (for et nøjagtigt match) skal der formes en pontisk tand på modellen til de tilstødende tænders nøjagtige incisalhøjde. For at give plads til farve på de eksisterende tænder i aligner-farngen skal der anvendes et tyndt lag Flow-Tain™ på forsiden af de tilstødende tænder - ligesom i protokollen til bligning af relief mellemrum i lbegebakker.

**BEVÆRK:** Enhver alvorlig hændelse skal rapporteres til Reliance og den kompetente myndighed i den stat, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.

**DE - GERMAN**

**ANWENDUNGSANWEISUNG:** Perfect A-Smile® Brückengliedack ist als lichterhärtendes Farbmittel für thermoplastische Aligner vorgesehen. Diese patientierte Formel arbeitet mit durchsichtigen Thermoform-Aligner-Kunststoffen.

Kontraindikation: Perfect A Smile wird für die Verwendung mit trüben (C) Thermoform-Materialien nicht empfohlen.

- Um die Einheitlichkeit durch das Absetzen des Produkts zu gewährleisten, den Brückengliedack gründlich mit einem Spatel mischen, bis er homogen ist. **DAS PRODUKT MUSS VOR JEDER VERWENDUNG GEMISCHT WERDEN.**

- Die gewünschte Menge entnehmen und auf dem Anmischblock platzieren. **DEN DECKEL ZUM SCHUTZ VOR LICHT SOFORT WIEDER AUFSETZEN.**

Les dents fracturées ou usées peuvent être réparées ou réparoñées grâce à la pâte de ciment pontique Perfect A Smile®.

**\*IMPORTANT!** Pour une seule dent pontique sur le moule, creer le bord incisif légèrement plus court (environ 0,5 mm) que les dents adjacentes. Cela permet de compenser l'épaisseur du matériau de la gouttière sur la surface faciale des dents adjacentes une fois l'alvéole de gouttière peinte. Pour les dents multiples ou adjacentes, (pour une correspondance exacte), former la dent pontique sur le moule à la hauteur incisale exacte des dents adjacentes. Pour laisser de la place à la peinture sur les dents existantes dans l'alvéole de gouttière, appliquer une fine couche de FlowTain™ sur les surfaces faciales des dents adjacentes - simlifier au protocole de blanchiment des vides de relief dans les gouttières de blanchiment.

**REMARQUE:** tout incident sérieux doit être signalé à Reliance ainsi qu'à l'instance compétente de l'État où l'utilisateur et/ou la patient(e) sont installés.

## HR - CROATIAN

**INDIKACIJE ZA UPOTREBU:** Ponična boja Perfect A-Smile® služi kao sredstvo za bojenje kod svjetlosnog učvršćivanja termoplastičnih naprava za poravnavanje.

Ova patentirana formula djeluje s prozinom termoformiranom plastikom za aparate.

Kontraindikacija: Perfect A Smile se ne pripreuđuje za upotrebu s neprozirnim (C) termoformiranim materijalima.

1. Da biste osigurali ujednačenost uslijed stabiliziranja proizvoda, pontičnu boju temeljito izmiješajte lopaticom da bude ujednačena. PROIZVOD SE MIJEŠA PRIJE SVAKE UPOTREBE.

2. Uzimate željenu količinu i stavite na podlogu za miješanje. **ODMAH ZATVORITE POKLOPCOM DA PROIZVOD OD SVJETLA**

3. Mikročestice nanese 3 sja polja pontične boje. Nakon svakog nanošenja tretirajte svjetlošću 10 sekundi radi učvršćivanja. **NAPOMENA: Nijanse se mogu miješati na PODLOZI ZA MIJEŠANJE kako bi se postigle različite nijanse.**

4. Nakon nanošenja završnog sloja i svjetlosnog učvršćivanja, izvršite konačno svjetlosno učvršćivanje preko naprave za poravnanje u trajanju od 20 sekundi s labijalne i lingvalne površine.

**Napomena: Radi postizanja najpreciznijeg usklađivanja nijansi napravite vodni nijansi stavljanjem 3 sloja svake nijanse u pojedinačna zubna mjestva. Ovaj vodič za nijanse treba biti izraden od istog prozirnog materijala koji se koristi.**

☞☞☞ **MJERE OPREZA:** Nepolimerizirane smole mogu kod osetljivih osoba izazvati reakcije na koži. U slučaju dodira s kožom, temeljito je operite sapunom i vodom. Kontakt s ostalim tkivima: područje izloženje odmah isperite obilnom količinom vode nekoliko minuta. **NE UDIŠITE ISPARAVANJA. KORISTITE U DOBRO PROZRAČENOM PROSTORU.**

☞ Održite ovaj proizvod/spremnik na pravilan način. Opasno za morske organizme.

Aplikatori MicroBrush su namijenjeni za jednokratnu upotrebu. Potrebno je koristiti novi aplikator mikročestice za svaku primjenu.

Korištenje UV, halogenog i LED svjetla za učvršćivanje može izazvati oštećenje očiju. Pacijent, liječnik i asistent trebaju koristiti propisno dizajnirane zaštitne naočale za vrijeme upotrebe uređaja za svjetlosno učvršćivanje.

~**~** **OGRAĐENJE TEMPERATURE:** Čuvati na sobnoj temperaturi (15-25°C).

Pacijent i stomatološko osoblje moraju nositi zaštitne naočale.

**POPULACIJA PACIJENATA:** Previdena populacija pacijenata su djeca i odrasli kojima je potrebno ortodontsko liječenje prema preporuci stomatologa.

**KONTRAINDIKACIJE:** Pričvršćivanje dotakata za pacijente s uzgornim ornami zadržavju, kao što je loša oralna higijena, parodontna bolest ili već prethodno postojeća dentalna slija (tj. dekalifikacija, karijesne lezije, veliki nadomjesci) može povećati rizik od oštećenja zuba.

**SIGURNO ODLAGANJE U OTPAD:** Održite sadržaj i spremnik na mjesto za prikupljanje opasnog ili posebnog otpada, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim ili međunarodnim propisima, ovlaštenog izvođača za zbrinjavanje opasnog otpada ili na mjesto za prikupljanje, osim praznih čistih spremnika koji se mogu odlagati kao ne-opasni otpad na mjestu za prikupljanje opasnog ili posebnog otpada.

**JAMSTVO:** Reliance Orthodontic Products Inc. prihvaća odgovornost za zamjenu proizvoda ako se dokaže da su neispravni. Reliance Orthodontic Products, Inc. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, izravan ili posljedičan, koji proizišaji iz upotrebe ili nesposobnosti da se proizvod upotrebljava kako je opisano. Prije upotrebe, korisnik je dužan utvrditi prikladnost proizvoda za njegovu predviđenu namjenu. Korisnik preuzima sa rizik i odgovornost u vezi s navedenim.

**SAMO NA RX:** Savetzni zakon SAD-a ograničava kupovinu ovog proizvoda na stomatološke radnike ili po njihovom natogu. **IZRADA PRIVREMENOG ZUBA NA KAMENOM MODELU**
Uvaljajte otplrike ½ grama paste Perfect A Smile® Pontic Putty između palca i kažiprsta.

Postavite kolut kompozita na gingivalnu površinu mjesta zuba koji nedostaje i lagano pritisnite kuglicu kompozitnog materijala između palca i kažiprsta da postignete incizalnu visinu koja je nešto kraća od susjednih zuba\*. Precizno oblikovanje incizalnog, mesjalnog i distalnog zuba se obavi ti instrumentom.
Provodite svjetlosno učvršćivanje u trajanju od 30 sekundi iz 2 (dva) kuta.
Polimjeme ili istrošene zube moguće je popraviti ili promijeniti im oblik pomoću paste Perfect A Smile® Pontic Putty.
**\*VAŽNO!** Za jedan pontični zub na modelu napravite incizalni rub malo kraći (približno 0,5 mm) od susjednih zuba. Ovo kompenzira debilnu materijala aparata koji se postavljaju na površnu licu susjednih zuba nakon što se oboji mješavim umetanja na aparatu.
Za više zuba ili susjedne zube (za točno podudaranje) oblikujte pontični zub na modelu do točne incizalne visine susjednih zuba. Da biste ostavili prostor za boju na postojećim zubima u mjestu umetanja na aparatu, naneseite tanki sloj proizvoda FlowTain™ na površine lica susjednih zuba - slično protokolu za izbjeljivanje rejeljnih praznina u podmetačima za izbjeljivanje.

**QBAVIJEST:** Svaki ozbiljni incident prijavite tvrtki Reliance i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik i/ li pacijent ima sjedište.

## HU - HUNGARIAN

**ALKALMAZÁSI JAVALLATOK:** A Perfect A Smile® hidtest festék a termoplasztikus alginerek fényre kotó szinezőanyagaként alkalmazható. Ez a szabadalmaztatott formula átítászó hőre formázható alginer műanyagokkal működik.
Ellenjavallat: A Perfect A Smile alkalmazása nem ajánlott opálás,

(C) hőre formázható anyagokhoz.

1. A termék lerakódása miatt az egyneműség biztosítása érdekében alaposan keverje össze egy spatulával a hidtestfestéket, amíg az egynemű nem lesz. A TERMEKET MINDEN HASZNÁLÁT ELŐTT ÖSSZE KELL KEVERNİ.

2. Adagolja ki a kívánt mennyiséget és helyezze a keverőlapra. A **FÉNYTŐL VALÓ VEDELEM ERŐKEKBÉN AZONNAL HELYEZZE VISSZA A FEDELELT.**

3. Vigyen fel 3 réteg hidtestféket egy mikrocsettel. Minden réteg után 10 másodpercig fotopolimerizáljon. **MEGJEGYZÉS: A kültümbző árnyalatok elérésére érdekében az árnyalatok keverhetők a KEVERŐLAPON.**

4. Az utolsó réteg felvitelét és a fotopolimerizációját követően végezzen az algineren keresztül egy utolsó, 20 másodpercig tartó fotopolimerizációt a labiális és a lingvális felület felé.

**Kérjük, vegye figyelembe: A lehető legpontosab színárnyalat egyezés érdekében készítse egy színskálát, az egyes árnyalatok 3 rétegének az egyes fűgűregekbé történő felvitelével. A színskálát ugyanabban a felhasználásra kerűlő átítászó alginer anyagból készítseni.**

☞☞☞ **ÖVINTÉZÉKEDÉSEK:** A nem polimerizált gyanták az arra érzékeny személyeknél bőrirritációt okozhatnak. Bőrrel való érintkezés esetén alaposan mossa le szappannal és vízzel. Egyéb szövetekkel történő érintkezés: a szivárgással érintett területet azonnal, több percig öblítse le bővővízzel mennyiségű vízzel. **NE LÉLEGZZE BE A GŐZT. JÓL SZELLŐZŐ HELYSÉGBEN HASZNÁLJA.**

☞ Artalmatlanítsa megfelelően a készüléket/tartályt. Tengeri élővilágra veszélyes.

A MicroBrush aplikátorkor egyszer használatos eszközök. Minden alkalmazásához új mikro-applikátortecsetet kell használni.

Az UV, halogén és LED polimerizációs lámpák használatá szemkárosodással járhat. A betegnék, az orvosnak és az asszisztensnek a fotopolimerizációs eszközök használatá során megfelelően kialakított védőszeműveget kell viselnié.

~**~** **HŐMÉRSEKLETKORLÁTOZÁS:** Szobahőmérsékleten (15-25°C) tárolandó.

A páciénsnek és a fogászati személyzetnek egyaránt védőszeműveget kell viselnié.

**BETEGCSOPORT:** A tervezett betegcsoport gyermekek és felnőttek, akiknek fogszabályozási kezelésre van szükségük, az orvosok által javasolt módon.

**ELLENJAVALLATOK:** A fogak károsodásának kockázattal, például rossz szájhigiénával, foggyógybetegséggel vagy már meglévő fogászati betegségekkel (például dekalifikáció, fennval elváltozások, nagy fogtűplások) rendelkező betegeknél szászaló ragasztás növelheti a fogak károsodásának veszélyét.

**BIZTONSÁGOS ÁRTALMATLANÍTÁS:** A tartalmat és a tartályt a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő ponton, veszélyes hulladékok elármatlanítására megfelelően rendeltékézi vállalkozó vágzetheti el, vagy gyűjtőhelyen helyezhető el, kivéve az űres tiszta tartályokat, amelyek nem veszélyes hulladékként, veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő ponton ártalmatlanítanak.

**GARANCIJA:** A Reliance Orthodontic Products Inc. felelősségét vállal a hibásnak bizonyuló termékekért. A Reliance Orthodontic Products, Inc. nem vállal felelősséget semmilyen közvetven vagy közvetlenyenes kárért vagy vesztésééért, amely a termékeknek a leíratak szerinti felhasználásából vagy a helyes használat képességének hiányából fakad. Használat előtt a felhasználó felelőssége annak meghatározásába, hogy a termék alkalmas-e a rendeltetésűre felhasználásába. Ezzei kapcsolatosan minden kockázat és felelősség a felhasználót terheli.

**KIZÁRÓLAG ORVOSI RENDELÉVYRE:** Az Amerikai Egyesült Államok A szövetségi törvények értelmében az eszköz kizárólag fogászati rendelvnyére vagy fogászatorvos részére értéksíthető.
**IDEIGLENES FOG ELKÉSZÍTÉSE GIPSZMODELLEN**
Sodorjon körülbektől ½ gramm Perfect A Smile ® hidtest gittet a hüvelykujj és az mutatóujj között.

Helyezzen egy kompozit gombót a hiányzó fog medrének gingivális felszínére és emyhen nyomja meg a hüvelyk és mutató ujja között a labdácskát, hogy annak incizális magassága kissé rövidebb legyen, mint a szomszédos fogaké\*. Az incizális, mezális és diszális részek pontos megformázása egy eszköz segítségével elvégezhető.

Fotopolimerizáljon 30 másodpercig 2 (két) szögblől.
A törtőt vagy kopott fogak javíthatók, illetve alkalmá megváltoztatható a Perfect A Smile® hidtest gitt paszta segítségével.

**\*FONTOSI!** A modell egyetlen hidtest fogá esetén a szomszédos fogaknál valamivel (kb. 0,5 mm) kisebb incizális élt hozzon létre. Az alginer űreg befestése után kompENZálja az alginer anyag vastagságát a szomszédos fogak facialis felületén.

Több vagy szomszédos fog esetén (a pontos illeszkedés érdekében) a hidtest fogat a modellben a szomszédos fogak pontos incizális magasságához kell alakítani. Annak érdekében, hogy helyet hagyjon a festéknek az alginer űregben lévő fogaknak, vigyen fel egy vékony réteg FlowTain™ terméket a szomszédos fogak facialis felületére - hasonlóan a fehérítőszerbontok kiemelését űregnek fehérítéséhez használt eljáráshoz.

**FELSZŐLÍTÁS:** Jelentsen minden súlyos eseményt a Reliance-nék és a felhasználó és/vagy a páciénts letelepedési helyének megfelelő állam illetékes hatóságáinak.

## IT - ITALIAN

**INDICAZIONI PER L'USO**
La Pasta per verniciatura pontic Perfect A Smile® è destinata all'uso come agente colorante fotopolimerizzabile di allineatori termoplastici.

Questa formula brevettata funziona con allineatori trasparenti termofornati in plastica.

Contraindicazioni: Perfect A Smile non è raccomandato per l'uso con materiali per termoformatura torbidi (Classe C).

1. Per garantire l'uniformità dovuta all'assettamento del prodotto, miscelare accuratamente il prodotto in vernice per pontic con una spatola fino a ottenere un prodotto uniforme. Il PRODOTTO DEVE ESSERE MISCELATO PRIMA DI OGNI UTILIZZO.

2. Rimuovere la quantità desiderata e posizionarla sulla tavoletta di miscelatura. **RIPOSIZIONARE IMMEDIATAMENTE IL COPERCHIO PER PROTEGGERE DALLA LUCE.**

3. Applicare 3 strati di pasta per verniciatura per pontic con un microbrush. Fotopolimerizzare per 10 secondi dopo ogni strato. **NOTA: Le sfumature possono essere miscelate su una TAVOLETTA DI MISCELATURA per ottenere diverse tonalità.**

4. Dopo l'applicazione dello strato finale e la fotopolimerizzazione, eseguire una fotopolimerizzazione finale attraverso l'allineatore per 20 secondi dalle superfici labiale e linguale.

**Nota bene:** Per una corrispondenza cromatica più precisa, fabbricare una scala cromatica posizionando 3 strati di ogni colore sui singoli alveoli dentari. Questa scala cromatica deve essere realizzata con lo stesso materiale trasparente utilizzato per l'allineatore.

☞☞☞ **PRECAUZIONI:** Le resine non polimerizzate possono causare sensibilizzazione cutanea o irritazione per contatto. In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua e sapone. Contatto con altri tessuti: risciacquare immediatamente l'area di fuoriuscita con abbondanti quantità di acqua per vari minuti. **NON INALARE I FUMI. UTILIZZARE IN UN'AREA BEN VENTILATA.**

☞ Sminuire adeguatamente questo dispositivo/contenitore. Nuoce all'ambiente marino.

Gli applicatori MicroBrush sono dispositivi monouso. Per ogni

applicazione è richiesto l'utilizzo di un nuovo applicatore microbrush.

L'uso di lampade polimerizzanti UV, alogene e LED può essere associato a danni agli occhi. Il paziente, il medico e l'assistente devono indossare protezioni oculari adeguatamente progettate quando si utilizzano questi dispositivi di fotopolimerizzazione.

~**~** **LIMITI DI TEMPERATURA:** Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).

Paziente e personale odontoiatrico devono sempre indossare le protezioni oculari.

**POPOLAZIONE DI PAZIENTI:** La popolazione di pazienti di destinazione è quella pediatrica e degli adulti che necessitano di un trattamento ortodontico secondo le indicazioni cliniche.

**CONTRAINDICAZIONI:** L'incollaggio di elementi in pazienti con una salute orale compromessa, come per esempio scarsa igiene orale, malattia parodontale o condizioni dentali preesistenti (ad es. decalcificazione, lesioni cariose, restauri di grandi dimensioni) può aumentare il rischio di danneggiamento ai denti.

**SALMITAMENTO SICURO:** Sminuire contenuto e contenitore presso un punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali, un operatore autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi o un sito di raccolta, ad eccezione dei contenitori vuoti e puliti che possono essere smaltiti come rifiuti non pericolosi.

**GARANZIA:** Reliance Orthodontic Products, Inc. si assume la responsabilità per la sostituzione dei prodotti qualora se ne dimostri la difettosità. Reliance Orthodontic Products, Inc. non si assume responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o conseguenti, derivanti dall'uso o dall'incapacità di usare i prodotti così come descritti. Prima dell'uso, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'adeguatezza del prodotto per l'uso previsto. L'utilizzatore si fa carico di tutti i rischi e della responsabilità legati all'uso.

**SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA:** QUESTI UNITI la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo a odontoiatri o su prescrizione medica.

**CREAZIONE DI UN DENTE PROVVISORIO SU UN MODELLO IN PIETRA**

Far rotolare circa ½ grammo di Perfect A Smile® Pontic Putty tra il pollice e l'indice.

Posizionare il rotolo di composito sulla superficie gengivale della cavità dentale mancante e premere leggermente la sfera di composito tra il pollice e l'indice per creare un'altezza incisale leggermente più corta rispetto ai denti adiacenti\*. La modellazione precisa dell'incisale, mesiale e distale può essere fatta con uno strumento.

Fotopolimerizzare per 30 secondi da 2 (due) angoli.
Denti fratturati o usurati possono essere riparati o modificati nella forma con Pasta Perfect A Smile® Pontic Putty.

**\*IMPORTANTI!** Per un singolo dente pontic sul modello, creare il bordo incisale leggermente più corto (ca. 0,5 mm) rispetto ai denti adiacenti. Questo compensa lo spessore del materiale dell'allineatore sulla superficie facciale dei denti adiacenti una volta verniciato l'alveolo dell'allineatore.

Per denti multipli o adiacenti, (per una corrispondenza esatta), formare il dente pontic sul modello all'altezza incisale esatta dei denti adiacenti. Per lasciare spazio alla vernice sui denti esistenti nell'alveolo dell'allineatore, applicare un strato sottile di FlowTain™ sulle superfici facciali dei denti adiacenti - simile al protocollo per lo sbiancamento dei denti in rilievo nelle mascherine per lo sbiancamento.

**\*NOTA:** segnalare qualsiasi incidente grave a Reliance e all'autorità competente dello Stato in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

☞☞☞ **PRECAUZIONI:** Le resine non polimerizzate possono causare sensibilizzazione cutanea o irritazione per contatto. In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua e sapone. Contatto con altri tessuti: risciacquare immediatamente l'area di fuoriuscita con abbondanti quantità di acqua per vari minuti. **NON INALARE I FUMI. UTILIZZARE IN UN'AREA BEN VENTILATA.**

## NL - DUTCH

**INDICATIES VOOR GEBRUIK:** De Perfect A Smile® Pontische Verf is bedoeld voor gebruik als lichtuithardende kleurstof voor thermoplastische uitlijners.

Deze gepatenteerde formule werkt met transparante thermovormende uitlijningskuststoffen.
Contra-indicatie: Perfect A Smile wordt niet aanbevolen voor gebruik met troebele, (C) thermovormende materialen.

1. Om de uniformiteit door bezinking van het product te garanderen, mengt u de pontische verf grondig met een spatel tot het product uniform is. PRODUCT MOET VOOR ELK GEBRUIK WORDEN GEMENGD.

2. Verwijder de gewenste hoeveelheid en plaats deze op het mengpad. **VERVANG HET DEKSEL ONMIDDELLIJK OM HET TE BESCHERMEN TEGEN LICHT.**

3. Breng 3 lagen van de pontische verf aan met een microborstel. Na elke laag gedurende 10 seconden uitharden met licht. **OPMERKING: Tinten kunnen worden gemengd op een MENGPAD om verschillende tinten te bekomen.**

4. Nadat de laatste laag is aangebracht en uitgehard met licht, voert u een laatste lichtuitharding door de uitlijner gedurende 20 seconden om de tinten gelijkmatig te spreiden over de oppervlakte.

**Let op: Voor de meest nauwkeurige kleuraanpassing maak u een kleurschaal door 3 lagen van elke kleur op een goed afzonderlijke tandhulzen te plaatsen. Deze kleurschaal moet worden vervaardigd uit hetzelfde transparante uitlijnmateriaal als datgene dat wordt gebruikt.**

☞☞☞ **LET OP:** Ongepolymeeriseerde resinen kunnen bij gevoelige personen huidirritatie veroorzaken. In geval van contact met de huid grondig wassen met water en zeep. Bij contact met andere weefsels: gedurende enkele minuten overvloedig spoelen. **GEEN DAMPEN INADEMEN. GEBRUIK IN EEN GOED VERLUCHTE RUIMTE.**

☞ Gooi dit apparaat/deze verpakking op de juiste manier weg. Gevaar voor in water levende organismen.

MicroBrush-applicatoren zijn apparaten voor eenmalig gebruik. Voor elke toepassing moet een nieuwe microbrush-applicator worden gebruikt.

Het gebruik van UV-, halogeen- en LED-uithardingslampen kan in verband worden gebracht met oogschade. De patiënt, de arts en de assistent moeten bij het gebruik van deze licht-uithardingsapparaten een goed ontworpen veiligheidsbril dragen.

~**~** **TEMPERATUURBEPERKING:** Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).

De patiënt en het tandheelkundig personeel dienen een veiligheidsbril te dragen.

**PATIENTENPOPULATIE:** De beoogde patiëntenpopulatie bestaat uit kinderen en volwassenen die een orthodontische behandeling nodig hebben op indicatie van clinic.

**CONTRA-INDICATIES:** Bonding bij patiënten met een slechte mondgezondheid, zoals slechte mondhygiëne, parodontale aandoeningen of reeds bestaande gebitsaandoeningen (d.w.z. ontkalking, carieuze laesies, grote restauraties) kunnen het risico op tandshade verhogen.

**VEILIGE VERWUDDERING:** Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval, in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving, een erkende afvalverwerker of inzamelplaats voor gevaarlijk afval, behalve voor lege schone containers die als niet-gevaarlijk afval kunnen worden afgevoerd, een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

**GARANTIE:** Reliance Orthodontic Products Inc. erkent haar verantwoordelijkheid om producten te versorgen als blijkt dat ze defect zijn. Reliance Orthodontic Products, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vooróór gebruik te bepalen of het product geschikt is voor het

beoogde gebruik. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid in verband hiermee op zich.

**ALLEN RX:** VS. De federale wetgeving beperkt dit apparaat tot de aankoop door of in opdracht van een tandheelkundige.

**HET CREËREN VAN EEN TIJDELIJKE TAND OP EEN STENEN**

**MODEL**
Rol ongeveer ½ gram Perfect A Smile® Pontische Plamuur tussen duim en wijsvinger.

Plaats een rol composit op het gingivale oppervlak van de ontbrekende tandholte en druk de bal van composit tussen de duim en de wijsvinger lichtjes in om een incisale hoogte te verkrijgen die iets korter is dan die van de aangrenzende tanden\*. Nauwkeurige vormgeving van de incisale, mesiale en distale kan worden gedaan met een instruimnt.

Lichtuitharding gedurende 30 seconden vanuit 2 (twee) hoeken.

Gebroken of versleten tanden kunnen worden gerepareerd of in vorm worden gebracht met Perfect A Smile® Pontische Plamuur Pasta.

**\*BELANGRIJK!** In geval van een enkele pontische tand op het model, maakt u de incisale rand iets korter (ca. 0,5 mm) dan de aangrenzende tanden. Dit compenseert de dikte van het uitlijnmateriaal op het faciale oppervlak van de aangrenzende tanden zodra de uitlijnbasis is geschilderd.

Voor meerdere of aangrenzende tanden, (voor een exacte match), vormt u de pontische tand op het model tot de exacte incisale hoogte van de aangrenzende tanden. Om ruimte te laten voor de verf op bestaande tanden in de uitlijnbasis, brengt u een dunne laag FlowTain™ aan op de faciale oppervlakken van aangrenzende tanden - vergelijkbaar met het protocol voor het bleken van rellieflekken in bleekbakken.

**OPMERKING:** Ernstige incidenten moeten worden gemeld bij Reliance en de bevoegde autoriteit van de staat waarin de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

## NO - NORWEGIAN

**INDIKASJONER FOR BRUK:** Perfect A Smile® Pontisk farge er tiltent for bruk som et lyshardende fargemiddel for termoplastiske alginere.

Denne patenterte formelen fungerer med klar, termoformende alginer-plast.
Kontraindikasjon: Perfect A Smile anbefales ikke til bruk med uklare, (C) termoformende materialer.

1. For å sikre ensartethet når produktet skal permanenteres blandes pontisk farge grundig med en spatel til den er jevn. **PRODUKTET MÅ BLANDES FØR HVER BRUK.**

2. Ta ut ønsket mengde og plasser på blandeputen. **SETT LOKKET UMIDDELBART PÅ IJEN FOR Å BESKYTE MOT LYS.**

3. Påfør 3 strøk med pontisk farge med en mikroborste. Lysherd i 10 sekunder etter hvert strøk. **MERK: Nyanser kan blandes PÅ EN BLANDEPUTE for å oppnå ulike nyanser.**

4. Etter at det finale strøket er påført og lysherdet, utfør en endelig lysherdning gjennom algineren i 20 sekunder fra de labiale og linguale overflater.

**Merk: For å oppnå mest mulig nøyaktig nyansematching kan man opprette en nyanseguide ved å plassere 3 strøk av hver nyanse på enkelte tannaler. Denne nyanseguiden bør opprettes av det samme klare alginer-materialet som brukes.**

☞☞☞ **FORHOLDSTREGLER:** Ikke-polymerisert resin kan forårsake hudirritasjon hos motlagtele personer. Ved kontakt med huden, vask grundig med såpe og vann. Ved kontakt med annet veg: skyll det gjeldende området umiddelbart og sett mengder vann i flere minutter. **IKKE INNÅN DAMPER, BRUKES I ET GODT VENTILERT OMRÅDE.**

☞ Kast denne enheten/brukeren i resirkuleringsnett. Farlig for liv i hav.

Mikroborste-applikatorer er enheter for engangsbruk. Det kreves at en ny mikroborste-applikator brukes for hver applikasjon.

Bruk av UV-, halogeen- og LED-herdelampen kan være forbundet med eyeskader. Pasienten, legen og assistenten skal bruke riktig utformede vernebriller når disse herdelampene brukes.

~**~** **TEMPERATURBEGRÆNSNING:** Oppbevares ved romtemperatur (15-25°C).

Vernebriller skal brukes av pasienten og tannlegepersonalet.

**PASIENTGRUPPE:** Den tiltente pasientgruppen er pediatriiske og voksne pasienter som trenger ortodontisk behandling som angitt av kliniker.

**KONTRAINDIKASJONER:** Bindeanordninger til pasienter med nedsatt munnhelse, som dårlig munnhygiene, periodontal sykdom eller eksisterende tannlisterand (dvs. avkalking, kariessjorner, store restaureringer) kan øke risikoen for tannskade.

**SIKKER AVHENDING:** Kast innholdet og beholderen til innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall, i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale forskrifter, en lisensiert leverandør av farlig avfall eller innsamlingssted, med unntak av tomme ree beholdere som kan deponeres som ikke-farlig avfall, et innsamlingssted for farlig eller spesialavfall.

**GARANTI:** Reliance Orthodontic Products Inc. anerkjenner sitt ansvar for å erstatte produkter hvis de viser seg å være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtar seg ikke ansvar for skader eller tap, direkte eller følgeskader, som stammer fra bruk av eller manglende evne til å bruke produktene som beskrevet. Før bruk er det brukers ansvr å vurdere egnetheten til produktet for den tiltente erukten. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar i forbindelse med dette.

**BARER RX:** Federal Federal lov i USA begrenser salg av denne enheten til eller etter ordre fra en tannlege.

**SLIK LAGES EN PROVVISORISK TANN PÅ EN STEINMODELL</**