

Please Note

There is a newer version of this document available at:

RelianceOrthodontics.com/ifu

RelianceOrthodontics.com

Reliance Orthodontic Products, Inc.
1540 W. Thorndale Avenue,
Itasca, IL 60143 USA

1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only

RelianceOrthodontics.com



EMERGO EUROPE

Prinsessgracht 20, 2514 AP The Hague,
The Netherlands

AUSTRALIAN SPONSOR

EMERGO AUSTRALIA

Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex St,
Sydney, NSW 2000, Australia



EMERGO EUROPE

Prinsessgracht 20, 2514 AP The Hague,
The Netherlands

AUSTRALIAN SPONSOR

EMERGO AUSTRALIA

Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex St,
Sydney, NSW 2000, Australia



ASSURE® PLUS

ASSURE® PLUS

ASSURE® PLUS

ASSURE® PLUS

ASSURE® PLUS

ASSURE® PLUS

ASSURE® PLUS

ASSURE® PLUS

ASSURE® PLUS

ASSURE® PLUS

ASSURE® PLUS

ASSURE® PLUS

ASSURE® PLUS

ASSURE® PLUS

ASSURE® PLUS

EN - ENGLISH

INDICATIONS FOR USE: Assure® Plus All Surface Bonding Resin is intended to increase adhesion to normal, atypical (wet or dry) enamel surfaces, amalgam, gold, stainless steel, porcelain, zirconia, composite restorations, acrylic temporary/poritic teeth.

DIRECTIONS FOR USE:

ENAMEL PREPARATION

Prophy the surface to be bonded with 1st & Final® oil-free pumice. Rinse and dry. Apply the etching agent to the tooth. Allow 30 seconds for etching. Rinse and dry thoroughly.

NOTE: A self etching primer may also be used in place of phosphoric acid etchant. If using a self etching primer, proceed to application of bonding resin

APPLICATION OF ASSURE® PLUS WITH LIGHT CURE PASTE: Apply one coat of Assure® Plus to all prepared teeth. Lightly dry with air. Proceed with placement of bracket.

APPLICATION OF ASSURE® PLUS WITH CHEMICAL CURE PASTE: Apply one coat of Assure® Plus to all prepared teeth. Lightly dry with air. Light cure for 10 seconds. Proceed with placement of bracket.

BONDING TO COMPOSITE, GOLD, AMALGAM, STAINLESS STEEL OR ACRYLIC TEMPORARIES: Prophy, rinse and dry. Sandblast, rinse and dry. Apply one coat of Assure® Plus All Surface Bonding Resin and lightly dry. Light cure the Assure Plus first for 10 seconds. Proceed with placement of bracket.

BONDING TO PORCELAIN AND ZIRCONIA: Prophy, rinse and dry. Sandblast, rinse and dry. Apply one coat of Porcelain Conditioner and allow to remain on surface for 2 minutes. Thoroughly air dry. Apply one coat of Assure® Plus and lightly dry with air. Light cure for 10 seconds. Proceed with placement of bracket.

REPLACE CAP AFTER USE - AVOID EVAPORATION.

SPECIAL SAFETY NOTICE: Brush applicators are single use devices. It is required that a new brush applicator is used for each application to prevent contamination.

⚠ Flammable

⚠ **PRECAUTIONS:** Unpolymerized resins may cause skin sensation in susceptible persons. In case of contact with the skin, wash thoroughly with soap and water. Contact with other tissues: rinse spill area immediately with copious amounts of water for several minutes.

⚠ **TEMPERATURE LIMITATION:** Store at room temperature (15–30°C).

WARNING: Reliance Orthodontic Products, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. Reliance Orthodontic Products, Inc. does not accept liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connections therewith.

RX ONLY: Federal law restricts this device to sale or to the order of a dental professional.

NOTE: Report any serious incident to Reliance and the competent authority of the state in which the user and/or patient is established.

TO REORDER: #PLUS, #PLUS2ML, #UAP50

BG - BULGARIAN

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: Смолата за свързване за всички повърхности Assure ® Plus е предназначена да увеличи сцеплението с обикновени, атипични (влажни или сухи) емайлирани повърхности, амалгама, злато, неръждаема стомана, порцелан, цирконий, композинтни реставрации, акрилни временни/пониични зъби.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

ПРЕПАРАЦИЯ НА ЕМАИЛА

Почистете повърхността, която трябва да бъде свързана, с пемаз без масло 1st & Final®. Изплакнете и подсушете. Нанесете върху зъба веществото за ешване. Оставете 30 секунди за ешване. Изплакнете и подсушете добре.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вместо фосфорна киселина може да се използва и grund за самостоятелно ешване. Ако използвате grund за самостоятелно ешване, преминете към нанасяне на свързваща смола.

НАНАСЯНЕ НА ASSURE® PLUS С ПАСТА ЗА ЛЕКО ВТВЪРДЯВАНЕ: Нанесете един слой от Assure® Plus върху всички подготвени зъби. Леко подсушете с въздух. Продължете с поставянето на скоба.

НАНАСЯНЕ НА ASSURE® PLUS С ПАСТА ЗА ХИМИЧНО ВТВЪРДЯВАНЕ: Нанесете един слой от Assure® Plus върху всички подготвени зъби. Леко подсушете с въздух. Оставете леко да се втвърди за 10 секунди. Продължете с поставянето на скоба.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ КОМПОЗИТНИ, ЗЛАТНИ, АМАЛГАМИ, ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ИЛИ АКРИЛНИ ВРЕМЕНИИ ЗЪБИ: Почистете, изплакнете и подсушете. Почистете с лъсчеща струя, изплакнете и подсушете. Нанесете един слой смола за свързване на всякакви повърхности Assure® Plus и леко подсушете. Първо втвърдете леко Assure Plus за 10 секунди. Продължете с поставянето на скоба.

СВЪРЗВАНЕ С ПОРЦЕЛАН И ЦИРКОНИЙ: Почистете, изплакнете и подсушете. Почистете с лъсчеща струя, изплакнете и подсушете. Нанесете един слой балсам за порцелан и оставете да действа на повърхността за 2 минути. Подсушете добре с въздух. Нанесете един слой

от Assure® Plus и леко подсушете с въздух. Оставете леко да се втвърди за 10 секунди. Продължете с поставянето на скоба.

СМЕНЕТЕ КАПАЧКАТА СЛЕД УПОТРЕБА. ИЗБЯГВАЙТЕ ИЗПАРЯВАНЕ.

СПЕЦИАЛНА ЗАБЕЛЕЖКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Апликаторните четки са изедения за еднократна употреба. Изискава се да се използва нова апликаторна четка за всяко приложение, за да се предотврати замърсяване.

⚠ Запалимо

⚠ **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:** Неполимеризираните смоли може да причинят кожни усещания при чувствителни лица. В случай на контакт с кожата измийте обилно със сапун и вода. Контакт с други тъкани; незабавно изплакнете мястото на разлив с обилно количество вода в продължение на няколко минути.

⚠ **ТЕМПЕРАТУРНО ОГРАНИЧЕНИЕ:** Да се съхранява на стайна температура (15–30°C).

ГАРАНЦИЯ: Reliance Orthodontic Products, Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се докаже, че са дефектни. Reliance Orthodontic Products, Inc. не поема отговорност за всякакви вреди или загуби, преки или последищия, ризициотични от употребата или невъзможността за употреба на продуктите така, както е описано. Преди употреба потребителят трябва да определи пригодността на продукта за неговата предназначена употреба. Потребителят поема целия риск и отговорност във връзка с горното.

САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ: Федералният закон ограничава продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентите институции.

ДЪРЖАВАТА, КЪДЕТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ И/ИЛИ ПАЦИЕНТЪТ ЖИВЕАТ.

CS - CZECH

INDIKACE K POUŽITÍ: Bondovací pryskyčice pro všechny povrchy Assure® Plus je určena ke zvyšení přilnavosti k normálním, atypickým (mokřeným nebo suchým) smaltům, amalgámům, zlatům, nerezové oceli, porcelánu, zirkonu, kompozitním výplněm a akrylovým dočasným/místkovým zabetěvkám.

ŇAVOD K POUŽITÍ:

PŘIPRAVA SMALTU

Profylaktické ošefťete povrch, který má být bondován, pemzou 1st & Final® bez oleje. Opláchněte a osušte. Naneste leptací prostředek na zub. Nechejte leptat 30 sekund. Opláchněte a důkladně osušte.

POZNÁMKA: Místo leptadla představaného kyselinou fosforečnou lze také použít samoleptací primer. Pokud používáte samoleptací primer, pokračujte nanesením bondovací pryskyčice.

NANESENÍ ASSURE® PLUS S PASTOU PRO VYMĚROVANÍ SVĚTELNĚM: Na všechny připravené zuby naneste jednu vrstvu Assure® Plus. Lehce vysušte vzduchem. Pokračujte umístěním držáku.

NANESENÍ ASSURE® PLUS S PASTOU CHEMICKY POLYMEROVANOU: Na všechny připravené zuby naneste jednu vrstvu Assure® Plus. Lehce vysušte vzduchem. Polymerujte světlem po dobu 10 sekund. Pokračujte umístěním držáku.

BONDOVÁNÍ NA KOMPOZIT, ZLATO, AMALGAM, NEREZOVÉ NEBO AKRYLOVÉ DOČASNĚ NÁHRADY: Profylaktické ošefťete, opláchněte a osušte. Piskujte, opláchněte a osušte. Naneste jednu vrstvu pryskyčice pro bondování všech povrchů Assure® Plus a lehce osušte. Světlem polymerujte Assure Plus nejprve 10 sekund. Pokračujte umístěním držáku.

BONDOVÁNÍ NA PORCELÁN A ZIRKON: Profylaktické ošefťete, opláchněte a osušte. Piskujte, opláchněte a osušte. Naneste jednu vrstvu porcelánového kondicionéru a nechte působit na povrchu po dobu 2 minut. Důkladně osušte vzduchem. Naneste jednu vrstvu Assure® Plus a lehce osušte vzduchem. Polymerujte světlem po dobu 10 sekund. Pokračujte umístěním držáku.

PO POUŽITÍ NANAŠTE UZÁVĚR – ZABRAŇTE ODRÁVOVÁNÍ.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKA: Kartáčkové aplikátory jsou zařízení na jedno použití. Pro každou aplikaci je nutné použít nový kartáčkový aplikátor, aby se zabránilo kontaminaci.

⚠ Hořlavý

⚠ **OPATŘENÍ:** Nепolymerizované pryskyčice mohou u citlivějších osob způsobit senzibilizaci kůže. V případě kontaktu s kůží důkladně omýjte vodou. Kontakt s ostatními tkáněmi: plochu zasaženou rozlitím okamžitě opračujte velkým množstvím vody několik minut.

⚠ **OMEZENÍ TEPLOTY:** Uchovávejte při pokojové teplotě (15–30°C).

ZÁRUKA: Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc. uznává svou odpovědnost za výměnu produktů, pokud se ukáže, že jsou vadné. Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc. nepřijímá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, přímé nebo následné, vyplývající z použití nebo nemožnosti použít produkt, jak je popsáno. Před použitím je uživatel zodpovědný za určení vhodnosti produktu pro zamýšlené použití. Uživatel přebírá veškeré riziko a

odpovědnost v souvislosti s tím.

POUZE NA LÉKARSKÝ PŘEDPIS: Federální zákon omezuje prodej tohoto zařízení z titulu objednávký zubního lékaře nebo na jejím základě.

POZNÁMKA: Oznamte společnost Reliance a příslušnému orgánu státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient sídlí, jakoukoli závaznou událost.

DA - DANISH

INDIKATIONER: Assure® Plus All Surface Bonding Resin er beregnet til at øge binstyketil til normale, atypiske (våde eller tørre) emaljeoverflader, amalgam, guld, rustfrit stål, porcelæn, zirkonium, kompositrestaureringer, akryl provisoriske/pontiske tænder.

BRUGSANVISNING

EMALJEPREPARATION

Profylaktisk rensning af overfladen, der skal bondes med 1st & Final® oliefri pimpsten. Skyl og tør. Påfør ætsemidlet på tanden. Lad det sidde 30 sekunder til ætning. Skyl, og tør omhyggeligt.

BEMÆRK: Det er også muligt at anvende en selvætsende primer i stedet for forstøringsætsning. Hvis det benyttes en selvætsende primer, fortsættes med påføring af bondingresin **ANVENDELSE AF ASSURE® PLUS MED LYSHÆRDEDE PASTA:** Påfør et lag Assure® Plus på alle forberedte tænder. Tør let med luft. Forsæt med at placere bracket.

ANVENDELSE AF ASSURE® PLUS MED KEMISKHÆRDEDE PASTA: Påfør et lag Assure® Plus på alle forberedte tænder. Tør let med luft. Lyshærd i 10 sekunder. Forsæt med at placere bracket.

BONDING TIL KOMPOSIT, GULD, AMALGAM, RUSTFRIT STÅL ELLER PROVISORISK AKRYL: Rens, skyl og tør. Sandblæs, skyl og tør. Påfør et lag Assure® Plus All Surface Bonding Resin og tør let. Assure Plus lyszhardes først i 10 sekunder. Forsæt med at placere bracket.

BONDING TIL PORCELÆN OG ZIRCONIUM: Rens, skyl og tør. Sandblæs, skyl og tør. Påfør et lag med porcelæns-conditioner og lad det sidde på overfladen i 2 minutter. Lyskør grundigt. Påfør et lag Assure® Plus og tør let med luft. Lyshærd i 10 sekunder. Forsæt med at placere bracket.

Sæt HÆTTEN PÅ EFTER BRUG - UNGDA FORDAMPNING.

SÆRLIG SIKKERHEDSANVISNING: Penselapplikatorer er kun til engangsbrug. Det er påkrævet, at der bruges en ny penselapplikator for hver anvendelse for at forhindre kontaminering.

⚠ Brandfarlig

⚠ **FORHOLDSREGLER:** Umpolymeriserede resiner kan forårsage hudreaktion hos følsomme personer. I tilfælde af kontakt med huden afvaskes grundigt med vand og sæbe. Ved kontakt med andre væv skylles det berørte område straks med rigelig mængde vand i flere minutter.

⚠ **TEMPERATURBEGRÆNSNING:** Opbevares ved stuetemperatur (15–30°C).

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig ansvaret for at erstatte et produkt, der viser sig at være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig intet ansvar for skader eller tab, direkte eller efterfølgende, der skyldes brugen af eller manglende kendskab til brug af produkterne som foreskrevet. Det er brugerens ansvar at vurdere tør brug, om produktet er egnet til den tilsligede anvendelse. Brugeren påtager sig enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse med brugen.

KUN ORDINATION: Federal lov forbeholder dette produkt udelukkende til salg eller ordre fra en tandlæge.

BEMÆRK: Enhver alvorlig hændelse skal rapporteres til Reliance og den kompetente myndighed i den stat, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.

DE - GERMAN

ANWENDUNGSHINWEISE : Assure® Plus Bindeharz für alle Oberflächen soll die Haftung auf normalen, atypischen (nassen oder trockenen) Schmelzoberflächen, Amalgam, Gold, Edelstahl, Porzellan, Zirkonoxid, Kompositrestaurationen, Kunststoff-Zahnprovisoren/Brückengliedern verstärken.

GERBAUCHSANWEISUNG:

PRÄPARATION DES ZAHNSCHMELZES

Reinigung der zu verklebenden Oberfläche mit 1st & Final® ölfreier Paste mit Bimstein. Spülung und Trocknung. Das Ätzmittel wird in den Zahn aufgetragen. Für die Ätzung 30 Sekunden verstreichen lassen. Gründliche Spülung und Trocknung.

HINWEIS: Anstelle eines Phosphorsäure-Ätzmittels kann auch ein selbstätzender Primer verwendet werden. Bei Verwendung eines selbstätzenden Primers mit dem Auftragen des Bindeharzes fortfahren.

AUFTRAGEN VON ASSURE® PLUS MIT LICHTHÄRTENDE PASTE: Eine Schicht Assure® Plus auf alle präparierten Zähne auftragen. Vorsichtig mit Luft verblasen. Mit der Platzierung des Brackets fortfahren.

AUFTRAGEN VON ASSURE® PLUS MIT CHEMISCH HÄRTENDE PASTE: Eine Schicht Assure® Plus auf alle präparierten Zähne auftragen. Vorsichtig mit Luft verblasen. 10 Sekunden lang mit Licht aushärten. Mit der Platzierung des Brackets fortfahren.

KLEBUNG AUF KOMPOSIT-, GOLD-, AMALGAM-, EDELSTAHL- ODER KUNSTSTOFF-PROVISORIEN: Reinigung, Spülung und Trocknung. Sandstrahlen, Spülung und Trocknung. Eine Schicht Assure® Plus Bindeharz für alle Oberflächen auftragen und vorsichtig trocknen. Das Assure Plus zuerst 10 Sekunden lang mit Licht aushärten. Mit der Platzierung des Brackets fortfahren.

KLEBUNG AUF PORZELAN UND ZIRKONOXID: Reinigung, Spülung und Trocknung. Sandstrahlen, Spülung und Trocknung. Eine Schicht Porzellan Konditioner auftragen und 2 Minuten auf der Oberfläche belassen. Gründlich mit Luft verblasen. Eine Schicht Assure® Plus auftragen und vorsichtig mit Luft verblasen. 10 Sekunden lang mit Licht aushärten. Mit der Platzierung des Brackets fortfahren.

DIE KAPPE NACH DEM GEBRAUCH WIEDER AUFSETZEN - VERDUNSTUNG VERMEIDEN.

BESONDERER SICHERHEITSHINWEIS:

Pinselapplikatoren sind Einwegprodukte. Für jede Anwendung muss ein neuer Pinselapplikator verwendet werden, damit eine Kontamination vermieden wird.

⚠ Brennbar

⚠ **VORSICHTSMASSNAHMEN:** Unpolymerisierte Harze können bei empfindlichen Personen eine Hautempfindung hervorrufen. Bei Berührung mit der Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Kontakt mit anderem Gewebe: Betroffenen Bereich sofort mehrere Minuten lang mit reichlich Wasser ausspülen.

⚠ **TEMPERATURBEGREZUNG:** Bei Raumtemperatur lagern (15–30°C).

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. nimmt seine Verantwortung ernst und ersetzt Produkte, die nachweislich defekt sind. Reliance Orthodontic Products, Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Produkte resultieren bzw. aus dem Unvermögen, diese gemäß der Beschreibung anzuwenden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, vor dem Gebrauch des Produkts dessen Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Der Benutzer übernimmt das gesamte Risiko und die damit zusammenhängende Haftung.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG: Nach dem US-amerikanischen Bundesgesetz darf dieses Produkt nur durch einen Zahnarzt oder auf Anordnung eines Zahnarztes abgegeben werden.

HINWEIS: Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall an **OTOPOLIMERIZACIJA:** Aplikuje una capa de Assure® Plus a todos los dientes preparados. Seque ligeramente con aire. Proceda a la colocación del bracket.

EL - GREEK

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ: Η συγκολλητική ρητίνη για όλη τη επιφάνεια Assure® Plus All Surface Bonding Resin προορίζεται για την ενίσχυση της προσκόλλησης σε φυσιολογικές, μη φυσιολογικές (υγρές ή ξηρές) επιφάνειες στόχου: οδοντινών, οδοντωτών, χυρτών, ανοξείδωτα σταλά, πορσελάνη, ίρκωνία, σύνθετες αποκαταστάσεις, ακρυλικά προσωρινά δόντια ψεύτικα δόντια γεφυρώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗΣ

Προφυλάξτε την επιφάνεια που θα συγκολληθεί με την πάστα ελαφρότερας 1st & Final® χωρίς λιπαρές ουσίες. Ξεπλύνετε και στεγνώστε. Εφαρμόστε το αδροπονητικό μέσο στο δόντι. Αφήστε να περάσουν 30 δευτερόλεπτα για την αδροπονηση. Ξεπλύνετε και στεγνώστε προσεκτικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ένας ενεργοποιητής αυτοδρωσικής αντί του αδροπονητικού φωσφορικού οξέος. Σε περίπτωση χρήσης ενεργοποιητή αυτοαδροπονησης, προχωρήστε στην εφαρμογή της συγκολλητικής ρητίνης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ASSURE® PLUS ME ΦΩΤΟΠΟΛΙΜΕΡΙΣΜΟΝ ΠΑΣΤΑ: Εφαρμόστε μία στρώση Assure® Plus σε όλα τα προετοιμασμένα δόντια. Ξεγνώστε ελαφρά με αέρα. Ξεγνώστε με την τοποθέτηση του αγκυλίου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ASSURE® PLUS ME ΧΗΜΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΝ ΠΑΣΤΑ: Εφαρμόστε μία στρώση Assure® Plus σε όλα τα προετοιμασμένα δόντια. Ξεγνώστε ελαφρά με αέρα. Φωτοπολυμερίστε για 10 δευτερόλεπτα. Ξεγνώστε με την τοποθέτηση του αγκυλίου.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΡΩΣΩΡΙΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΧΡΥΣΟ, ΑΜΑΛΓΑΜΑ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ Η ΑΚΡΥΛΙΟ: Προφυλάξτε, ξεπλύνετε και στεγνώστε. Καθαρίστε με αμμοβόλη, ξεπλύνετε και στεγνώστε.

Εφαρμόστε μία στρώση συγκολλητικής ρητίνης για όλη την επιφάνεια Assure® Plus και στεγνώστε ελαφρά. Πραχά φωτοπολυμερίστε το Assure Plus για 10 δευτερόλεπτα. Ξεγνώστε με την τοποθέτηση του αγκυλίου.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΚΑΙ ΖΙΡΚΟΝΙΑ: Προφυλάξτε, ξεπλύνετε και στεγνώστε. Καθαρίστε με αμμοβόλη, ξεπλύνετε και στεγνώστε. Εφαρμόστε μία στρώση εναγωγικού πορσελάνης και αφήστε να παραμείνει στην επιφάνεια 2 λεπτά. Ξεγνώστε καλά με αέρα. Εφαρμόστε μία στρώση Assure® Plus και στεγνώστε ελαφρά με αέρα. Φωτοπολυμερίστε για 10 δευτερόλεπτα. Ξεγνώστε με την τοποθέτηση του αγκυλίου.

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣ ΤΟ ΠΛΑΜ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΟΞΑΛΕΙΑΣ: Τα εργαλεία εφαρμογής με πινέλο είναι συσκευές μίας χρήσης. Για κάθε εφαρμογή απαιτείται η χρήση νέου εργαλείου εφαρμογής με πινέλο προς αποφυγή μόλυνσης.

⚠ Εύφλεκτο

⚠ **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** Οι μη πολυμεριζόμενες ρητίνες μπορεί να προκαλέσουν δερματική αντίδραση σε ευαίσθη άτομα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε προσεκτικά με σαπούνι και νερό. Επαφή με θλάσεις ιστού? Ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με άφθονη ποσότητα νερού για αρκετά λεπτά.

⚠ **ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ:** Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου (15–30°C).

ΕΓΓΥΗΣΗ: Η Reliance Orthodontic Products, Inc. αναγγυρίζει την ευθύνη της να αντικαταστήσει τα προϊόντα ένα αποδοχείδι ότι είναι ελαττωματικά. Η Reliance Orthodontic Products, Inc. δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιασδήποτε ζημίες ή απώλειες, άμεσες ή παρεπόμενες, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης των προϊόντων όπως περιγράφεται. Πριν από τη χρήση, αποστείλε ευθύνη του χρήστη να καθαρίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνηση και ευθύνη σχετική με το προϊόν.

ΜΟΝΟ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: Ο ομοσπονδιακός νόμος περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ή κατόνυ εντολής οδοντίατρου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αναφέρει οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν στη Reliance

cirkonkim, kompozitním restauracijama, akrilnim pivremenim/pontičnim zubima.

UPUTE ZA UPOTREBU:

PRIPREMA CAKLINE

Profilirajte površinu koja će se vezati pomoću bezuljniog pasta 1st & Final®. Isperite i osušite. Nanesite sredstvo za jetkanje na zube. Ostavite 30 sekundi da djeluje. Isperite i temeljito osušite.

NAPOMENA: Umjesto jetkanja fosforom kiselinom može se koristiti primer za samojekanje. Ako koristite primer za samojekanje, nastavite s nanošenjem smole za vezivanje

PRIMJENA PROIZVODA ASSURE® PLUS S PASTOM ZA OČVRŠĆIVANJE POMOĆU SVJETLOŠTI: Na sve pripremljene zube nanesite jedan sloj proizvoda Assure® Plus. Lagano osušite zrakom. Nastavite s postavljanjem bravice.

PRIMJENA PROIZVODA ASSURE® PLUS SA PASTOM ZA KEMISKO OČVRŠĆIVANJE: Na sve pripremljene zube nanesite jedan sloj proizvoda Assure® Plus. Lagano osušite zrakom. Tretirajte svjetlošću 10 sekundi. Nastavite s postavljanjem bravice.

VEZIVANJE NA KOMPOZITNE, ZLATNE, AMALGAMNE, NERDŽAJICE ILI AKRILNE PRIVREMENE ZUBE: Profilirajte, isperite i osušite. Uradite pjeskarenje, isperite i osušite. Nanesite jedan sloj smole za vezivanje Assure® Plus All Surface i lagano osušite. Tretirajte svjetlošću sloj proizvoda Assure® Plus prvi put u trajanju od 10 sekundi. Nastavite s postavljanjem bravice.

VEZIVANJE NA PORČULAN I CIRKON: Profilirajte, isperite i osušite. Uradite pjeskarenje, isperite i osušite. Nanesite jedan sloj sredstva za kondicioniranje porculana i ostavite na površini 2 minute. Temeljito osušite zrakom. Nanesite jedan sloj Assure® Plus i lagano osušite zrakom. Tretirajte svjetlošću 10 sekundi. Nastavite s postavljanjem bravice.

VRATITE POKLOPAK NAKON UPOTREBE - NE DOZVOLITE ISPARAVANJE.

POSEBNA SIGURNOSNA NAPOMENA:

Aplikatori čestice namijenjeni su za jednokratnu upotrebu. Za svako nanošenje potrebno je koristiti novi aplikator čestice kako bi se spriječio onečišćenje.

- ⚠ Zapaljivo

⚠ **MJERE OPREZA:** Nepolimerizirane smole mogu kod osjetljivih osoba izazvati reakcije na koži. U slučaju dodira s kožom, temeljito je operite sapunom i vodom. Kontakt s estaimi likvima: podrijetlo na kojem je došlo do izljeva odmah isperite obilnom količinama vode nekoliko minuta.

☞ **OGRANIČENJE TEMPERATURE:**

Čuvati na sobnoj temperaturi (15–30 °C).

JAMSTVO: Reliance Orthodontic Products, Inc. preuzima odgovornost za zamjenu proizvoda ako se dokaže da su neispravni. Reliance Orthodontic Products, Inc. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, izravni ili posredičan, koji proizlazi iz upotrebe ili nesposobnosti da se proizvod upotrebljava kako je opisano. Prije upotrebe, korisnik je dužan utvrditi prikladnost proizvoda za njegovu predviđenu namjenu. Korisnik preuzima sav riziki i odgovornost u vezi s navedenim.

SAMO NA RX: Savezni zakon ograničava kupovinu ovog proizvoda na stomatološke radnike ili po njihovom nalogu.

OBAVJESTI: Svaki ozbiljni incident prijavite tvrtki Reliance i nadežnom tijelu države u kojoj korisnik i/ili pacijent ima sjedište.

HU - HUNGARIAN

ALKALMAZÁSI JAVALLATO: Az Assure® Plus minden felületre alkalmas ragasztóanyag a normál, atipikus (nedves vagy száraz) zománc, amalgám, arany, rozsdamentes acél, porcelán, cirkónium-oxid, kompozit restaurációk és az ideiglenes akril/ hidokézési fogak felszínéhez való tapadás fokozására szolgál.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
A ZOMÁNC ELŐKÉSZÍTÉSE

Pólirozza a ragasztandó felületet a 1st & Final® olajmentes habkövével. Öblítse le és szárítsa meg. Vigye fel a marószert a fogra. Hagyja 30 másodpercig marni. Öblítse le és alaposan szárítsa meg.

MEGJEGYZÉS: A foszforsavas maratás helyett ónsavazó primer is alkalmazható.

Ónsavazó primer használata esetén folytassa a műveletet a ragasztóanyag felvitelével

AZ ASSURE® PLUS ALKALMAZÁSA FÉNYRE KÖTŐ PASZTÁVAL: Vigyen fel egy réteg Assure® Plus-t minden előkészített fogra. Enyhén szárítsa meg légáram segítségével. Folytassa a munkát a bracket elhelyezésével.

AZ ASSURE® PLUS ALKALMAZÁSA KÉMIAIAG KÖTŐ PASZTÁVÁL: Vigyen fel egy réteg Assure® Plus-t minden előkészített fogra. Enyhén szárítsa meg légáram segítségével. Folytapolimerizálja 10 másodpercig. Folytassa a munkát a bracket elhelyezésével.

BONDOZÁS ARANY, AMALGÁM, ROZSDAMENTES ACÉL VAGY IDEGÉLES AKRIL FELÜLTEHEZ: Polirozza, öblítse le és szárítsa meg. Homokfúvással, öblítse le és szárítsa meg. Vigyen fel egy réteg Assure® Plus minden felületre alkalmas ragasztóanyagát és enyhén szárítsa meg. Először 10 másodpercig fotopolimerizálja az Assure Plust. Folytassa a munkát a bracket elhelyezésével.

BONDOZÁS PORCELÁNHOZ ÉS CIRKÓNIUMHOZ: Polirozza, öblítse le és szárítsa meg. Homokfúvással, öblítse le és szárítsa meg. Vigyen fel egy réteg porcelán kondicionálót és hagyja a felületen 2 percig. Alaposan szárítsa meg légáram segítségével. Vigyen fel egy réteg Assure® Plus-t és enyhén szárítsa meg légáram segítségével. Fotopolimerizálja 10 másodpercig. Folytassa a munkát a bracket elhelyezésével.

HASZNÁLAT UTÁN A PAROLGÁS KERÜLÉSE ERÉKEBEN HELYEZZE VISSZA A KUPAKOT.

KÜLÖNLÉGES BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS: Az aplikátorcestéket egyezs használatos eszközök. A szennyzedéses elkerülése érdekében minden egyes alkalmazásnál új aplikátorcestéket kell használni.

- ⚠ Gyúlékony

⚠ **ÖVINTÉZKEDÉSEK:** A nem polimerizált gyanták az arra érzékeny személyeknél bőrirritációt okozhatnak. Bőrrel való érintkezés esetén alaposan mossa le szappannal és vízzel. Egyéb szövetekkel történő érintkezés: a szivárgással érintett területet szonnal, több percig öblítse le bőséges mennyiségű vízzel.

☞ **HŐMÉRSÉKLETKORLÁTOZÁS:**

Szoba hőmérsékleten (15–30 °C) tárolandó.

GARANCIJA: A Reliance Orthodontic Products, Inc. vállalja, hogy kicseréli a termékeket, amennyiben azok hibásnak bizonyulnak. A Reliance Orthodontic Products, Inc. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy következményes kárért vagy veszteségért, amely a termékek fentiekben ismertetett felhasználásából vagy a fenti előírásoktól eltérő felhasználásából fakad. Használat előtt a felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy a termék alkalmas-e a rendeltetészerű felhasználásra. Ezzel kapcsolatban minden felelősség és kockázat a felhasználóé terhel.

KIZÁRÓLAG ORVOSI RENDELÉSVÉNYRE: A szövetségi törvény az eszköz értékesítését vagy megrendelését a fogászati szakemberekre korlátozza.

FELSZÓLÍTÁS: Jelentsen minden súlyos eseményt a Reliance-nek és a felhasználó és/vagy a páciens letelepedési helyének megfelelő állam illetékes hatóságainak.

IT - ITALIAN

INDICAZIONI PER L'USO La Resina di incollaggio universale Assure® Plus ha lo scopo di aumentare l'aderenza alle superfici smaltate normali, atipiche (umide o secche), amalgama, oro, acciaio inossidabile, porcellana, zircone, restauri in composito, denti temporanei/pontici acrilici.

ISTRUZIONI PER L'USO

PREPARAZIONE DELLO SMALTO

Eseguire la profissasi della superficie da incollare con pomice senza olio 1st & Final®. Risciacquare e asciugare. Applicare l'agente mordenzante sul dente. Lasciare trascorrere 30 secondi per la mordenzatura. Risciacquare e asciugare accuratamente.

NOTA: È possibile utilizzare un primer automordenzante invece di un mordenzante a base di acido fosforico. In caso di utilizzo di un primer automordenzante, procedere all'applicazione della resina di incollaggio.

APPLICAZIONE DI ASSURE® PLUS CON PASTA FOTOPOLIMERIZZABILE: Applicare uno strato di Assure® Plus su ogni dente preparato. Asciugare leggermente con aria. Procedere con il posizionamento dell'attacco.

APPLICAZIONE DI ASSURE® PLUS CON PASTA CHIMICA POLIMERIZZABILE: Applicare uno strato di Assure® Plus su ogni dente preparato. Asciugare leggermente con aria. Fotopolimerizzare per 10 secondi. Procedere con il posizionamento dell'attacco.

ACCOLLAGGIO A COMPOSITO, ORO, AMALGAMA, ACCIAIO INOSSIDABILE O DENTI TEMPORANEI ACRILICI: Esegure la profissasi, risciacquare e asciugare. Sabbiare, risciacquare e asciugare. Applicare uno strato di Resina di incollaggio universale Assure® Pluse asciugare leggermente. Fotopolimerizzare preventivamente Assure Plus per 10 secondi. Procedere con il posizionamento dell'attacco.

INCOLLAGGIO A PORCELLANA E ZIRCONIO: Esegure la profissasi, risciacquare e asciugare.

Sabbiare, risciacquare e asciugare. Applicare uno strato di Condizionatore per porcellana e lasciare in posa

sulla superficie per 2 minuti. Asciugare accuratamente all'aria. Applicare uno strato di Assure® Plus e asciugare leggermente con aria. Fotopolimerizzare per 10 secondi. Procedere con il posizionamento dell'attacco.

TRICOLLOCARE IL TAPPO DOPO L'USO - EVITARE L'EVAPORAZIONE.

AVVISO SPECIALE DI SICUREZZA: Gli applicatori a pennello sono dispositivi monouso. Per ogni applicazione è richiesto l'utilizzo di un nuovo applicatore a pennello per prevenire la contaminazione.

- ⚠ Infiammabile

⚠ **PRECAUZIONI:** Le resine non polimerizzate possono causare sensibilizzazione cutanea nelle persone predisposte. In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua e sapone. Contatto con altri tessuti: risciacquare immediatamente l'area di fuoriuscita con abbondanti quantità di acqua per vari minuti.

☞ **LIMITI DI TEMPERATURA:** Conservare a temperatura ambiente (15–30 °C).

GARANZIA: Reliance Orthodontic Products, Inc. si assume la responsabilità per la sostituzione dei prodotti qualora se ne dimostri la difettosità. Reliance Orthodontic Products, Inc. non si assume responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o conseguenti, derivanti dall'uso o dall'incapacità di usare i prodotti così come descritti. Prima dell'uso, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'adeguatezza del prodotto per l'uso previsto. L'utilizzatore si assume tutti i rischi e le responsabilità connesse.

SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA: la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo a odontoiatri o su prescrizione medica.

NOTA: segnalare qualsiasi incidente grave a Reliance e all'autorità competente dello Stato in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

NL - DUTCH

INDICATIES VOOR GEBRUIK: Assure® Plus All Surface Hechtmiddel is bedoeld om de hechting aan normale, atypische (natte of droge) emaloppervlakken, amalgam, goud, roestvrij staal, porselein, zirkonia, composiet-restauraties, acrylische tijdelijke/pontische tanden te verhoegen.

GEBRUIKSAANWIJZING:

VOORBEREIDING GLAZIUR

Reinig het te verlijmen oppervlak met 1st & Final® olievrje puimsteen. Spoel en droog. Breng het etsmiddel aan op de tand. Wacht 30 seconden voor het etsen. Spoel en droog grondig.

OPMERKING: in plaats van een etsmiddel met fosforzuur kan ook een zelfetsende primer worden gebruikt. Als u een zelfetsende primer gebruikt, gaat u over tot het aanbrengen van hechtmiddel.

TOEPASSING VAN ASSURE® PLUS MET LIGHT CURE PASTE: Breng één laag Assure® Plus aan op alle voorbereide tanden. Droog licht met licht. Ga verder met het plaatsen van de beugel.

TOEPASSING VAN ASSURE® PLUS MET CHEMICAL CURE PASTE: Breng één laag Assure® Plus aan op alle voorbereide tanden. Droog licht met licht. Hard gedurende 10 seconden uit met licht. Ga verder met het plaatsen van de beugel.

VERLIJMING OP COMPOSIT, GOUD, AMALGAAM, ROESTVRIJ STAAL OF TIJDELIJKE ACRYLTANDEN: Reinigen, spoel en droog. Zandstralen, spoel en droog. Breng één laag Assure® Plus All Surface Bonding Hars aan en droog licht. Hard de Assure Plus eerst 10 seconden uit met licht. Ga verder met het plaatsen van de beugel.

BINDING MET PORSELEIN EN ZIRKONIA: Reinigen, spoel en droog. Zandstralen, Spoel en droog. Breng een laagje Porcelain Conditioner aan en laat deze 2 minuten inwerken. Blaas grondig droog. Breng een laagje Assure® Plus aan en blaas licht droog. Hard gedurende 10 seconden uit met licht. Ga verder met het plaatsen van de beugel.

PLAATS DE DOP DIRECT NA GEBRUIK TERUG OM VERDAMPING TE VOORKOMEN.

SPECIALE VEILIGHEIDSAANWIJZING:

Kwasapplicatoren zijn bedoeld voor éénmalig gebruik. Vóór elke toepassing moet een nieuw kwasapplicator worden gebruikt om vervuiling te voorkomen.

- ⚠ Brandbaar

⚠ **LET OP:** Ongepulveriseerde harsen kunnen bij gevoelige personen huidirritatie veroorzaken. In geval van contact met de huid grondig wassen met water en zeep. Bij contact met andere vloeistoffen: gedurende enkele minuten overloedig spoelen.

☞ **TEMPERATUURBEPERKING:** Bewaren bij kamertemperatuur (15–30 °C).

GARANTEE: Reliance Orthodontic Products, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid om producten te vervangen als blijkt dat ze defect zijn. Reliance Orthodontic Products, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid in verband hiermee op zich.

ALLEEN RX: Federale wetgeving beperkt de verkoop van dit apparaat tot tandartsen of in opdracht van tandartsen.

OPMERKING: Ernstige incidenten moeten worden gemeld bij Reliance en de bevoegde autoriteit van de staat waarin de gebruiker en/of de patient is gevestigd.

NO - NORWEGIAN

INDIKASJONER FOR BRUK: Assure® Plus All Surface bondingresin er tiltenkt for å bedre adhesjon til normale, atypiske (våte eller tørre) emaljeoverflater, amalgam, gull, rustfritt stål, porselen, zirkonium, kompositrestaureringer, gullt provisoriske/pontiske tenner.

INSTRUKSJONER FOR BRUK:

EMALJEFORBEREDELSE

Forbehandle overflaten som skal bondes med 1st & Final® oljefri pimpstein. Skyll og tørk. Påfør etsmiddelet på tappen. La etse i 30 sekunder. Skyll og tørk grundig.

MERK: En selvetsende primer kan også brukes i stedet for forstohrdig etsmiddel. Hvis du bruker en selvetsende primer, gå videre til å påplisere bondingresin.

BRUK AV ASSURE® PLUS MED LYSEHVERDENE PASTA: Påfør et strøk Assure® Plus på alle preparerte tenner. Tørk lett med luft. Fortsett med plassering av bracketen.

BRUK AV ASSURE® PLUS MED KJEMISK HERDENDE PASTA: Påfør et strøk Assure® Plus på alle preparerte tenner. Tørk lett med luft. Lysherdning i 10 sekunder. Fortsett med plassering av bracketen.

BONDING TIL PROVISORISER AV KOMPOSIT, GULL, AMALGAM, STÅL ELLER AKRYL: Forbehandle, skyll og tørk. Sandblås, skyll og tørk påfør et strøk Assure® Plus All Surface bondingresin og tørk lett. Lysherd Assure Plus først i 10 sekunder. Fortsett med plassering av bracketen.

BONDING TIL PORSELEN OG ZIRKONIUM: Forbehandle, skyll og tørk. Sandblås, skyll og tørk. Påfør et strøk med porselenskondisjoneringsmiddel, og la det ligge på overflaten i 2 minutter. Tørk grundig med luft. Påfør et strøk Assure® Plus og tørk lett med luft. Lysherdning i 10 sekunder. Fortsett med plassering av bracketen.

SETT PÅ LOKKET ETTER BRUK - UNNGA FORDAMPING.

SPESELIL SIKKERHETSVARSEL: Børsteepplicatorker er engangsenheter. Det kreves at en ny børsteepplicatorker brukes til hver applikasjon for å forhindre kontaminering.

- ⚠ Brannfarlig

⚠ **FORHOLDSREGLER:** Ikke-polymerisert resin kan forårsake hudirritasjon hos mottakelige personer. Ved kontakt med huden, vask grundig med såpe og vann. Ved kontakt med annet vev: skyll det gjeldende området umiddelbart med store mengder vann i flere minutter.

☞ **TEMPERATURBEGRENSNING:** Oppbevares i romtemperatur (15–30 °C).

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. anerkjenner sitt ansvar for å erstatte produkter hvis de viser seg å være defekte. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtar seg intet ansvar for skader eller tap, direkte eller følgeskader, som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke produktene som beskrevet. Før bruk er det brukernes ansvar å vurdere egnetheten til produktet for den tiltenkte bruken. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar i forbindelse med dette.

BARE RX: Føderal lov i USA begrenser salg av denne enheten til eller etter ordre fra en tannlege.

MERKNAD: Rapportør alvorlige hendelser til Reliance og ansvarlig tilsynsmyndighet i landet der brukeren og/eller pasienten er hjemmehørende.

PL - POLISH

WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Żywica wiążąca do każdej powierzchni Assure® Plus All Surface Bonding Resin służy do zwiększania przyczepności do szkliwa normalnego, nietypowego (suchego lub mokrego), uzupełnienia amalgamatowych, złotych, ze stali nierdzewnej, a także do porcelany, cyrkonu, uzupełnienia kompozytowych oraz akrylowych zębów tymczasowych lub w moście.

SPOSÓB STOSOWANIA:

PRZYGOTOWANIE SZKLIWA

Za pomocą pumeksu bezfluorowego 1st & Final® przygotować powierzchnię przeznaczoną do klejenia. Spłukać i osuszyć. Nałożyć środek trawiący na ząb. Pozostawić na 30 sekund w celu wytrawienia. Spłukać i dokładnie osuszyć.

UWAGA: Zmiaszt kwasu fosforowego można zastosować podkład samowytwarzający. W przypadku nakładania podkładu samowytwarzającego przejść do nakładania żywicy wiążącej.

NAKLADANIE ŻYWICY ASSURE® PLUS Z PASTĄ ŚWIATŁOWZDZIAŁALNĄ LIGHT CURE PASTE: Nałożyć jedną warstwę żywicy Assure® Plus na wszystkie przygotowane zęby. Lekko osuszyć powietrzem. Utworzyć światłem przez 10 sekund. Przystąpić do nałożenia zamka.

NAKLADANIE ŻYWICY ASSURE® PLUS Z PASTĄ CHEMOWZDZIAŁALNĄ CHEMICAL CURE PASTE: Nałożyć jedną warstwę żywicy Assure® Plus na wszystkie przygotowane zęby. Lekko osuszyć powietrzem. Utworzyć światłem przez 10 sekund. Przystąpić do nałożenia zamka. **KLEJENIE DO MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH, ZŁOTA, AMALGAMATU, STALI NIERDZEWNEJ LUB**

AKRYLOWYCH ELEMENTÓW TYMCZASOWYCH:

Przygotować, wypłukać i osuszyć. Piaskować, opłukać i osuszyć. Nałożyć jedną warstwę żywicy wiążącej do każdej powierzchni Assure® Plus All Surface Bonding Resin i lekko osuszyć. Żywicę Assure Plus Utworzyć światłem przez 10 sekund. Przystąpić do nałożenia zamka.

KLEJENIE DO PORCELANY I CYRKONU: Przygotować, wypłukać i osuszyć. Piaskować, opłukać i osuszyć. Nałożyć jedną warstwę kondycjonera do porcelany Porcelain Conditioner i pozostawić na powierzchni na 2 minuty. Dokładnie osuszyć powietrzem. Nałożyć jedną warstwę żywicy Assure® Plus i lekko osuszyć powietrzem. Utworzyć światłem przez 10 sekund. Przystąpić do nałożenia zamka.

PO UŻYCIU NAŁOŻYĆ NASADKĘ, ZAPOBIEGAJĄC PAROWANIU.

SPECJALNA INFORMACJA DOTYCZĄCA

BZIEPIECZENSTWA: Pełzki do aplikacji są wyrobami jednorazowego użytku. Do każdej aplikacji wymagana jest nowa szczteteczka, co zapobiega zanieczyszczeniu.

- ⚠ Produkt łatwopalny

⚠ **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:** Żywice niespolimerizowane mogą wywoływać u osób wrażliwych uczulenie na skórze. W przypadku kontaktu ze skórą umyć dokładnie wodą z mydłem. Kontakt z innymi tkankami: miejsce wycieku natychmiast przepłukiwać obficie wodą przez kilka minut.

☞ **OGRANICZENIE TEMPERATURY:** Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–30 °C).

GWARANCJA: Firma Reliance Orthodontic Products, Inc. odpowiada za wymianę produktów w przypadku stwierdzenia ich wadliwosci. Reliance Orthodontic Products, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty bezpośrednie lub wórne wynikające z użycia lub braku możliwości użycia produktów w sposób zgodny z opisem. Przed użyciem użytkownik odpowiada za określenie przydatności produktu do przewidzianego zastosowania. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność i ryzyko z tym związane.

PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO NA RECEPTĘ: Prawo federalne ogranicza sprzedaż tego wyrobu przez lekarza dentystę lub na jego zlecenie.

UWAGA: Wszelkie poważne zdarzenia należy zgłaszać firmie Reliance oraz właściwemu organowi państwa, w którym użytkownik i/lub pacjent przebywa.

PT - PORTUGUESE

INDICAÇÕES DE USO: A Resina de Ligaçáo Hidrofílica Assure® Plus All Surface destina-se a aumentar a adesáo a superficies normais, atípicas (úmidas ou secas) de esmalte, amalgama, ouro, aço inoxidável, porcelana, zircónio, restaurações compostas, dentes acrílicos temporários/pontiaçúdos.

INDICAÇÕES DE USO:

PREPARAÇÃO DO ESMALTE

Faça a profiliaxa da superfície a ser colada com a pedrapommes sem óleo 1st& Final®. Enxágue e seque. Aplique o agente de condicionamento no dente. Aguarde 30 segundos para o condicionamento. Enxágue e seque bem.

NOTA: Também pode ser usado um primer de autocondicionamento em vez de condicionamento do ácido fosfórico. Se usar um primer de autocondicionamento, proceda à aplicação de resina de colagem

APLICAÇÃO DE ASSURE® PLUS COM PASTA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO: Aplique uma camada de Assure® Plus em todos os dentes preparados. Seque ligeiramente com ar. Prossiga com a colocação do braquete.

APLICAÇÃO DE ASSURE® PLUS COM PASTA DE POLIMERIZAÇÃO QUÍMICA: Aplique uma camada de Assure® Plus em todos os dentes preparados. Seque ligeiramente com ar. Faça a fotopolimerização durante 10 segundos. Prossiga com a colocação do braquete.

COLAGEM A COMPOSITOS, OURO, AMALGAMA, AÇO INOXIDÁVEL OU ACRÍLICOS TEMPORÁRIOS: Faça a profiliaxia, enxágue e seque. Aplique o jato de areia, enxágue e seque. Aplique uma camada da Resina de Superfície Assure® Plus All Surface e seque-a levemente. Faça a fotopolimerização do Assure Plus primeiro durante 10 segundos. Prossiga com a colocação do braquete.

LIGAÇÃO À PORCELANA E AO ZIRCÓNIO: Faça a profiliaxia, enxágue e seque. Aplique o jato de areia, enxágue e seque. Aplique uma camada de Condicionador de Porcelana e deixe repousar na superfície durante 2 minutos. Seque completamente ao ar. Aplique uma camada de Assure® Plus e seque levemente com ar. Faça a fotopolimerização durante 10 segundos. Prossiga com a colocação do braquete.

SUBSTITUA A TAMPA APÓS O USO - EVITA A EVAPORAÇÃO.

AVISO ESPECIAL DE SEGURANÇA: Os pincéis aplicadores são dispositivos de uso único. É necessário que um novo pincel aplicador seja usado para cada aplicação para evitar contaminação.

- ⚠ Infiamável

⚠ **PRECAUÇÕES:** As resinas não polimerizadas podem causar sensação cutânea em pessoas suscetíveis. Em caso de contato com a pele, lave bem com água e sabão. Contato com outros tecidos: lave imediatamente a área de derramamento com quantidades abundantes de água durante alguns minutos.

☞ **LIMITAÇÃO DE TEMPERATURA:** Armazene a temperatura ambiente (15–30C).

GARANTIA: A Reliance Orthodontic Products, Inc. reconhece a sua responsabilidade em substituir os produtos em caso de comprovação de defeitos. A Reliance Orthodontic Products, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas, diretos ou consequentes, decorrentes do uso ou incapacidade de uso dos produtos, conforme descrito. Antes de usar, é responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto ao seu uso pretendido. O usuário assume todos os riscos e responsabilidades nas conexões com eles.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO: A lei federal restringe este dispositivo a venda ou a pedido de um profissional odontológico.

AVISO: Relate qualquer incidente grave à Reliance e à autoridade competente do estado em que o usuário e/ou paciente estiver estabelecido.

RO - ROMANIAN

INDICATI DE UTILIZARE: răşina universală Assure® Plus este utilizată pentru a creştea aderenţã pe suprafeţele normale, atipice ale smalului (umed sau uscat), amalgam, aur, oţel inoxidabil, porţelan, zirconiu, restaurări compozite, dinţi acrilici temporari/artificiali.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE: