

Please Note

There is a newer version of this document available at:

RelianceOrthodontics.com/ifu

Reliance Orthodontic Products, Inc.

1540 W. Thorndale Avenue,

Itasca, IL 60143 USA

1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only

RelianceOrthodontics.com

EC REP

Reliance Orthodontic Products, Inc.
1540 W. Thorndale Avenue,
Itasca, IL 60143 USA

1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only

RelianceOrthodontics.com

EC REP

Reliance Orthodontic Products, Inc.

1540 W. Thorndale Avenue,
Itasca, IL 60143 USA

1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only

RelianceOrthodontics.com

EC REP

Reliance Orthodontic Products, Inc.

1540 W. Thorndale Avenue,
Itasca, IL 60143 USA

1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only

RelianceOrthodontics.com

EC REP

Reliance Orthodontic Products, Inc.

1540 W. Thorndale Avenue,
Itasca, IL 60143 USA

1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only

RelianceOrthodontics.com

EC REP

Reliance Orthodontic Products, Inc.

1540 W. Thorndale Avenue,
Itasca, IL 60143 USA

1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only

RelianceOrthodontics.com

EC REP

Reliance Orthodontic Products, Inc.

1540 W. Thorndale Avenue,
Itasca, IL 60143 USA

1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only

RelianceOrthodontics.com

EC REP

Reliance Orthodontic Products, Inc.

1540 W. Thorndale Avenue,
Itasca, IL 60143 USA

1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only

RelianceOrthodontics.com

EC REP

Reliance Orthodontic Products, Inc.

1540 W. Thorndale Avenue,
Itasca, IL 60143 USA

1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only

RelianceOrthodontics.com

EC REP

Reliance Orthodontic Products, Inc.

1540 W. Thorndale Avenue,
Itasca, IL 60143 USA

1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only

RelianceOrthodontics.com

EC REP

Reliance Orthodontic Products, Inc.

1540 W. Thorndale Avenue,
Itasca, IL 60143 USA

1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only

RelianceOrthodontics.com

EC REP

Reliance Orthodontic Products, Inc.

1540 W. Thorndale Avenue,
Itasca, IL 60143 USA

1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only

RelianceOrthodontics.com

EN - ENGLISH

INTENDED USE: Band-Lok® is a two paste, dual-cure adhesive intended for use as a band and appliance cement.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Step 1. Prophyl, rinse, dry and isolate tooth to be banded. Acid etching of the enamel is not required for cementing bands, however, it will increase strength required for high stress appliances.

Step 2. On a mixing pad place equal parts of Band-Lok® Pastes A and B (A 1 inch strip of each part will provide enough cement for 4 bands). If paste is not going to be mixed immediately, shield from light.

Step 3. Mix Pastes A and B thoroughly for 10 seconds and place in band. Seat band and clean off excess flash.

Step 4. At this point you have three curing options:

- Light cure the cement from occlusal for 10 seconds. Cement can be exposed to saliva at this point. Final cure will occur in 5 minutes.

- Light cure the cement from the occlusal for 30 seconds. Cement is now completely cured and can be exposed to forces immediately.

- Allow the cement to chemically cure on its own; complete polymerization will occur in 10 minutes.

IMPORTANT: Band-Lok® will adhere to metal and stainless-steel instruments! Before using, spray instruments with a light coat of PAM® or oil-free silicone before use.

SELF MIXING DUAL-SYRINGE DELIVERY SYSTEM

1. Remove cap and place mixing tip on syringe
2. Syringe material into band/crown or appliance using mixing tip. 3. Replace the cap on the syringe after use.

⚠️**PRECAUTIONS:** Unpolymerized resins may cause skin sensation in susceptible persons. Wash hands and other exposed areas with mild soap and water before eating, drinking or smoking and when leaving work. Provide good ventilation in process areas to prevent formation of vapor. Rinse eyes immediately with plenty of water. Obtain medical attention if pain, blinking or redness persist.

CAUTION: DO NOT REUSE IF SYRINGE BECOMES CONTAMINATED. AVOID CONTACT OF THE REUSABLE PARTS WITH THE PATIENTS MOUTH. USE NEW, UNCONTAMINATED GLOVES. APPLY DISPOSABLE BARRIER SLEEVES/WRAPPS BEFORE EACH PATIENT.

⚠️**Important! Self-Mixing Tips are single use devices. A new tip is required for each patient.**

⚠️**Use of UV, halogen and LED curing lights can be associated with eye damage. The patient, doctor and the assistant should wear properly designed protective eyewear when using these light curing devices.**

⚠️**TEMPERATURE LIMITATION:** Store refrigerated (2-8 Degrees C.)

TO REORDER: #BL, #NFB,L, #BLB, #NFB,LB, #BLSA, #NFBLSA, #BLSAB, #NFBLSAB, #BLSB, #SMBL, #NFSMBL, #SMBLB, #NFSMBLB

WARRANTY: Reliance Orthodontic Products, Inc recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. Reliance Orthodontic Products, Inc does not accept liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk.

RX ONLY: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

NOTICE: Report any serious incident to Reliance and the competent authority of the state in which the user and/or patient is established.

BG - BULGARIAN

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Band-Lok® е лепило за двойно втвърдяване, предназначено за използване като циментова лента за нанасяне.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

Стъпка 1. Почистете, изплакнете, подсушете и изолирайте зъба, на който ще се слга лента. Ецване с киселина на емайла не е необходимо за циментирање на ленти, но това ще увеличи здравината, необходима за уред, подложени на голямо напрежение.

Стъпка 2. Върху смесителна подложка поставете равни части от пастите Band-Lok® A и B (около 2,5 сантиметра лента от всяка част ще осигури достатъчно цимент за 4 ленти). Ако пастата няма да се смесва веднага, павете от светлина.

Стъпка 3. Смесете внимателно пастите A и B за 10 секунди и поставете в лента. Закрепете лентата и почистете излишното цимент.

Стъпка 4. Към този момент имате три възможности за втвърдяване:

- Лекo втвърдяване на цимента от оклузията за 10 секунди. В този момент циментът може да се излага на въздействието на слюнката. Окончателно втвърдяване ще настъпи след 5 минути.

- Лекo втвърдяване на цимента от оклузията за 30 секунди. Циментът вече ще е напълно втвърден и може да се излага на силни веднага.

- Оставяне на цимента да се втвърди химически самостоятелно; пълна полимеризация ще възникне след 10 минути.

ВАЖНО: Band-Lok® ще залепва за метали и неръждаеми инструменти! Преди употреба наръскайте инструментите с тънък слой PAM® или силикон без масло.

СИСТЕМА ЗА ДОСТАВКА С ДВЕ СПРИЦОВКИ И САМОСТЕЛНО СМЕСВАНЕ

1. Свалете капачката и смесете накрайника за смесване на спринцовката
2. Нанесете с помощта на спринцовката материала върху лентата/коронка или уред с помощта на накрайника за

смесване.

3. Сменете капачката на спринцовката след употреба.

⚠️**ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:** Неполимеризираните смоли може да причинят кожни усещания при чувствителни лица.

Измивайте ръцете и другите места на експозиция с мек сапун и вода преди хранене, пиене или пушене и при напускане на работа. Осигурете добра вентилация в зоната на обработка за да предотвратите образуването на пара. Изплакнете очите веднага обилно с вода. Потърсете медицинска помощ, ако болката, мигането или зачервяването продължават.

ВНИМАНИЕ: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОВТОРНО, АКО

СПРИЦОВКАТА СЕ ЗАМЪРЪСИ, ИЗБЪГВАЙТЕ КОНТАКТ

НА ЧАСТИТЕ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА С УСТАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ НОВИ, НЕЗАМЪРСЕНИ РЪКЪВИЦИ, СЛАГАЙТЕ БАРИЕРНИ РЪКЪВИЦОВИКИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА ПРЕД ВСЯКИ ПАЦИЕНТ.

⚠️**Важно!** Накрайниците за самостоятелно смесване са издани за еднократна употреба. За всеки пациент е необходим нов накрйник.

⚠️Използването на UV, halогенна и LED светлина за втвърдяване може да е свързано с увреждане на очите. Пациентът, лекарят и асистентът трябва да носят правилно проектирани защитни очила, когато използват тези устройства за втвърдяване със светлина.

⚠️**ТЕМПЕРАТУРНО ОГРАНИЧЕНИЕ:** Да се съхранява в хладилник (2–8°C.)

ГАРАНЦИЯ: Reliance Orthodontic Products, Inc. признава своята отговорност за замедени продукти, ако не е оклеена че са дефектни. Reliance Orthodontic Products, Inc. не приема отговорност за всякакви вреди или загуби, преки или последващи, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на продуктите така, както е описано. Преди употреба потребителят трябва да определи пригодността на продукта за неговата предназначена употреба. Потребителят поема цялния риск.

САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ: Федералният закон органичава продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живейт.

CZ - CZECH

ZAMYSLENÉ POUŽITÍ: Band-Lok® je adhezivní materiál s dušilní polymerací složený ze dvou past, který je určen k použití jako cement pro matrici a aparát.

POZOR: NEPOUŽÍVÁTE SYTRÍČKA OPAKOVANĚ, POKUD DOJDE K JEJÍM KONTAMINACI, OPAKOVATELNĚ POUŽITELNĚ DÍLY NESMÍ PŘIJÍT DO KONTAKTU S ÚSTY PACIENTŮ.

POZOR: NEPOUŽÍVÁTE SYTRÍČKA OPAKOVANĚ, POKUD DOJDE K JEJÍM KONTAMINACI, OPAKOVATELNĚ POUŽITELNĚ DÍLY NESMÍ PŘIJÍT DO KONTAKTU S ÚSTY PACIENTŮ.

POZOR: NEPOUŽÍVÁTE SYTRÍČKA OPAKOVANĚ, POKUD DOJDE K JEJÍM KONTAMINACI, OPAKOVATELNĚ POUŽITELNĚ DÍLY NESMÍ PŘIJÍT DO KONTAKTU S ÚSTY PACIENTŮ.

1. Světlem polymerje může být okluzní strany po dobu 10 sekund. Cement může být v tomto okamžiku vystaven slinám. Ke konečné polymeraci dojde za 5 minut.

2. Světlem polymerje může být okluzní strany po dobu 30 sekund. Cement je nyní zcela polymerován a může být okamžitě vystaven působení slí.

3. Nechte cement chemicky polymerovat samotný; úplná polymerace nastane za 10 minut.

DŮLEŽITĚ: Band-Lok® se bude uplivat na kovových a netežkých nástrojích Před použitím přesprtejte nástroje tenkou vrstvou PAM® nebo lepu neabsorbujícího silikonu.

SAMOMICHACÍ DÁVKOVACÍ SYSTÉM SE DVĚMA STRÍČKACKAMI

1. Odstráňte uzávěr a umístěte na stříčkačku míchací hrot

2. Materiál vstříknete do matrice/korunky nebo aparátu pomocí míchacího hrotu.

3. Po použití nasadíte uzávěr zapřít na stříčkačku.

⚠️**OPATŘENÍ:** Nepolymerizované pryskyčce mohou u vřímavých osob způsobit senzibilizační účinky. Před jídelním, pitím nebo kouřením a při odchodu z práce si umyjte ruce a další exponovaná místa jenným mytím a vodou. Zajistěte dobrou větraci v zóně zpracování a vyberte abyzně zabránili tvorbě výparů. Okamžitě vypláchněte oč velkým množstvím vody. Pokud bolíte, mřskněte nebo zarudnete přetřváte, vyhleďte lékařský pomoc.

POZOR: NEPOUŽÍVÁTE SYTRÍČKA OPAKOVANĚ, POKUD DOJDE K JEJÍM KONTAMINACI, OPAKOVATELNĚ POUŽITELNĚ DÍLY NESMÍ PŘIJÍT DO KONTAKTU S ÚSTY PACIENTŮ.

POZOR: NEPOUŽÍVÁTE SYTRÍČKA OPAKOVANĚ, POKUD DOJDE K JEJÍM KONTAMINACI, OPAKOVATELNĚ POUŽITELNĚ DÍLY NESMÍ PŘIJÍT DO KONTAKTU S ÚSTY PACIENTŮ.

⚠️**DŮLEŽITĚ!** Samomichací hroty jsou zařízení na jedno použití. Pro každého pacienta je nutný nový hrot.

⚠️Použití UV, halogenových a LED polymeračních světél může být spojeno s poškozením očí. Při používání těchto světelných polymerizačních zařízení by měl pacient, lékař a asistent nosit správně navržené ochranné brýle.

⚠️**OMEZENÍ TEPLOTY:** Uchovávejte v chladu (2–8°C).

OBSAH SÁDY:
4 x 6g stříčkačky s pastou A, 4 x 6g stříčkačky s pastou B, míchací podložka a špachtle.

ZÁRUKA: Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc. uznává svou odpovědnost za výměnu produktu, pokud se ukáže, že je svou vadné. Reliance Orthodontic Products, Inc nepřijímá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, přímé nebo následné, vyplývající z této záruky nebo neposkytuje povážlivé produkty, jak je popsáno. Před použitím je uživatel povinen být určen vhodnosti produktu pro zamýšlené použití. Uživatel převzímá všechna rizika.

POUZE NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS: Federální zákon omezuje prodej tohoto zařízení z titulu objektivně zubního lékaře nebo na jeho základě

POZNÁMKA: Oznamte společnosti Reliance a příslušnému orgánu státu, ve kterém užíváte nebo pacient sdílí, jakoukoli zneužitou událost.

DA - DANISH

TILSIJET BRUG: Band-Lok® er et dual-hærdende bindemiddel med 2 pasta, og beregnet som band- og andringscement.

BRUGSANVISNING:

1. Rens, sky, tør og isoler den tand, der skal bindes. Syresætning af emalen er ikke påkrævet for cementering af bånd, men det øger den nødvendige styrke til anordninger under høj belastning.

Trin 2. På en blandedeplac placeres lige dele af Band-Lok® pasta A og B (En strimmel på 1 tomme af hver giver tilstrækkelig cement til 4 bånd). Hvis pasta ikke straks skal blandes, skal det beskyttes mod lys.

Trin 3. Bland pasta A og B grundigt i 10 sekunder og placer i båndet. Anbring båndet og rengør overskydende flash.

Trin 4. På dette tidspunkt har du tre hærdingsmuligheder:

- Lyshærd cementsen fra okklusl i 10 sekunder. Cement kan udsættes for spyt på dette tidspunkt. Endelig hærdning vil finde sted på 5 minutter.

- Lyshærd cementsen fra okklusl i 30 sekunder. Cementen er nu fuldstændigt okkuleret og kan udsættes for kraftpåvirkning med det samme.

- Lad cementsen hærdede kemisk for sig selv; selvstændig polymerisation vil ske på 10 minutter.

VIGTIGT: Band-Lok® binder til metal og instrumenter af rustfrit stål. Brug beskyttende beskyttelsesinstrumenter med et let lag PAM® eller olieflit silikone inden brug.

SELVBLANDENDE DUAL-SPRITZET LEVERINGSYSTEM

1. Fjern hættten, og sæt blandespidsen på sprøjten

2. Sprøjt materiale ind i båndet/kronen eller anordningen ved hjælp af blandespidsen.

3. Sæt hættten tilbage på sprøjten efter brug.

⚠️**FORHOLDNREGLER:** Uopolymeriserede resiner kan forårsage hudreaktion hos følsomme personer. Vask hænderne samt andre udsatte områder med mild sæbe og vand, før du spiser, drikker eller ryger, og når du forlader arbejdet. Sørg for god ventilation i procesområdet for at undgå dampdannelse. Skyl øjnene straks med rigeligt vand i kontakt lægde, hvis det fortsætter med smerte, blinken eller rødmen.

ADVARSEL: GENANVENN IKKE, HVIS SPRØJTEN BLIVER KONTAMINERET UDGÅA KONTAKT MED DE GENANVENDELIGE DELE OG PATIENTENS MUND. BRUG NYE, UKONTAMINEREDE HÅNDSKER, ANVEND ENGANGSBESKYTTELSESRÆRER I OMSLAG FOR HVER PATIENT

⚠️**Vigtigt!** Spidser til selvblanding er enheder til engangsbrug. Der kræves en ny spids for hver patient.

⚠️Brug af UV-, halogen- og LED-hærdelamper kan forbindes med øjenskader. Patienten, lægen og assistenten bør anvende korrekt designede beskyttelsesbriller med brug af disse lyshærdende enheder.

⚠️**TEMPERATURBEGRÆNSNING:** Opbevares på køl (2-8 grader C.)

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc påtager sig ansvaret for et erstattet et produkt, der viser sig at være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig intet ansvar for skader eller tab, direkte eller efterfølgende, der skyldes brugen af eller manglende brug af produktene som foreskrevet. Det er brugerens ansvar at vurdere før brug, om produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren påtager sig al risiko.

KUN ORDINATION: Federal lov forbeholder dette produkt udelukkende til salg eller ordre fra en tandlæge

BEWEK: Enhver ulovlig hændelse skal rapporteres til Reliance og den kompetente myndighed i den stat, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.

DE - GERMAN

VERWENDUNGSGZWECK: Band-Lok® ist ein dualhärtender Kleber aus zwei Pasten, der zur Verwendung als Band- und Apparatzement vorgesehen ist.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Schritt 1. Reinigung, Spülung, Trocknung und Isolierung des Zahnes, der mit Banden versehen werden soll. Eine Konditionierung des Zahnschmelzes ist für die Zementierung von Banden nicht erforderlich, erhöht jedoch die Festigkeit, die für stark beanspruchte Apparaturen erforderlich ist.

Schritt 2. Auf einem Anmischblock gleiche Mengen der Band-Lok® Pasten A und B platzieren (jeweils ein 1-Zoll-Streifen liefert ausreichend Zement für 4 Bänder). Wenn die Paste nicht sofort gemischt werden soll, muss sie vor Licht geschützt werden.

Schritt 3. Die Pasten A und B 10 Sekunden lang gründlich mischen und in einem Band deponieren. Das Band einpassen und überschüssige Grate entfernen.

Schritt 4. An diesem Punkt sind drei Aushärtungsoptionen verfügbar:

- Den Zement 10 Sekunden lang okkusal mit Licht aushärten. Der Zement kann zu diesem Zeitpunkt dem Speichel ausgesetzt werden. Die endgültige Aushärtung erfolgt innerhalb von 5 Minuten.

- Den Zement 30 Sekunden lang okkusal mit Licht aushärten. Der Zement ist nun vollständig ausgehärtet und kann sofort den Kräften ausgesetzt werden.

- Den Zement von selbst chemisch aushärten lassen; die vollständige Polymerisation erfolgt innerhalb von 10 Minuten.

WICHTIG: Band-Lok® haftet an Metall- und Edelsteininstrumenten! Die Instrumente vor dem Gebrauch mit einer dünnen Schicht PAM® oder ölfreiem Silikon einstrichen.

SELBSTMISCHENDES DUAL-SPRITZENABGABESYSTEM

1. Die Karpe abnehmen und die Mischkanüle auf die Spritze

aufsetzen.

2. Material mit der Mischkanüle in das Band/die Krone oder in die Apparatur spritzen.

3. Die Karpe nach dem Gebrauch wieder auf die Spritze aufsetzen.

⚠️**VORSICHTSMASSNAHMEN:** Unpolymerisierte Harze können bei empfindlichen Personen eine Hautempfindung hervorrufen.

Vor dem Essen, Trinken, Rauchen und Verlassen der Arbeit die Hände und andere exponierte Stellen mit milder Seife und Wasser waschen. Für eine gute Belüftung im Prozessbereich sorgen, um Dampfbildung zu verhindern. Die Augen sollten mit reichlich Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Schmerzen, Blinzeln oder Rötungen einen Arzt zu Rate ziehen.

VORSICHT: NICHT WIEDERVERWENDEN, WENN DIE SPRITZE KONTAMINIERT WIRD. DEN KONTAKT DER WIEDERVERWENDBAREN TEILE MIT DEM KONTAMINIERTEN PATIENTEN VERMEIDEN. NEUE, NICHT KONTAMINIERTE HÄNDSCHUHE VERWENDEN, VOR JEDEM PATIENTEN EINWEG-BARRIERESTÜLPEN/UMHANG ANLEGEN.

⚠️**Wichtig!** Selbstmischkanülen sind Einwegprodukte. Für jeden Patienten ist eine neue Kanüle erforderlich.

⚠️Die Verwendung von UV-, Halogen- und LED-Härtungs Lampen kann mit Augenschäden einhergehen. Der Patient, der Arzt und die Assistent:in sollten bei Verwendung dieser Lichthärtungsgeräte eine ordnungsgemäß ausgelegte Schutzbrille tragen.

pmoču vrha za miješanje.

3. Zavrtoite poklopcem štrcaljku nakon upotrebe.

⚠**MJERE OPREZA:** Nepolimerizirane smole mogu kod osjetljivih osoba izazvati reakcije na koži. Operite ruke i druga izložena mjesta blagim sapunom i vodom prije lea. Konzumirajte pića ili pušenja i nakon napuštanja rade. Omogućite dobru ventilaciju u radnom prostoru kako biste spriječili stvaranje pare. Oči odmah isperite u vodi. Potražite liječničku pomoć ako se ne bol. Treptanje ili crvenilo nastoje.

OPREZ: NEMOJTE PONOVO UPOTREBLJIVATI ŠTRCALJKU AKO POSTANE ONČIŠĆENA. IZBJEGAVAJTE KONTAKT DJELOVA KOJI SE MOGU VIŠEKRATNO KORISTITI S UŠTIMA PACIJENTIMA. KORISTITE NOVE, NEKONTAMINIRANE RUKAVICE, OBUČITE JEDNOKRATNE ZAŠTITNE RUKAVE/OMOTAČE PRIJE SVAKOG PACIJENTA.

Ⓜ**Važno!** Whvori za samoniješanje namjenjeni su za jednokratnu upotrebu. Za svakog pacijenta potreban je novi vrh.
⚠Korištenje UV, halogenog ili LED svjetla za učvršćivanje može izazvati oštećenje očju. Pacijent, liječnik i asistent trebaju upotrebljavati posebno dizajnirane zaštitne naočale za vrijeme upotrebe ovih uređaja za svjetlosno učvršćivanje.

Ⓜ**GRANICIJENE TEMPERATURE:** Čuvajte u hladnjaku (2-8°C).
JAMSTVO: Reliance Orthodontic Products, Inc. preuzima odgovornost za zamjenu proizvoda ako se dokaže da su neispravni. Reliance Orthodontic Products, Inc. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, izravno ili posredičan, koji proizači iz upotrebe ili neispravnosti da se proizvod upotrebljava kako je opisano. Prije upotrebe, korisnik je dužan utvrditi prikladnost proizvoda za njegovu predviđenu namjenu. Korisnik snosi sav rizik.

SAMO NA RX: Savezni zakon ograničava kupovinu ovog proizvoda na stomatološke radnike ili njihovom naću.

OBAVIJEŠT: Svaki ozbiljni incident prijavite tvrtki Reliance i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik i / ili pacijent ima sjedište.
REU - HUNGARIANO
HENDLETÉTSZERŐ FELHASZNÁLÁS: A Band-Lok® egy kétcsészes, kettős kötésű ragasztó, amelyet gyűrű és fogszabályzó készülék cementként használnak.
HASZNÁLTI UTASÍTÁS:
1. lépés Polirozsa, öblítse le, szárítsa meg és szeparálja a gyűrűvel ellátandó fogakat. A zománc savas maradása nem szükséges a gyűrű cementálásához, ugyanakkor ez növeli a vagy igénybevételét készülékek esetében szükséges szilárdságot.
2. lépés Helyezzen egy keverőlapra azonos mennyiségű Band-Lok® A és B pasztákat (az egyes részek 2,5 cm csíkjá 4 gyűrűhöz elegendő mennyiségű). Ha a pasztát nem keveri össze azonnal, akkor óvja a fénytől.
3. lépés Az A és B pasztákat keverje össze alaposan 10 másodpercig, és helyezze a gyűrűbe. Helyezze fel a gyűrűt és távolítsa el a felesleges anyagot.
4. lépés Ezen a ponton három polimerizálási lehetőség van.

- 10 másodpercig fotopolimerizálja okkluzálisan a cementet. A cement ezen a ponton érintkezhet a nyáljal. A teljes kötés 5 perc alatt történik meg.
- 30 másodpercig fotopolimerizálja okkluzálisan a cementet. A cement most teljesen polimerizálódik, és azonnal kitéhető erőtávolsákoknak.

- Hagyja, hogy a cement magától kémiailag megkötödjön, a teljes polimerizáció 10 perc alatt történik meg.

FONTOS: A Band-Lok® ragadni fog a fém és rozsdamentes acél műszerekhez. Használat előtt permetezzen a műszerekre egy vékony PAM® réteget vagy olajmentes szilikonot.
ÖNKÉVEREDŐ DUAL, KETTŐS FECSKENDŐS KISZÉLÉK
1. Vegye le a kupakot, és helyezze a keverőhegyet a fecskendőbe.
2. Fecskendezze az anyagot a gyűrűbe/ koronába vagy a készülékbe a keverőhegy segítségével.
3. Használat után helyezze vissza a kupakot a fecskendőre.
⚠**ÖVINTÉZKEDÉSEK:** A nem polimerizált anyagok az arra érzékeny személyeknél bőrrórációkat okozhatnak. Mossa meg a kezét és az egyéb érintett területeket enyhén szappanos vízzel leéktézze, ivás vagy dohányszívás előtt, illetve amikor hazatér a munkából. A gőzkeverődés megakadályozása érdekében gondoskodjon munkaterületéről megfelelő szellőztetésről. Azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel. Ha a fájdalom, piogság vagy bőrpír továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT: NE HASZNÁLJA ÚJRA A

FECSKENDŐT, HA AZ SZENNYEZŐDÖTT, KERÜLJE AZ ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ RÉSZEK ÉS A BETEG ERINTKEZÉSÉT, HASZNÁLJON ÚJ, SZENNYEZŐDÉSMENTES KESZTYŰKÉT, ALKALMAZZON ELDOBHATÓ VÉDOFOLIÁT/CSOMAGOLÓT MINDEN EGYES BETEG ELŐTT

Ⓜ**Fontos!** Az önkéverő hegyek egyszer használatos eszközök. Minden betegnél új hegy szükséges.

⚠Az UV, halogén és LED polimerizációs lámpák használata szemkárosodással járhat. A betegeknk, az orvosok és az asszisztensek a fotopolimerizációs eszközök használata során megfelelően kialakított védőszemvevelet kell viselni.

Ⓜ**HÖMÉRSÉKLETKORLÁTOZÁS:** Hűtve (2-8°C) tárolandó.
GARANZIA: A Reliance Orthodontic Products, Inc. elismeri, hogy felelős a termékért kicserélni, ha azok hibásnak bizonyulnak. A Reliance Orthodontic Products, Inc. nem vállal felelősséget semmilyen követelvény vagy következményes kárért vagy vesztéséért, amely a terméknek a leírítk szerinti felhasználásából vagy a helyes használat képességének hiányából fakad. Használat előtt a felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy a termék alkalmas-e a rendeltetészerű felhasználásra. A felhasználó vállalja az összes kockázatot.

KIZÁRÓLAG ORVOSI RENDELVÉNYRE: A szövetésgy törvények értelmében az eszköz kizárólag fogászati rendelvénny vagy fogszakorvos részére értékesíthető.
FELSZÁLLTÁS: Jelentsen minden súlyos eseményt a Reliance-nek és a felhasználó és/vagy a páciens letelepedési helyének megfelelő állami illetékes hatóságainak.

IT - ITALIAN

USO PREVISTO: Band-Lok® è un adesivo a due paste a doppia polimerizzazione pensato per un uso come cemento per bande e apparecchi.
ISTRUZIONI PER L'USO
1. Eseguire la profilassi, risciacquare, asciugare e isolare il dente a cui si deve applicare la banda. Per cementare le bande non è richiesta la mordenzatura all'acido dello smalto, tuttavia, ciò incrementerebbe la forza necessaria in caso di apparecchi che subiscono stress elevati.

Fase 2. Su una tavoletta di miscelatura collocare parti uguali di Pasta A e B Band-Lok® (una striscia di 1 pollice di ogni componente formerà cemento sufficiente per 4 bande). Se la pasta non deve essere mescolata subito è necessario proteggerla dalla luce.

Fase 3. Miscelare la pasta A e la pasta B con cura per 10 secondi e collocarla nella banda. Posizionare la banda e eliminare l'eccesso di sbavatore.

Fase 4. A questo punto sono disponibili tre opzioni di polimerizzazione:

- Fotopolimerizzare il cemento dal bordo occlusale per 10 secondi. A questo punto il cemento può essere esposto alla saliva. La polimerizzazione finale avviene in 5 minuti.
- Fotopolimerizzare il cemento dal bordo occlusale per 30 secondi. Ora il cemento è completamente polimerizzato e può essere esposto immediatamente a forza.
- Lasciare che il cemento si polimerizzi chimicamente da solo; la polimerizzazione completa avviene in 10 minuti.

IMPORTANTE: Band-Lok® aderisce al metallo e agli strumenti di acciaio inossidabile. Prima dell'uso nebulizzare sugli strumenti un sottile strato di PAM® o silicone privo di olio.

SISTEMA DI EROGAZIONE A DOPPIA SIRINGA AUTOMISCELANTE

- Rimuovere il cappuccio e posizionare la punta di miscelazione sulla siringa
- Applicare il materiale della siringa nella banda/corona o nell'apparecchio utilizzando la punta di miscelazione.
- Riposizionare il cappuccio sulla siringa dopo l'uso.

⚠**PRECAUZIONI:** Le resine non polimerizzate possono causare sensibilizzazione cutanea nelle persone predisposte. Lavare le mani e le altre aree esposte con acqua e un sapone delicato, prima di mangiare, bere o fumare e prima di uscire dal luogo di lavoro. Per impedire la formazione di vapore, fornire una buona ventilazione nell'area di lavorazione. Risciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua. Richiedere l'intervento di un medico se il dolore, l'ammiccamento o il rossore persistono.

ATTENZIONE: NON RIUTILIZZARE IN CASO DI SIRINGA CONTAMINATA. EVITARE IL CONTATTO DELLE PARTI RIUTILIZZABILI CON LA BOCCA DEL PAZIENTE. UTILIZZARE QUANTI NUOVI E NON CONTAMINATI. APPLICARE DELLE COPERTURE PROTETTIVE MONOUSO PER OGNI PAZIENTE

Ⓜ**Importante! Le punte autocementate sono dispositive monouso. Per ogni paziente è necessario utilizzare una nuova punta.**

⚠**Limiti di temperatura:** Conservare in frigorifero (2-8°C).
GARANZIA: Reliance Orthodontic Products, Inc. riconosce la propria responsabilità di sostituire i prodotti se si dimostra che sono difettosi. Reliance Orthodontic Products, Inc. non si assume responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o conseguenti, derivanti dall'uso o dall'incapacità di usare i prodotti così come descritti. Prima dell'uso, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'adeguatezza del prodotto per l'uso previsto. L'utilizzatore si assume tutti i rischi.

SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA: la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo a odontoiatri o ai professionisti medici.
NOTA: segnalare qualsiasi incidente grave a Reliance e all'autorità competente dello Stato in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

NL - DUTCH

BEOOGD GEBRUIK: Band-Lok® is een twee-componentenlijm met dubbele uitharding, bedoeld voor gebruik als band- en apparaatcement.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Stap 1. Reinigen, spoelen, drogen en isoleren van de te banderoleren tand. Zuureten van het email is niet nodig voor het cementeren van banden, maar het zal de sterkte verhogten die nodig is voor apparatuur met hoge spanning.

Stap 2. Plaats op een mengblok gelijke delen van de Band-Lok®-pasta's A en B (een strook van 2,5 cm van elk deel zorgt voor voldoende cement voor 4 banden). Als de pasta niet onmiddellijk wordt gemengd, bescherm deze dan tegen licht.

Stap 3. Meng Pasta's A en B grondig gedurende 10 seconden en plaats ze in de band. Plaats de band en verwijder overtollige pasta.

Stap 4. Op dit punt heeft u drie mogelijkheden om het te harden:
- Lichtuitharden van het cement van het occlusaal gedurende 10 seconden. Het cement kan op dit punt worden toegestoeld aan speeksel. De uitharding zal 5 minuten in beslag nemen.

- Lichtuitharden van het cement van het occlusaal gedurende 30 seconden. Cement is nu volledig uithard en kan onmiddellijk aan krachten worden blootgesteld.

- Laat het cement zelf chemisch uitharden; volledige polymerisatie neemt 10 minuten in beslag.

BELANGRIJK: Band-Lok® hecht zich aan metalen en roestvrijstalen instrumenten. Spuit voor gebruik een lichte laag PAM® of olievrje siliconen op instrumenten.

ZELFMEGEND SYSTEEM MET DUBBELE SPUITMOND

- Verwijder de dop en plaats het mengstuk op de spuitmond
- Spuut materiaal in de band/kroon of het apparaat met behulp van het mengstuk.

- Plaats de dop na gebruik weer op de spuitmond.

⚠**LET OP:** Ongepolymeeriseerde harsen kunnen bij gevoelige personen huidirritatie veroorzaken. Was uw handen en andere blootgestelde delen van de huid met milde zeep en water alvorens te eten, drinken of roken, en bij het verlaten van het werk. Zorg voor een goede ventilatie in het werkgebied om dampvorming te voorkomen. Bij oogcontact of ogen onmiddellijk overvloedig spoelen met water. Zoek medische hulp als pijn, knippen met ogen of roodheid aanhoudt.

LET OP: NIET HERGEBRUIKEN ALS DE SPUIT

VERONTREININGD RAAKT, VERMID CONTACT VAN

DE HERBRUIKBARE DELEN MET DE MOND VAN DE

PATIENT, GEBRUIK NIEUW, NIET-VERONTREINIGDE

HANDSCHOENEN, BRENG VOOR ELKE PATIËNT

WEGWERPBARE BESCHERMHOEZEN/WIKKELS AAN

Ⓜ**Belangrijk! Zelfmengstukken zijn apparaten voor éénmalig gebruik. Voor iedere patiënt is een nieuw mengstuk nodig.**

⚠**E**r bestaat mogelijk een verband tussen het gebruik van UV-, halogeen- en LED-uithardingslampen en oogschade. De patiënt, de arts en de assistent moeten bij het gebruik van deze lichtuithardingsapparaten een goed ontworpen veiligheidsbril dragen.

Ⓜ**TEMPERATUURBEPERKING:** Bewaar gekoeld (-2-8°C).

GARANTEE: Reliance Orthodontic Products, Inc. erkent zijn verantwoordelijkheid om producten te vervangen als blijkt dat ze defect zijn. Reliance Orthodontic Products, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor gebruik te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De gebruiker neemt alle risico's op zich.

ALLEN RX: De federale wet beperkt dit apparaat tot de verkoop aan of in opdracht van een tandarts

OPMERKING: Ernstige incidenten moeten worden gemeld bij Reliance en de bevoegde autoriteit van de staat waarin de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

NO - NORWEGIAN

TILTENKT BRUK: Band-Lok® er en tokomponents, dobbelthendede adhesivapasta tiltent for bruk som sement for matriser og restaurasjonjer.

INSTRUKSJONER FOR BRUK:

Trinn 1. Forberedning, skylt, tork og isoler tannen som skal påføres matrise. Syrensing er ikke nødvendig for sementering med matrise, men det vil øke styrken som kreves for restaurasjonjer med høy belastning.

Trinn 2. Plasser like deler av Band-Lok® pasta A og B på en blandepute (en 1 cmers stripe av hver del vil gi nok sement for 4 matriser). Hvis pastaen ikke skal blandes umiddelbart, må du beskytte den mot lys.

Trinn 3. Bland pastaene A og B grundigt i 10 sekunder, og sett i matrise. Plasser matrisen, og fjern overflødig materiale.

Trinn 4. På dette punktet har du tre hardemøjligheter:

- Lysherd sementen fra okklusall i 10 sekunder. Sementen kan bli eksponert for spyt på dette punktet. Endelig herding vil skje etter 5 minutter.

- Lysherd sementen fra okklusallen i 30 sekunder. Sementen er nå fullstendig herdet og kan eksponeres for kraft umiddelbart.

- La sementen herde kjemisk av seg selv, fullstendig polymerisering vil skje etter 10 minutter.

VIKTIG: Band-Lok® adherer til metall- og stålinstrumenter. Før bruk må du sprøyte instrumentene inn med et lett lag med PAM® eller oljefri silikon.

LEVERINGSYSTEM MED SELVBLANDENDE DUALSPROYTE

- Fjern hetten og plasser bandespissen på sprøyten
- Sprøyt materiale inn i matrisen/kronen eller restaurasjonjen ved hjelp av bandespissen.
- Sett hetten på sprøyten etter bruk.

⚠**FORHOLDSREGLER:** Ikke-polymeerisert resin kan forårsake hudirritasjon eller kontaktallergi senere. Vask hender og andre eksponerte områder med mild såpe og vann før du spiser, drikker eller røyker og når du forlater jobben. Sørg for god ventilasjon i behandlingsrommet for å forhindre dannelse av damp. Skyll eyne umiddelbart med mye vann. Kontakt lege dersom smertor, blinking eller rødhet vedvarer.

FORSIKTIG: IKKE BRUK SPRØYTEN PÅ NYTT DERSOM DEN KONTAMINERTES. UNGGA KONTAKT MELLOM GJENBRUKSBLEDER OG PASIENTENS MUNN. BRUK NEU, KONTAMINERTE HANSKER, BRUK ENGANGS BARRIEREMANSJETTER I DUKER FOR HVER PASIENT

Ⓜ**Viktig! Sjølvblandepasta er engangselement. En ny spiss er nødvendig for hver pasient.**

⚠**Br**uk av UV-, halogeen- og LED-herdelampen kan være forbundet med øyeskadet. Pasienten, legen og assistenten skal bruke riktig utformede vernebriller når disse herdelampene brukes.

Ⓜ**TEMPERATURBEGRENSNING:** Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader C).

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc anerkjenner Sitt ansvar for a erstatte produkt hvis de viser seg å være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtar seg ikke ansvar for skader eller tap, direkte eller følgeskader, som stammer fra bruk av eller manglende evne til å bruke produktene som beskrevet. Vi er ikke er det brukernes ansvar å vurdere egnetheten til produktet for den tiltenkte bruken. Brukeren påtar seg all risiko.

BARE RX: Federal lov i USA begrenser salg av denne enheten til eller etter ordre fra en tannlege

MERKNAD: Rapportør alvorlige hendelser til Reliance og ansvarlige tilsynsmyndighet i landet der brukeren og/eller pasienten er hjemmehørende.

PL - POLISH

PRZEZNACZENIE: Band-Lok® jest składającym się z dwóch past materiałem klejącym uxtwardzanym za dwa sposoby i stosowanym jako cement do pierścieni i aparatów.

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

Krok 1. Przygotować, optukać, osuszyć i odizolować ząb, na który ma być założony pierścień. Wytrawiania kwasowe nie jest wymagane do cementowania pierścieni, jednak zwiększa wytrzymałość niezbędną do aparatów silnie obciążających.
Krok 2. Na podkładkę mieszającą umieścić równe części past Band-Lok® A i B (kawałek długości 2,5 cm zawierający ilość cementu wystarczającą na 4 pierścienie). Jeśli pasta nie zostanie natychmiast rozmieszana, zabezpieczyć ją przed dostępem światła.

Krok 3. Mieszać dokładnie pasty A i B przez 10 sekund i rozprzrowadzić na pierścieniu. Osadzić pierścień i usunąć nadmiar materiału.

Krok 4. Na tym etapie istnieją trzy możliwości utwardzania:

- Uxtwardzać cement światłem od strony zgrzyzowej przez 10 sekund. W tym czasie cement może mieć kontakt ze śliną. Ostateczne utwardzenie nastąpi po upływie 5 minut.

- Uxtwardzać cement światłem od strony zgrzyzowej przez 30 sekund. Cement jest teraz całkowicie utwardzony i mogą na niego natychmiast oddziaływać sily.

- Pozostawić cement do samoinstentnego utwardzenia chemicznego; całkowita polimeryzacja nastąpi w ciągu 10 minut.

WAŻNE: Materiał Band-Lok® będzie przywierał do instrumentów metalowych (nie żelaznych). Przed użyciem spryskać instrumenty lekką warstwą sprayu PAM® lub silikonu beztlenuszczowego.

DWUSTRZYKAWKOWY SYSTEM DOZOWANIA DO SAMODZIELNEGO MIESZANIA

- Zdjąć nasadkę i nałożyć końcówkę mieszającą na strzykawkę.
- Używając strzykawkę, nałożyć materiał na pierścień/koronę lub aparat za pomocą końcówki mieszającej.
- Po użyciu ponownie nałożyć nasadkę na strzykawkę.

⚠**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:** Żywcie niespolimerizowane mogą wywoływać u osób wrażliwych uczulenie na skórze. Przed jedzeniem, pieleniem lub paleniem oraz po zakończeniu pracy umyć ręce i inne odsłonięte miejsca łagodnym mydłem i wodą. W miejscu wykonywania zabiegu zapewnić dobrą wentylację, aby zapobiec tworzeniu się oparów. Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody. W przypadku utrzymującego się bólu, mrygnania lub zaczerwienienia kontaktować się z lekarzem.

PRZESTROGA: NIE UŻYWAĆ PONOWNIE, JEŚLI STRZYKAWKA ZOSTAŁA ZAMAZANA CIECZKĄ UNIKAJ KONTAKTU CZĘŚCI WIELOKROTNO UŻYTKUJ Z USTAMI PACJENTA, UŻYWAJ NOWYCH, NIESKAZONYCH REKAWICZEK, PRZED KAŻDYM PACJENTEM STOSOWAĆ JEDNORAZOWE REKAWY I OPASKI BARIEROWE.

Ⓜ**Ważne! Końcówki samo mieszające to urządzenia jednorazowego użytku. U każdego kolejnego pacjenta stosować nową końcówkę.**

⚠**Stosowanie lamp utwardzających UV, halogenowych i LED może wiązać się z uszkodzeniem oczu. Podczas korzystania z wymienionych urządzeń do utwardzania światłem pacjent, lekarz i asystent powinni nosić prawidłowo zaprojektowane okulary ochronne.**

Ⓜ**GRANICZENIE TEMPERYURY:** Przechowywać w lodówce (w temperaturze 2-8°C).

WARANCJA: Firma Reliance Orthodontic Products, Inc. odpowiada za wymianę produktów w przypadku stwierdzenia ich wadliwosci. Reliance Orthodontic Products, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty bezpośrednio lub wtórne wynikające z użycia lub braku możliwości użycia produktów w sposób zgodny z opisem. Przed użyciem użytkownik odpowiada za określenie przydatności produktu do przewidzianego zastosowania. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko.

PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO NA RECEPTĘ: Prawo federalne ogranicza sprzedaż tego wyrobu przez lekarza dentystę lub na jego zlecenie

UWAGA: Wszelkie powodne zdarzenia należy zgłaszać firmie Reliance oraz właściwemu organowi państwa, w którym użytkownik lub pacjent przebywa.

PT - PORTUGUESE

USO PRETENDIDO: O Band-Lok® é um adesivo de duas pastas de dupla polimerização destinado a ser usado como uma banda e cimento de aparelhos.

INSTRUÇÕES DE USO:

Etapa 1. Faça a profilaxia, enxágue, seque e isole o dente a ser bandado. O condicionamento ácido do esmalte não é necessário para cimentar as bandas, no entanto, aumentará a resistência necessária para aparelhos de alta tensão.

Etapa 2. Em um bloco de mistura coloque partes iguais de Polímero A e B (Uma tira de 1 polegada de cada parte fornecerá cimento suficiente para 4 bandas). Se a pasta não for misturada imediatamente, proteja da luz.

Etapa 3. Misture bem as pastas A e B durante 10 segundos e coloque na banda. Adapte a banda e limpe o excesso de fliaoh.

Etapa 4. Neste momento, você tem três opções de polimerização:

- Faça a fotopolimerização do cimento a partir do occlusal durante 10 segundos. O cimento pode ser exposto à saliva neste ponto. A polimerização final ocorrerá em 5 minutos.

- Faça a fotopolimerização do cimento a partir do occlusal durante 30 segundos. O cimento está agora completamente polimerizado e pode ser exposto a forças imediatamente.

- Permita que o cimento faça a fotopolimerização por si só; a polimerização completa ocorrerá em 10 minutos.

IMPORTANTE: Band-Lok® adere aos instrumentos de metal e aço inoxidável. Antes de usar, pulverize uma camada leve de PAM® ou silicone sem óleo nos instrumentos antes de usar.

SISTEMA DE ENTREGA AUTO-MISTURA COM DUAS SERINGAS

- Retire a tampa e coloque a ponta de mistura na seringa
- Materiai da seringa em banda/corooa ou aparelho usando a ponta de mistura.
- Substitua a tampa da seringa após o uso.

⚠**PRECAUCOES:** As resinas não polimerizadas podem causar sensação cutânea em pessoas suscetíveis. Lave as mãos e outras áreas expostas com água e sabão suave antes de comer, beber ou fumar e ao sair do trabalho. Forneça boa ventilação na área de processo para evitar a formação de vapor. Enxágue os olhos imediatamente com água em abundância. Procure orientação médica se a dor, o piscar ou a vermelhidão persistirem.

CAUIDADO: NÃO REUTILIZE SE A SERINGA FICAR CONTAMINADA. EVITE O CONTATO DAS PARTES REUTILIZAVEIS COM A BOCA DO PACIENTE. USE LUVAS NOVAS E NÃO CONTAMINADAS, APLIQUE MANGAS DE BARRIEIRA DESCARTAVEIS ANTES DE CADA PACIENTE.
Ⓜ**Importante! As Pontas de Auto-Mistura são dispositivos de uso único. É necessária uma nova ponta para cada paciente.**

⚠**O** uso de fotopolimerização com UV, halogénios e LED pode estar associado a lesões oculares. O paciente, o médico e o assistente devem usar óculos de proteção projetados adequadamente ao usar estes dispositivos de fotopolimerização.

Ⓜ**LIMITAÇÃO DE TEMPERATURA:** Armazene refrigerado (2-8 graus C.)

GARANTIA: A Reliance Orthodontic Products, Inc. reconhece a sua responsabilidade em substituir os produtos em caso de comprovação de defeitos. A Reliance Orthodontic Products, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas, diretos ou consequentes, decorrentes do uso ou incapacidade de uso dos produtos, conforme descrito. Antes de usar, é responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto ao seu uso pretendido. O usuário assume todos os riscos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO: A lei federal restringe este dispositivo à venda por ou a pedido de um profissional odontológico

AVISO: Relate qualquer incidente grave à Reliance e à autoridade competente do estado em que o usuário e/ou paciente estiver estabelecido.

Ⓜ**FÓRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:** Icke-polymeriserade härtar kan orsaka hudsensibilisering hos känsliga personer. Tvätta händerna med tvål och skölj dem med mild vät och vatten innan du äter, drikker eller röker och när du lämnar jobbet. Sørg for god ventilation i bearbejtningsområdet for at forhindre bildning av ånga. Skjøl øgonen ommedelbart med myknet vatten. Kontakta lakare vid kvärsårstende smerte, blinking eller rodnad.

VARNING: ÅTERANVÄND INTE KONTAMINERAD SPRUTA, UNDVIK ATT VIDRÖRA DE ÅTERANVÄNDBARA DELARNA MED PATIENTERNNS MUN, ANVÄND NYA, IKKE-KONTAMINERADE HANSKAR. SÄTT PÅ NYTT BARRIÄRÖVDRAG/OMSLÅG FÖR ENGANGSBRUK INFÖR VARJE PATIENT

Ⓜ**Viktig! Sjølvblandende spetsar är medicintekniske produkter for engangsbruk. En ny spets kråvs for varje patient.**

⚠**Användning av UV-, halogeen- og LED-hårdningslampa kan vara förknippad med ögonskador. Patienten, lakaren och sköterskan ska bära korrekt utformade skyddsglasögon vid användning av dessa hårdningslampor.**

Ⓜ**TEMPERATURBEGRENSNING:** Förvara i kylskåp (2-8°C).

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. är ansvarig för ersättning av produkter som visats vara defekta. Reliance Orthodontic Products, Inc. ansvarar inte för skador eller indirekta skador eller förluster som härrör från användning av eller felaktig användning av produkterna enligt beskrivningen. Före användning ansvarar användaren för att fastställa huruvida produkten är lämplig för den avsedda användningen eller inte. Användaren påtar sig alla risker.

ENDAST MOT RECEPT: Enligt federal lagstiftning i USA får

denna enhet endast säljas av eller på ordination av en tandläkare

NOTERA: Rapportera alla allvarliga incidenter till Reliance och