

HR - CROATIAN

INDIKACIJE ZA UPOTREBU: Proizvod FlowTain™ je ortodontski adheziv u tekućem stanju, za svjetlosno uvršćivanje, a koristi se za vezanje lingvalnih retencijskih sredstava i termoplastičkih materijala, za izradu stopera za žičani luk i za nezirvano vezanje ortodontskih bravica i aparata. Proizvod FlowTain™ također se može koristiti za retenciju termoplastičkih sredstava za održavanje. Proizvod FlowTain™ LV tekući je adheziv za svjetlosno uvršćivanje koji se koristi za nezirvano vezanje ortodontskih bravica.

UPUTE ZA UPOTREBU:

BAZNO NEZIRVANO VEŽANJE PO MUJERI

- Profilirajte, isperite i osušite caklinu.
- Provodite jetkanje cakline u trajanju od 30 sekundi. Isperite i temeljito osušite.
- Na površinu zuba i svakog podloška po mjeri na podmetaku za vezanje nanosite jedan sloj proizvoda Assure® Plus. Lagano osušite zrakom.

4. Nanosite malu količinu proizvoda FlowTain™ na gingivalnu polovicu svakog podloška po mjeri. Posavite podmetak za vezanje u usta pacijenta i tretirajte svjetlom.

5. Oprezno uoklopite podmetak za vezanje. Tretirajte svjetlosno svaku bravicu ponovo u trajanju od 10 sekundi.

PRAVILJNE STOPERA NA ŽIČANOM LUKU:
Provodite mikrojetkanje žice. Nanosite kuglicu proizvoda FlowTain™ i provodite svjetlosno uvršćivanje.

RETENCIJA TERMOPLASTIČNIH NAPRAVA ZA PORAVNAVANJE POMOĆU PROIZVODA FLOWTAIN ZA PRAVLJENJE DODATKA:
Profilirajte, provodite jetkanje, isperite i osušite caklinu. Kondicionirajte površinu podloška pomoću proizvoda Assure Plus i osušite zrakom. Nanosite proizvod FlowTain na površine za dodatke na aparatu, tretirajte svjetlom.

VEZIVANJE LINGVALNIH RETENCIJSKIH SREDSTAVA:

1. Profilirajte caklinu, isperite i osušite. Izvršite jekljanje cakline.
2. Provodite jetkanje, isperite i osušite. Naneste Assure® Plus, osušite zrakom.
3. Naneste FlowTain™ preko lingvalne žice za fiksiranje i provodite svjetlosno uvršćivanje.

OPREZ: VRHOVI SU NAMJENJENI ZA JEDNOKRATNO UPOTREBU, ZA SVAKOG PACIJENTA JE POTREBNO KORISTITI NOVU VRHU DA SE IZBEGNE RIZIK OD KONTAMINACIJE.

VAŽNO: Intenzitet svjetla za uvršćivanje može varirati. Pri nekim svjetlima većeg intenziteta trebat će kraća aktivacija paste. Gubitak intenziteta ne može se uočiti golum okom. Izdvojenim pastom ne smije se izlagati izravnom svjetlu u dužem vremenskom periodu jer može doći do diplomirne aktivacije. Pasta se može nanijeti na brvce anaprijed ali se mora zakloniti od vanjskog svjetla (tj. poklopici poklopm).

OPREZ: NEMOJTE PONOVNO UPOTREBLJIVAJTI STRALJAKU AKO DOBE DO KONTAMINACIJE. IZBEGAVAJTE KONTAKT DIJELOVA KOJI SE MOGU VIŠEKRATNO KORISTITI S USTIMA PACIJENTA. KORISTITE NOVE, JEDNOKRATNARE UKUVAKE, NAVUČICE, NEDOKRATNE ZAŠTITNE UKUVAKE/OMOTAČE PRIJE SVAKOG PACIJENTA

OPREZ: NEPOZIRANJE: Nepozirane smole mogu kod osjetljivih osoba izazvati reakcije na koži. Izbjegavajte kontakt s kožom. U slučaju dodira s kožom, temeljito je operite sapunom i vodom. Kontakt s ostalim kvimna: porudite na kojem je došlo do izljeva odmah isperite obilnim količinama vode nekoliko minuta.

OPREZ: NEKORISTITE UV, HALOGENI I LED SVJETLA ZA UVRŠĆIVANJE MOŽE IZAZVATI OŠTEĆENJE OČI. Pacijent, liječnik i asistent trebaju koristiti propisno dizajnirane zaštitne naočale za vrijeme upotrebe ovih uređaja za svjetlosno uvršćivanje.

OPREZ: OGRANIČENJE TEMPERATURE: Čuvati na sobnoj temperaturi (15-30°C)
JAMSTVO: Reliance Orthodontic Products, Inc. preuzima odgovornost za zamjenu proizvoda ako se dokaže da su neispravni. Reliance Orthodontic Products, Inc. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, izravni ili posredni, koji proizašli iz upotrebe ili neposrednosti da se proizvod upotrebljava kako je opisano. Prije upotrebe, korisnik je dužan utvrditi prikladnost proizvoda za njegovu predviđenu namenu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s navedenim.

SAMO NA RX: Savezni zakon SAD-a ograničava kupovinu ovog proizvoda na stomatološke radnike ili njihovom nalogu.
OPREZJEST: Svaki ozbiljni incident prijavite tvrtki Reliance i naveditežnom tijelu države u kojoj korisnik i/ili pacijent ima sjedište.

HU - HUNGARIAN

ALKALMAZÁSI JAVALLATOK: A FlowTain™ lingvális retainerék és sínhez anyókat fogszabászásra, fogszabályozó i stopokk létrehozására, valamint a fogszabályozó bracketek felhelyezésére, fényké történő rögzítésére szolgáló folyékony, fényre köt ortodontiai ragasztó. A FlowTain™ a termoplastikus alginerek megáztatására is alkalmazható. A FlowTain™ LV, ortodontiai bracketek indirekt bondozására szolgáló folyékony, fényre köt ortodontiai ragasztó. A FlowTain™ a termoplastikus alginerek megáztatására is alkalmazható. A FlowTain™ LV, ortodontiai bracketek indirekt bondozására szolgáló folyékony, fényre köt ortodontiai ragasztó.

ALKALMAZÁSI JAVALLATOK: A FlowTain™ lingvális retainerék és sínhez anyókat fogszabászásra, fogszabályozó i stopokk létrehozására, valamint a fogszabályozó bracketek felhelyezésére, fényre köt ortodontiai ragasztó. A FlowTain™ a termoplastikus alginerek megáztatására is alkalmazható. A FlowTain™ LV, ortodontiai bracketek indirekt bondozására szolgáló folyékony, fényre köt ortodontiai ragasztó.

ALKALMAZÁSI JAVALLATOK: A FlowTain™ lingvális retainerék és sínhez anyókat fogszabászásra, fogszabályozó i stopokk létrehozására, valamint a fogszabályozó bracketek felhelyezésére, fényre köt ortodontiai ragasztó. A FlowTain™ a termoplastikus alginerek megáztatására is alkalmazható. A FlowTain™ LV, ortodontiai bracketek indirekt bondozására szolgáló folyékony, fényre köt ortodontiai ragasztó.

ALKALMAZÁSI JAVALLATOK: A FlowTain™ lingvális retainerék és sínhez anyókat fogszabászásra, fogszabályozó i stopokk létrehozására, valamint a fogszabályozó bracketek felhelyezésére, fényre köt ortodontiai ragasztó. A FlowTain™ a termoplastikus alginerek megáztatására is alkalmazható. A FlowTain™ LV, ortodontiai bracketek indirekt bondozására szolgáló folyékony, fényre köt ortodontiai ragasztó.

megáztatására is alkalmazható. A FlowTain™ LV, ortodontiai bracketek indirekt bondozására szolgáló folyékony, fényre köt ragasztó.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
EGYENRÉ SZABOTT INDIREKT BONDÓZÁS

- Pollirozza, öblítse le és szárítsa meg a zománcot.
- A flog felszínét savval 30 másodpercig marassa. Öblítse le és tisztítsa meg a zomántra szárlással meg.
- Vigyen fel a 1 réteg Assure® Plus-t a fog felszínére és a bondozásbázison lévő minden egyes egyedi bázisra. Enyhén szárítsa meg legyáram segítségével.
- Vigyen fel egy kis mennyiségű FlowTain™-t a minden egyes egyedi bázis gíngivális felére. Helyezze a bondozásablont a béteg szábjába és fotopolimerizálja.

5. Válasszon veyes ki a bondozásablont. Fotopolimerizálj ismét 10 másodpercig minden egyes bracketet.
FOGSZABÁLYOZÓ IŰTŐKÖZŰ LÉTREHOZÁSA: Mikromarassa az ívvel. Vigyen fel egy kis gömbnyri a FlowTain™-t, és fotopolimerizálja.

A TERMOPLASZTIKUS ALGINEREK RÖGZÍTÉSE FLOWTAINNEEL ATTACHMENTEK KÉSZÍTÉSÉVEL: Pollirozza, savazza, öblítse le és szárítsa meg a zománct. Kondicionálja az elkészített zománct Assure Plus-szal és légárammal szárítsa meg. Vigye fel a FlowTain™ készítményt az alginer attachment részére és fotopolimerizálja.

LINGVÁLIS RETAINERÉK BONDÓZÁSA:

- Pollirozza a zománct, öblítse le és szárítsa meg. Homoktöfűvassa a zománct. Öblítse le és szárítsa meg.
- Savazza, öblítse, szárítsa meg. Vigyen fel Assure® Plus-t, szárítsa légárammal.
- Vigye fel a FlowTain™-t a lingvális retainer felére és fotopolimerizálja.
VI GYÁZAT: AZ ADAGOLÓHEGYEK EGSZSER HASZNÁLÁSNA ESZKÖZÖK, A KONTAMINÁCIÓ KÖZKÖZÁTÁSNA ELKERÜLÉSÉRE ÉRDEKEBEN MINDEN BÉTEG ESETÉN IŰ HEGYET KELL ALKALMAZNI.

FONTOS: A fotopolimerizációs lámpák intenzitása változhat. A nagyobb intenzitású fénnyek a paszta rövidebb ideje tartó aktiválását kiközlekedés. Az intenzitás csökkentését szabad szemmel nem lehet észlelni. A kiadagolt pasztát nem szabad hosszabb ideje közvlelen fénynek kitenni, mivel részleges aktiválódás léphet fel. A pasztát előre fel lehet venni a bracketekre, de övni kell minden környezeti fénytől (azaz fedje le egy doboz betételejével).

VI GYÁZAT: NE HASZNÁLJA UJRA A FECSKENDŐT, HA AZ SZENYVEDŐDÖTT, KERÜLJE AZ UJRAFELHASZNÁLHATÓ RÉSZÉK ÉS A BÉTEG ÉRINTKEZÉSÉT. HASZNÁLJON UJ, SZENYVEDÉSMENTES KÉSZTYŰKET, ALKALMAZJON ELDÖBHÖTŐ VÉDŐFÓLIÁT/CSOMAGOLÓT MINDEN EGYES PACIENS ELÖTT.

ÖVINTÉZÉDEKESÉK: A nem polimerizált gyanták az ár-érzékeny személyeknél bőrritortációt okozhatnak. Kerülje a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén alaposan mossa le szappannal és vízzel. Egyéb szövetekkel történő érintkezés, a szivárgással érintett területet azonnal, több percig öblítse bőseges mennyiségű vízzel.

AZ UV, HALOGEN ÉS LED POLIMERIZÁCIÓ LÁMPÁK HASZNÁLATA SZEMKÁRODÁSOSÁ JÁRHT. A béteng, az arcvénák és az asztigmatizáció a fotopolimerizációs eszközök használatá során megfelelően kialakított védőeszközömevetet kell viselnie.

HÖMÉRÉSKELTOKRLOLÁOZÁS: Szobahőmérsékleten (15-30°C) tárolandó.

GARANCIJA: A Reliance Orthodontic Products, Inc. vállalja, hogy kicseréli a terméküket, amennyiben azok hibásnak bizonyulnak. A Reliance Orthodontic Products, Inc. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy következményes kártól vagy vesztéstől, amely a termékük használatából eredő felhasználásából vagy a fenti előírásoktól eltérő felhasználásából fakad. Használat előtt a felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy a termék alkalmas-e a rendeltetésээр felhasználására. Ezzel kapcsolatban minden felelősség és közzéhatás a felhasználót terheli.

KIZÁROLÁG FÖRVSINI RENDELVÉNYRE: Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényeinek értelmében az eszközök kizárólag fogászati rendelvényre vagy fogszakorvos részére értékesíthetők.

FELSZÁJTS: Jelentsem minden súlyos eseményt a Reliance-nak és a felhasználó és/vagy a páciens telepedési helyének megfelelő állam illetékes hatóságának.

IT - ITALIAN

INDICAZIONI PER L'USO FlowTain™ è un adesivo ortodontico ad alta scorrevolezza, fotopolimerizzabile, per l'incollaggio di retainer linguale e di materiali di splintaggio. È creabile in arresti per filo metallico e per l'incollaggio indiretto di braccia e apparecchi ortodontici. FlowTain™ può inoltre essere utilizzato per la ritenzione degli allineatori termoplastici. FlowTain™ LV, è un adesivo ortodontico ad alta scorrevolezza, fotopolimerizzabile concepito per essere utilizzato per l'incollaggio indiretto di bracket ortodontici.

ISTRUZIONI PER L'USO

INCOLLAGGIO INDIRETTO SU BASE PERSONALIZZATA

- Eseguire la profilassi, risciacquare e asciugare lo smalto.
- Mordenzare la superficie del dente per 30 secondi. Risciacquare e asciugare accuratamente.
- Applicare 1 strato di Assure® Plus sulla superficie del dente e su ogni piastrina personalizzata nella mascherina di incollaggio. Asciugare leggermente con aria.
- Applicare una piccola quantità di FlowTain™ sulla metà gengivale di ogni piastrina personalizzata. Collocare la mascherina di incollaggio nella bocca del paziente e fotopolimerizzare.

RITENCIONE DI ALLINEATORI TERMOPLASTICI CHE UTILIZZANO FLOWTAIN PER CREARE ATTACCHI: Eseguire la profilassi, mordenzare risciacquare e asciugare lo smalto. Condizionare lo smalto preparato con Assure Plus e asciugare all'aria. Applicare FlowTain™ sui vuoti degli attachi attacco dell'allineatore, distribuire e fotopolimerizzare.

CREAZIONE DI ARRESTI PER FILO METALLICO
Mordenzare il filo. Applicare una piccola sfera di FlowTain™ e fotopolimerizzare.

RITENCIONE DI ALLINEATORI TERMOPLASTICI CHE UTILIZZANO FLOWTAIN PER CREARE ATTACCHI: Eseguire la profilassi, mordenzare risciacquare e asciugare lo smalto. Condizionare lo smalto preparato con Assure Plus e asciugare all'aria. Applicare FlowTain™ sui vuoti degli attachi attacco dell'allineatore, distribuire e fotopolimerizzare.

INCOLLAGGIO DI RETAINER LINGUALI:

- Eseguire la profilassi dello smalto, risciacquare e asciugare. Sabbiare lo smalto. Risciacquare e asciugare.
- Mordenzare, sciocquare, asciugare. Applicare Assure® Plus, asciugare all'aria.
- Applicare FlowTain™ sul retainer linguale e fotopolimerizzare.

ATTENZIONE: LE PUNTE DI EROGAZIONE SONO DISPOSITIVI MONOUSO. UTILIZZARE UNO SU UNA PUNTA PER OGNI PAZIENTE PER EVITARE IL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE.

IMPORTANTE: L'intensità delle lampade polimerizzanti può variare. Alcune lampade ad alta intensità richiedono un'attivazione più breve della pasta. La perdita di intensità non può essere rilevata a occhio nudo. La pasta erogata non deve essere esposta alla luce diretta per un periodo di tempo prolungato, poiché potrebbe verificarsi un'attivazione parziale. La pasta può essere applicata in anticipo sul bracket, ma deve essere protetta da qualsiasi luce ambientale (ad es. coprire con un coperchio di una scatola).

ATTENZIONE: NON RIUTILIZZARE IN CASO DI SIRINGA CONTAMINATA. EVITARE IL CONTATTO DELLE PARTI RIUTILIZZABILI CON LA BOCCA DEL PAZIENTE. UTILIZZARE QUANTI NUOVI E NON CONTAMINATI. APPLICARE DELLE COPERTURE PROTETTIVE MONOUSO PER OGNI PAZIENTE.

NO - NORWEGIAN

INDIKASJONER FOR BRUK: FlowTain™ er et lysherdende ortodontisk adhesiv i væskeform tiltenkt for bruk som bonding av fastlaster og splintmateriale på bueapparat. Det kan brukes til indirekte bonding av ortodontiske bracketter og restaurasjoner. FlowTain™ LV, er et lysherdende adhesiv i væskeform tiltenkt for bruk til indirekte bonding av ortodontiske bracketter.

INSTRUKSJONER FOR BRUK:

INDIREKTE BONDING FOR TILPASSET BASE

- Forbehandle, skyl og tørk emaljen.

2. Stryets tannoverflaten i 30 sekunder. Skyl og tørk grundig.

3. Påfør 1 strak Assure® Plus på tannoverflaten og på hver tilpasset påd på bondingbrettet. Torr lett med luft.

4. Påfør en liten mengde FlowTain™ på tannkjøttet/halvdet ved hver tilpassede påd. Påsser bondingbrettet i pasientens munn, og lysherd.

5. Fjern bondingbrettet forsiktig. Lysherd hver bracket igjen i 10 sekunder.

OPPRETTE STOPP PÅ BUEVÆR: Mikrotsets vaieren. Påfør en liten FlowTain™-kule, og lysherd.

RETENSJON AV TERMOPLASTISKE ALIGNERE MED SKJEMTAVLA
SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA: STATI UNICI LA legge di KAWLIAMIA
La validità di questo dispositivo aodontoiatri o su prescrizione medica.

NOTA: segnalare qualsiasi incidente grave a Reliance e all'autorità competente dello Stato in cui risiede l'utilizzatore o/i il paziente.

NL - DUTCH

INDICATIES VOOR GEBRUIK: FlowTain™ is een vloeienide, lichtuithardende orthodontische lijm die bedoeld is voor het verlijmen van linguale klemmen en splintmaterialen, het maken van boogdraadstoppen en het indirecte verlijmen van orthodontische beugels en apparaten. FlowTain™ kan ook gebruikt worden voor het behoud van thermoplastische uitlijners. FlowTain™ LV is een vloeienide, lichte uithardingslijm die bedoeld is voor het indirecte verlijmen van orthodontische beugels.

GEbruiksAANWIJZING:

AANGEPASTE INDIREKTE HECHTING

- Profylaxe, spoel en droog het glazuur.
- Zuurets het tandoppervlak gedurende 30 seconden. Spoelen en grondig droog.
- Pasér 1 laagje Assure® Plus aan op het tandoppervlak en op elk aangepast pad in de hechtbak. Droog licht met lucht.
- Breng een kleine hoeveelheid FlowTain™ aan op de gingivale helft en elk aangepast pad. Plaaitje in de mond van de patiënt plaatsen en lichtuitharden.
- Verwijder voorzichtig de hechtbak. Elke beugel weer 10 seconden lichtuitharden.

HET CREÉREN VAN BOOGDRAADSTOPPS: Micro-ets de draad. Breng een klein bolletje FlowTain™ aan op laat het lichtuitharden.

RETENSJON VAN TERMOPLASTISKE UITLIJNERS MET BEHULP VAN FLOWTAIN VOOR HET MAKEN VAN BEVESTIGINGEN: Reinig, ets, spoel en droog het glazuur. Conditioneer het geprepareerde glazuur met Assure Plus en laat het aan de lucht drogen. Breng de FlowTain™ aan op de uithardingsapparaat, lever ze af en laat ze lichtuitharden.

LINGUALE BEUGELS HECHTEN:

- Reinig het glazuur, spoel en droog het af. Zandstraal het email. Spoel en droog.
- Etsen, spoelen, drogen. Breng Assure® Plus aan en blaas droog.
- De FlowTain™ aanbrengen over de linguale beugelrand en lichtuitharden.

LET OP: DE DOSEERTIPS ZIJN APPARATEN VOOR EENMALIG GEBRUIK. EEN NIEUWE TIP MOET VOOR ELKE PATIENT WORDEN GEBRUIKT OM BESMETTINGSGEVAAR TE VOORKOMEN.

BELANGRIJK: De intensiteit van de uithardingslampen kan variëren. Bij sommige lampen met een hogere intensiteit is een kortere activering van de pasta nodig. Verlies van intensiteit kan niet worden waargenomen. Gedroogde pasta mag niet voor langere tijd aan direct licht worden blootgesteld, aangezien een gedeeltelijke activering kan plaatsvinden. De pasta kan vooraf op de beugels worden aangebracht, maar moet worden afgeschermd van het omgevingslicht (d.w.z. met een deksel van de doos).

LET OP: NIE HERGEBRIJKEN ALS DE SPIJIT VERONTREINIGD RAAKT. VERMIJD CONTACT VAN DE HERBRUIKBAAR DELEN MET DE MOND VAN DE PATIÉNT. GEBRUIK NIEUWE, NIET-VERONTREINIGDE HANDSCHOEVEN. BRENG VOOR ELKE PATIÉNT WEGWASBESCHERMINGSHULZEN/WIKKELS AAN.

KLEIJENE POSREDNJE PODKLADEK NIESTANDARDNOYCH
1. Przygotować, opłukać i osuszyć szkliwo.
2. Wytrwacić powierzchnię zębą przez 30 sekund. Spłukać i dokładnie osuszyć.
3. Nałożyć 1 warstwę żywicy Assure® Plus na powierzchnię zęba

zcep. Bij contact met andere weefsels: spoel het gemorse gebied onmiddellijk af met overvloedige hoeveelheden water gedurende enkele minuten.

Het gebruik van UV-, halogeen- en L.E.D.-hardende lampen kan in verband worden gebracht met oogschade. De patiënt, de arts en de assistent moeten bij het gebruik van deze lichtuithardingsapparaten een goed ontworpen veiligheidsbril dragen.

TEMPERATUURBEPERKING: Bewaren bij kamertemperatuur (15-30°C)

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid om producten te vervangen als blijkt dat ze defect zijn. Reliance Orthodontic Products, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van verlies, direct of indirecte die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor gebruik te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid in verband hiermee op zich.

OPMERKING: Eerstnige incidenten moeten worden gemeld bij Reliance en de bevoegde autoriteit van de staat waarin de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

NO - NORWEGIAN

INDIKASJONER FOR BRUK: FlowTain™ er et lysherdende ortodontisk adhesiv i væskeform tiltenkt for bruk som bonding av fastlaster og splintmateriale på bueapparat. Det kan brukes til indirekte bonding av ortodontiske bracketter og restaurasjoner. FlowTain™ LV, er et lysherdende adhesiv i væskeform tiltenkt for bruk til indirekte bonding av ortodontiske bracketter.

INSTRUKSJONER FOR BRUK:

INDIREKTE BONDING FOR TILPASSET BASE

- Forbehandle, skyl og tørk emaljen.

2. Stryets tannoverflaten i 30 sekunder. Skyl og tørk grundig.

3. Påfør 1 strak Assure® Plus på tannoverflaten og på hver tilpasset påd på bondingbrettet. Torr lett med luft.

4. Påfør en liten mengde FlowTain™ på tannkjøttet/halvdet ved hver tilpassede påd. Påsser bondingbrettet i pasientens munn, og lysherd.

5. Fjern bondingbrettet forsiktig. Lysherd hver bracket igjen i 10 sekunder.

OPPRETTE STOPP PÅ BUEVÆR: Mikrotsets vaieren. Påfør en liten FlowTain™-kule, og lysherd.

RETENSJON AV TERMOPLASTISKE ALIGNERE MED SKJEMTAVLA
SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA: STATI UNICI LA legge di KAWLIAMIA
La validità di questo dispositivo aodontoiatri o su prescrizione medica.

NOTA: segnalare qualsiasi incidente grave a Reliance e all'autorità competente dello Stato in cui risiede l'utilizzatore o/i il paziente.

PT - PORTUGUESE

INDICAÇÕES DE USO: FlowTain™ é um adesivo ortodôntico de fotopolimerização à fluída, destinado à aplicação de retentores linguais e materiais de splint, criação de apoios do arco e colagem indireta de bráquetes ortodonticos. FlowTain™ LV também pode ser usado para a retenção de alinhadores termoplasticos.

FlowTain™ LV, é um adesivo de fotopolimerização, à fluída, destinado à colagem indireta de bráquetes ortodonticos.

INSTRUÇÕES DE USO:
COLAGEM INDIRETA DE BASE PERSONALIZADA
1. Faça a profilaxia, enxágue e seque o esmalte.
2. Condicione com ácido na superfície do dente durante 30 segundos. Enxágue e seque bem.
3. Aplique 1 camada de Assure® Plus na superfície do dente e em cada bloco personalizado na bandeja de colagem. Seque ligeiramente com ar.
4. Aplique uma pequena quantidade de FlowTain™ na metade gengival de cada bloco personalizado. Acomode a bandeja de colagem na boca do paciente e faça a fotopolimerização.

5. Retire suavemente a bandeja de colagem. Faça a fotopolimerização novamente cada bráquete durante 10 segundos.

CRIAÇÃO DE APOIOS DO ARCO: Microcondicione o fio. Aplique uma pequena bola de FlowTain™ e faça a fotopolimerização.

RETENÇÃO DE ALINHADORES TERMOPLÁSTICOS USANDO FLOWTAIN PARA CRIAR FIXAÇÕES: Faça a profilaxia, condicione, enxágue e seque o esmalte. Condicione o esmalte preparado com Assure Plus e deixe secar. Aplique FlowTain™ no espaço entre os dentes e faça a fotopolimerização.
RETENÇÃO DE ALINHADORES TERMOPLÁSTICOS USANDO FLOWTAIN PARA CRIAR FIXAÇÕES: Faça a profilaxia, condicione, enxágue e seque o esmalte. Condicione o esmalte preparado com Assure Plus e deixe secar. Aplique FlowTain™ no espaço entre os dentes e faça a fotopolimerização.

COLANDO OS RETENTORES LINGUAIS:

1. Faça a profilaxia do esmalte, enxágue e seque. Aplique jato de área no esmalte. Enxágue e seque.

2. Condicione com ácido na superfície do dente durante 30 segundos. Enxágue e seque bem.

3. Aplique 1 camada de Assure® Plus na superfície do dente e em cada bloco personalizado na bandeja de colagem. Seque ligeiramente com ar.
4. Aplique uma pequena quantidade de FlowTain™ na metade gengival de cada bloco personalizado. Acomode a bandeja de colagem na boca do paciente e faça a fotopolimerização.

5. Retire suavemente a bandeja de colagem. Faça a fotopolimerização novamente cada bráquete durante 10 segundos.

CRIAÇÃO DE APOIOS DO ARCO: Microcondicione o fio. Aplique uma pequena bola de FlowTain™ e faça a fotopolimerização.

RETENÇÃO DE ALINHADORES TERMOPLÁSTICOS USANDO FLOWTAIN PARA CRIAR FIXAÇÕES: Faça a profilaxia, condicione, enxágue e seque o esmalte. Condicione o esmalte preparado com Assure Plus e deixe secar. Aplique FlowTain™ no espaço entre os dentes e faça a fotopolimerização.

COLANDO OS RETENTORES LINGUAIS:
1. Faça a profilaxia do esmalte, enxágue e seque. Aplique jato de área no esmalte. Enxágue e seque.
2. Condicione, enxágue, seque. Aplique Assure® Plus, seque ao ar.
3. Aplique o FlowTain™ sobre o fio retentor linguale e faça a fotopolimerização.

CUIDADO: AS PONTAS DE DISTRIBUIÇÃO SÃO DISPOSITIVOS DE USO ÚNICO. UMA NOVA PONTA DEVE SER USADA PARA CADA PACIENTE PARA EVITAR O RISCO DE CONTAMINAÇÃO.

IMPORTANTE: A intensidade das luzes da fotopolimerização

ou az na cadaú nãoestandardo podkadev w szynie do klejenia. Lekko osuszyć powietrzem.

4. Nałożyć niewielką ilość kleju FlowTain™ na działającą połowę każdej podkładki niestandardowej. Połączenie na zwizanie żyłki w ustach pacjenta i uwadzić światłem.

5. Ostrożnie wyjąć żyłkę. Ponownie utwardzać światłem każdy zamek przez 10 sekund.

TWORZENIE OGRANICZNIKÓW LUKU: Wykonać mikroplaskowanie drutu. Nałożyć niewielką kulkę kleju FlowTain™ i utwardzić światłem.

RETENCJA NAKŁADEK TERMOPLASTYCZNYCH ZA POMOCĄ KLEJU FLOWTAIN W CELU UTWORZENIA ZACZEPÓW: Przygotować, wytrwać, opłukać i osuszyć szkliwo. Kondycjonować przegrzowaną szkliwo za pomocą żywicy Assure Plus i osuszyć powietrzem. Nałożyć klej FlowTain™ w pusle przetranszowanego nakładki i utwardzić światłem.

KLEJENIE RETAINERÓW JEZYKOWYCH:

1. Przygotować, opłukać i osuszyć szkliwo. Wypłaskować szkliwo. Spłukać i osuszyć.

2. Wytrwać, spłukać i osuszyć. Nałożyć żywicę Assure® Plus, osuszyć powietrzem.

3. Nałożyć FlowTain™ wzdłuż drutu retainera językowego i utwardzić światłem.

PRZESTROGA: KÓNCÓWKI DOZUJĄCE SA WYROBAMI J