

REMARQUE: tout incident sérieux doit être signalé à Reliance ainsi qu'à l'instance compétente de l'Etat ou l'utilisateur et/ou le/la patient(e) sont installés.

HR - CROATIAN

INDIKACIJE ZA UPOTREBU:

Proizvod Pad Lock® upotrebljava se kao fluorescentni ortodontski adheziv za bravice uz primjenu svjetlosnog učvršćivanja.

UPUTE ZA UPOTREBU:

Priprema zuba: Profilirajte površinu cakline. Isperite i osušite. Provodite jetkanje cakline. Isperite i osušite. Nanosite 1 sloj zaštitnog sredstva za brtvljenje Light Bond ili proizvoda Assure® Plus i osušite zrakom.

Postavljanje bravice: Spatulom razmazite pastu Pad Lock® na mrežu osnovice bravice. Postavite bravicu na zub i pritisnite u željeni položaj. Uklonite višak paste i provodite svjetlosno učvršćivanje.

⚠ **MJERE OPREZA:**

Nepolimerizirane smole mogu kod osjetljivih osoba izazvati reakcije na sastojke. U slučaju dodira s kožom, temeljito je operite sapunom i vodom. Ako slučajno dospiju u oči, isperite obilnom količinom vode i odmah potražite liječničku pomoć. Kontakt s ostalim tkivima: područje na kojem je došlo do izljeva odmah isperite obilnim količinama vode nekoliko minuta.

⚠ Korištenje UV, halogenog i LED svjetla za učvršćivanje može izazvati oštećenje očiju. Pacijent, liječnik i asistent trebaju koristiti propisno dizajnirane zaštitne naočale za vrijeme upotrebe ovih uređaja za svjetlosno učvršćivanje.

⚡ Sredstva za jetkanje su korozivna.

Posebna sigurnosna napomena: Aplikatori četkice i podloga za miješanje su namijenjeni za jednokratnu upotrebu. Potrebno je koristiti novi aplikator četkice i podlogu za miješanje za svakog pacijenta. Jačice za miješanje mogu se autoklavirati.

⚠ **OGRANIČENJE TEMPERATURE:** Čuvati u hladnjaku (2-8°C). Izbjegavajte pretjeranu toplinu. Ostavite proizvodu da postigne sobnu temperaturu prije upotrebe.

JAMSTVO: Reliance Orthodontic Products, Inc. preuzima odgovornost za zamjenu proizvoda ako se dokaže da su neispravni. Reliance Orthodontic Products, Inc. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, izravani ili posljedičan, koji proizlazi iz upotrebe ili neposobnosti da se proizvod upotrebljava kako je opisano. Prije upotrebe, korisnik je dužan utvrditi prikladnost proizvoda za njegovu predviđenu namjenu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s navedenim.

SAMO NA RX: Savezni zakon ograničava kupovinu ovog proizvoda na stomatološke radnike ili po njihovom nalogu.

OBVIJEST: Svaki ozbiljni incident prijavite tvrtki Reliance i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik i / ili pacijent ima sjedište.

HU - HUNGARIAN

ALKALMAZÁSI JAVALLATOK:

A Pad Lock® fluoreszcens, fényre kötő ortodontiai bracket ragasztóként alkalmazható.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Fog előkészítése: Polírozza a zománc felületét. Öblítse le és szárítsa meg. Savazza a zománc felszínét. Öblítse le és szárítsa meg. Vigyen fel egy réteg Light Bond brázdázatót vagy Assure® Plus terméket, és szárítsa légárammal.

Bracket felhelyezés: Egy spatula segítségével kenje el a Pad Lock® pasztát a brackettalp fémhálóján. Helyezze a bracketet a fogra, és nyomja a kívánt helyzetbe. Távolítsa el a kinyomódott felesleges anyagot és a fotopolimerizáljon.

⚡ **ÖVINTÉZKEDÉSEK:** A nem polimerizált gyanták az arra érzékeny személyeknél bőrirritációt okozhatnak. Bőrrel való érintkezés esetén alaposan mossa le szappannal és vízzel. Véletlen szembe jutás esetén öblítse ki bő vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Egyéb szövetekkel történő érintkezés: a szivárgással érintett területet azonnal, több percig öblítse le bőséges mennyiségű vízzel.

⚠ Az UV, halogén és LED polimerizációs lámpák használata szemkárosodással járhat. A betegekn, az orvosnak és az asszisztensek a fotopolimerizációs eszközök használata során megfelelően kialakított védőszemüveget kell viselni.

⚡ A szavói szerek maró hatásúak.

Különleges biztonsági megjegyzés: Az applikátóresztek és a keverőlapok egyszer használatos eszközök. Új betegnél minden esetben új applikátóresztest és keverőlapot kell használni. A keverőtalak autoklávozható.

⚠ **HŐMÉRSÉKLETKORLÁTOZÁS:**

Hűtve (2-8°C) tárolandó. Kerülje a túlzott hőt. Használat előtt hagyja, hogy a termék elérje a szobahőmérsékletet.

GARANCIA: A Reliance Orthodontic Products, Inc. vállalja, hogy kicseréli a termékeket, amennyiben azok hibásnak bizonyulnak. A Reliance Orthodontic Products, Inc. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy következményes kárért vagy vesztéséért, amely a termékkel fentiekben ismertetett felhasználásából vagy a fenti előírásoktól eltérő felhasználásából fakad. Használat előtt a felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy a termék alkalmas-e a rendeltetésszerű felhasználásra. Ezekzel kapcsolatban minden felelősség és kockázat a felhasználót terheli.

KIZÁRÓLAG ORVOSI RENDELVÉNYRE: A szövetségi törvény az eszköz értékesítését vagy megrendelését a fogászati szakemberekre korlátozza.

FELSZÁLLÁS: Jelenlens minden súlyos eseményt a Reliance-nek és a felhasználó és/vagy a páciens letelepedési helyének megfelelő állam illetékes hatóságainak.

IT - ITALIAN

INDICAZIONI PER L'USO Pad Lock® è concepito per l'uso come adesivo fluorescente e fotopolimerizzabile per bracket ortodontici.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione dei denti: Eseguire la profilassi della superficie dello smalto. Risciacquare e asciugare. Moldenzare la superficie dello smalto. Risciacquare e asciugare. Applicare 1 strato di Sigillante Light Bond o Assure® Plus e asciugare all'aria.

Applicazione sul bracket: Con una spatola, spalmare la pasta Pad Lock® nella maglia della piastrina del bracket. Posizionare il bracket sul dente e premere nella posizione desiderata. Rimuovere eventuali sbavature e fotopolimerizzare.

⚡ **PRECAUZIONI:** Le resine non polimerizzate possono causare sensibilizzazione cutanea nelle persone predisposte. In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua e sapone. Se accidentalmente instillati negli occhi lavare abbondantemente con molta acqua e rivolgersi immediatamente a un medico. Contatto con altri tessuti: risciacquare immediatamente l'area di fuoriuscita con abbondanti quantità di acqua per vari minuti.

⚠ L'uso di lampade polimerizzanti UV, alogene e LED può essere associato a danni agli occhi. Il paziente, il medico e l'assistente devono indossare protezioni oculari adeguatamente progettate quando si utilizzano questi dispositivi di fotopolimerizzazione.

⚡ I mordenzanti sono corrosivi.

Nota speciale di sicurezza: Gli applicatori a pennellino e le tavolette di miscelatura sono dispositivi monouso. È necessario utilizzare un nuovo applicatore a pennellino e una nuova tavoletta di miscelatura per ogni paziente. I pozetti di miscelazione possono essere sterilizzati in autoclave.

⚠ **LIMITI DI TEMPERATURA:** Conservare in frigorifero (2-8°C). Evitare il calore eccessivo. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.

GARANZIA: Reliance Orthodontic Products, Inc. si assume la responsabilità per la sostituzione del prodotto qualora se ne dimostri la diffeosità. Reliance Orthodontic Products, Inc. non si assume responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o conseguenti, derivanti dall'uso o dall'incapacità di usare i prodotti così come descritti. Prima dell'uso, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'adeguatezza del prodotto per l'uso previsto. L'utilizzatore si assume tutti i rischi e le responsabilità connesse.

SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA: la legge federale limita la vendita di questo dispositivo a odontoiatri o su prescrizione medica.

NOTA: segnalare qualsiasi incidente grave a Reliance e all'autorità competente dello Stato in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

NL - DUTCH

INDICATIES VOOR GEBRUIK: Pad Lock® is bedoeld voor gebruik als een fluorescerende, lichtUITHardende orthodontische beugellijm.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Tandvoorbereiding: Reinig het emailoppervlak. Spoel en droog. Ets het emailoppervlak. Spoel en droog. Breng 1 laagje Light Bond Afdechting van Assure® Plus aan en blaas droog.

Beugel aanbrengen: Gebruik een spatel om Pad Lock® in het gaas van het beugelkussen aan te brengen. Plaats de beugel op de tand en druk deze in de gewenste positie. Flitsr verwijderen en lichtuitharden.

⚡ **LET OP:** Ongepolymeriseerde harsen kunnen bij gevoelige personen huidirritatie veroorzaken. In geval van contact met de huid grondig wassen met water en zeep. Als het per ongeluk in het oog komt, spoel dan overvloedig met water en zoek onmiddellijk medische hulp. Bij contact met andere weefsels: gedurende enkele minuten overvloedig spoelen.

⚠ Het gebruik van UV-, halogeen- en LED-Uithardingslampen kan in verband worden gebracht met oogschade. De patiënt, de arts en de assistent moeten bij het gebruik van deze lichtuithardingsapparaten een goed ontworpen veiligheidsbril dragen.

⚡ Etsmiddelen zijn corrosief.

Speciale veiligheidsaanwijzing: Borstelapplicators en mengpads zijn apparaten voor eenmalig gebruik. Het is noodzakelijk dat voor elke patiënt een nieuwe borstelapplicator en een nieuw mengpad worden gebruikt. Mengbakjes kunnen worden gesteriliseerd let een autoclaaf.

⚠ **TEMPERATUURBEPERKING:** Bewaar gekoeld (2-8°C). Vermijd overmatige hitte. Laat het product op kamertemperatuur komen voor gebruik.

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid om producten te vervangen als blijkt dat ze defect zijn. Reliance Orthodontic Products, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik of het niet

kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid in verband hiermee op zich.

ALLEEN RX: Federale wetgeving beperkt de verkoop van dit apparaat tot tandartsen of in opdracht van tandartsen.

OPMERKING: Ernstige incidenten moeten worden gemeld bij Reliance en de bevoegde autoriteit van de staat waarin de gebruiker en/ of de patiënt is gevestigd.

NO - NORWEGIAN

INDIKASJONER FOR BRUK: Pad Lock® er tiltenkt for bruk som et fluorescerende, lysherdende ortodontisk bracketadhesiv.

INSTRUKSJONER FOR BRUK:

Tannforberedelse: Forbehandle emaljeoverflaten. Skyll og tørk. Ets emaljeoverflaten. Skyll og tørk. Påfør 1 strøk med Light Bond Forsegling eller Assure® Plus, og tørk med luft.

Bracket-applikasjon: Bruk en spatel, og smør Pad Lock®-pasta inn i nettet på bracketpaden. Plasser bracketen på tannen, og trykk i ønsket stilling. Fjern overflødig materiale, og lysherd.

⚡ **FORHOLDSREGLER:** Ikke-polymerisert resin kan forårsake hudirritasjoner hos mottakelige personer. Ved kontakt med huden, vask grundig med såpe og vann. Ved utilsikket kontakt med øyne, skyll med store mengder vann og kontakt lege øyeblikkelig. Ved kontakt med annet vev: skyll det gjeldende området umiddelbart med store mengder vann i flere minutter.

⚠ Bruk av UV-, halogen- og LED-herdelamper på væren forbundet med øyeskader. Pasienten, legen og assistenten skal bruke riktig utformede vernebriller når disse herdelamperne brukes.

⚡ Etsmidler er etsende.

Spesiell sikkerhetsmerknad: Børsteapplicatorer og blandeputer er enheter til engangsbruk. Det er påkrevd å bruke en ny børsteapplicator og blandepute til hver pasient. Blandebrønner kan autoklaveres.

⚠ **TEMPERATUBEGRENSNING:** Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Unngå overdreven varme. La produktet nå romtemperatur før bruk.

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. anerkjenner sitt ansvar for å erstatte produkter hvis de viser seg å være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtar seg intet ansvar for skader eller tap, direkte eller følgeskader, som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke produktene som beskrevet. Før bruk er det brukerens ansvar å vurdere egnetheten til produktet for den tiltenkte bruken. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar i forbindelse med dette.

BARE RX: Føderal lov i USA begrenser salg av denne enheten til eller etter ordre fra en tannlege.

MERKNAD: Rapporter alvorlige hendelser til Reliance og ansvarlig tilsynsmyndighet i landet der brukeren og/eller pasienten er hjemmehørende.

PL - POLISH

WSKAZANIA DO STOSOWANIA: System Pad Lock® jest przeznaczony do stosowania jako fluorescencyjny, światłoutwardzalny klej do zamków ortodontycznych.

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

Przygotowanie zębów: Przygotować powierzchnię szkliwa. Splukać i osuszyć. Wytrawić powierzchnię emalii. Splukać i osuszyć. Nalożyć 1 warstwę środka szczelnią Light Bond lub Żywicy Assure® Plus i osuszyć powietrzem.

Zakładanie zamka: Za pomocą spatulki rozsmarować pastę Pad Lock® po siateczce podkładki zamka. Umieścić zamek na zębie i docisnąć w żądanej pozycji. Usonąć nadmiar materiału i utwardzić światłem.

⚡ **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:** Żywice niespolimeryzowane mogą wywoływać u osób wrażliwych uczulenie na skórze. W przypadku kontaktu ze skórą umyć dokładnie wodą z mydłem. W razie przypadkowego dostania się do oka przepłukać dużą ilością wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Kontakt z innymi tkankami: miejsce wycieku natychmiast przepłukiwać obficie wodą przez kilka minut.

⚠ Stosowanie lamp utwardzających UV, halogenowych i LED może wiązać się z uszkodzeniem oczu. Podczas korzystania z wymienionych urządzeń do utwardzania światłem pacjent, lekarz i asystent powinni nosić prawidłowo zaprojektowane okulary ochronne.

⚡ Wytrawiacze mają właściwości żrące.

Specjalna uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Pedzelki do aplikacji i podkładki do mieszanja są wyrobami jednorazowego użytku. U każdego pacjenta wymagane jest użycwanie nowego pedzelka i podkładki do mieszanja. Studzienki do mieszanja można sterylizować w autoclawie.

⚠ **OGRANICZENIE TEMPERURY:** Przechowywać w lodówce (2-8°C). Unikać zbyt wysokich temperatur. Przed użyciem poczekać, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową.

GWARANCJA: Firma Reliance Orthodontic Products, Inc. odpowiada za wymianę produktów w przypadku stwierdzenia ich wadliwości. Reliance Orthodontic Products, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty bezpośrednie lub wtórne wynikające z użycia lub braku możliwości użycia produktów w sposób zgodny z opisem. Przed użyciem użytkownik odpowiada za określenie przydatności produktu do przewidzianego zastosowania. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność i ryzyko z tym związane.

PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO NA RECEPTĘ: Prawo federalne ogranicza sprzedaż tego wyrobu przez lekarza dentystę lub na jego zlecenie.

UWAGA: Wszelkie poważne zdarzenia należy zgłaszać firmie Reliance oraz właściwemu organowi państwa, w którym użytkownik i/lub pacjent przebywa.

PT - PORTUGUESE

INDICAÇÕES DE USO: O Pad Lock® destina-se ao uso como adesivo fluorescente e de fotopolimerização para bráquetes ortodônticos.

INSTRUÇÕES DE USO:

Preparação do dente: Faça a profilaxia da superfície do esmalte. Enxágue e seque. Condicione a superfície do esmalte. Enxágue e seque. Aplique 1 camada de Selante Light Bond ou Assure® Plus e seque ao ar.

Aplicação dos bráquetes: Usando uma espátula, espalhe a pasta Pad Lock® na malha do bloco do bráquete. Coloque o bráquete sobre o dente e pressione na posição desejada. Remova o flash e faça a fotopolimerização.

⚡ **PRECAUÇÕES:** As resinas não polimerizadas podem causar sensação cutânea em pessoas suscetíveis. Em caso de contato com a pele, lave bem com água e sabão. Se acidentalmente instilados nos olhos, enxágue com quantidade abundante de água e procure imediatamente assistência médica. Contato com outros tecidos: lave imediatamente a área de derramamento com quantidades abundantes de água durante alguns minutos.

⚠ O uso de fotopolimerização com UV, halogênicos e LED pode estar associado a lesões oculares. O paciente, o médico e o assistente devem usar óculos de proteção projetados adequadamente ao usar estes dispositivos de fotopolimerização.

⚡ Os condicionantes são corrosivos.

Nota especial sobre segurança: Os pincéis

aplicadores e os blocos de mistura são dispositivos de uso único. É necessário que um novo pincel aplicador e um bloco de mistura sejam usados para cada paciente. Os poços misturadores podem ser autoclavados.

⚠ **LIMITAÇÃO DE TEMPERATURA:** Armazene refrigerado (2-8°C). Evite o calor excessivo. Deixe que o produto atinja a temperatura ambiente antes de ser usado.

GARANTIA: A Reliance Orthodontic Products, Inc. reconhece a sua responsabilidade em substituir os produtos em caso de comprovação de defeitos. A Reliance Orthodontic Products, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas, diretos ou consequentes, decorrentes do uso ou incapacidade de uso dos produtos, conforme descrito. Antes de usar, é responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto ao seu uso pretendido. O usuário assume todos os riscos e responsabilidades nas conexões com eles.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO: A lei federal restringe este dispositivo à venda ou a pedido de um profissional odontológico.

AVISO: Relate qualquer incidente grave à Reliance e à autoridade competente do estado em que o usuário e/ou paciente estiver estabelecido.

RO - ROMANIAN

INDICAȚII DE UTILIZARE: Pad Lock® este destinat utilizării ca adeziv fluorescent cu fotopolimerizare pentru brackeți ortodontici.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Pregătirea dinților: profilați suprafața smalțului. Clătiți și uscați. Gravați suprafața smalțului. Clătiți și uscați. Aplicați un strat de material de sigilare Light Bond sau Assure® Plus și uscați cu aer.

Aplicarea pe brackeți: utilizând o spatulă, aplicați pasta Pad Lock® în plasa suportului bracketului. Așezați bracketul pe dinte și apăsați în poziția dorită. Independenți materialul în exces și fotopolimerizați.

⚡ **PRECAUȚII:** rășina nepolimerizată poate provoca sensibilizarea pielii la persoanele susceptibile. În caz de contact cu pielea, spălați-vă bine cu apă și săpun. Dacă produsul este introdus accidental în ochi, spălați cu cantități abundente de apă și solicitați imediat asistență medicală. Contact cu alte țesuturi: clătiți imediat zona cu cantități abundente de apă timp de câteva minute.

⚠ Utilizarea luminilor de polimerizare UV, halogen și LED poate fi asociată cu afectarea ochilor. Pacientul, medicul și asistentul trebuie să poarte ochelari de protecție specifici atunci când se utilizează aceste dispozitive de fotopolimerizare.

⚡ Soluțiile de gravură sunt corozive.

Notă specială de siguranță: aplicatoarele tip perie și tamponale de mixare sunt dispozitive de unică folosință. Este necesar utilizarea unui aplicator nou și a unui tampon de mixare nou pentru fiecare pacient. Plăcuțele de mixare pot fi sterilizate în autoclavă.

⚠ **LIMITE DE TEMPERATURA:** a se păstra la rece (2-8°C). Evitați căldura excesivă. Lăsați produsul să atingă temperatura camerei înainte de utilizare.

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. își recunoaște responsabilitatea de a înlocui produsele dacă se dovedesc a fi defecte. Reliance Orthodontic Products, Inc. nu își asumă răspunderea pentru daunele sau pierderile, directe sau pe cale de consecință, care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza produsele descrise. Înainte de utilizare, este responsabilitatea utilizatorului de a determina compatibilitatea produsului pentru utilizarea prevăzută. Utilizatorul își asumă toate riscurile și răspunderile în această privință.

NUMAI CU PRESCRIPȚIE PENTRU UTILIZARE PROFESIONALĂ: legea federală restricționează acest dispozitiv la vânzarea de către sau la comanda unui

specialist stomatolog.

INSTIINTARE: Raportati orice incident grav către Reliance și autoritatea competentă din statul în care utilizatorul și/sau pacientul își are domiciliul.

SV - SWEDISH

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING: Pad Lock® är avsett för användning som en fluorescerande, ljushärdande adhesiv för bonding av ortodontiska bråken.

BRUKSANVISNING:

Beredning av tand: Polera emaljytan. Skölj och torka. Etsa emaljytan. Skölj och torka. Applicera 1 lager med ljushärdande försorgingsmedel eller Assure® Plus och torka med luft.

Aplicering av fäste: Använd en spatel och arbeta in Pad Lock® i fästets nåtplatta. Placera fästet på tanden och tryck i önskat läge. Ta bort överflöd och ljushärda.

⚡ **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:** Icke-polymeriserade hartser kan orsaka hudsensibilisering hos känsliga personer. Vid kontakt med huden, tvätta noggrant med tvål och vatten. Vid oavsiktligt stänk i ögon spola med stora mängder vatten och kontakta omedelbart läkare. Vid kontakt med andra vävnader: skölj omedelbart med stora mängder vatten i flera minuter.

⚠ Användning av UV-, halogen- och LED-härdningsljus kan orsaka ögonskador. Patienten, läkaren och sköterskan ska bära korrekt utformade skyddsglasögon vid användning av dessa härdningslampor.

⚡ Etsmedel är frätande.

Särskild säkerhetsanvisning: Appliceringspenslar och blandningsplattor är engångsartiklar. För varje patient måste en ny appliceringspensel och en ny blandningsplatta användas. Blandbrunnar kan autoklaveras.

⚠ **TEMPERATURBEGRENSNING:**

Förvara i kylskåp (2-8°C). Undvik stark värme. Låt produkten anta rumstemperatur före användning.

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. ansvarar för att ersätta produkter som visats vara defekta. Reliance Orthodontic Products, Inc. ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster till följd av felaktig eller oaktsam användning. Före användning ansvarar användaren för att fastställa hurvida produkten är lämplig för den avsedda användningen eller inte. Användaren påtar sig all risk och allt ansvar i samband med användning.

ENDAST MOT RECEPT: Enligt federal lagstiftning i USA får denna enhet endast säljas av eller på ordination av en tandläkare.

NOTERA: Rapporterera alla allvarliga incidenter till Reliance och den behöriga myndigheten i den stat där användaren och/eller patienten är etablerad.