

Please Note

There is a newer version of this document available at:

RelianceOrthodontics.com/ifu

Reliance Orthodontic Products, Inc.

1540 W. Thorndale Avenue,
Itasca, IL 60143 USA

1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only
RelianceOrthodontics.com



EMERGO EUROPE

Prinsessgracht 20, 2514 AP The Hague,
The Netherlands

AUSTRALIAN SPONSOR

EMERGO AUSTRALIA

Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex St,
Sydney, NSW 2000, Australia



RESTORE™ DIAMOND POLISHING PASTE

INSTRUCTIONS FOR USE



V2 MAR.2022



RelianceOrthodontics.com

EN - ENGLISH

INDICATIONS FOR USE: Restore™ diamond polishing paste is intended for use in restoring an aesthetic polish on porcelain, zirconia or ceramic surfaces following orthodontic

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Rinse the zirconia, ceramic or porcelain surface with water.
2. Apply Restore™ liberally to the surface.
3. Polish with a Prophly cup or soft buff.
4. Rinse with water.

Repeat process above to enhance luster.

 **TEMPERATURE LIMITATION:** Store at room temperature (15-30°C)

CAUTION: DO NOT REUSE IF SYRINGE BECOMES CONTAMINATED. AVOID CONTACT OF THE REUSABLE PARTS WITH THE PATIENTS MOUTH. USE NEW, UNCONTAMINATED GLOVES.

APPLY DISPOSABLE BARRIER SLEEVES/WRAPPS BEFORE EACH PATIENT.

⊕ Avoid contact with skin and eyes.

WARRANTY: Reliance Orthodontic Products, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. Reliance Orthodontics Products, Inc. does not accept liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from use of or suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connections therewith.

RX ONLY: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

NOTICE: Report any serious incident to Reliance and the competent authority of the state in which the user and/or patient is established.

TO REORDER: #RESPP2

BG - BULGARIAN


ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Диамантената полираща паста Restore™ е предназначена за използване при възстановяване на естетичното полиране върху порцеланови, циркониеви или керамични повърхности след отстраняване на ортодонтски уред.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

1. Изплакнете циркониевата, керамичната или порцелановата повърхност с вода.
2. Нанесете Restore™ обилно върху повърхността.
3. Полирайте с полирна чашка или мек материал.
4. Изплакнете с вода.

Повторете процеса по-горе, за да подобрите блясъка.

 **ТЕМПЕРАТУРНО ОГРАНИЧЕНИЕ:** Да се съхранява на стайна температура (15-30°C)

ВНИМАНИЕ: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОВТОРНО, АКО СПРИНЦОВКАТА СЕ ЗАМЪГНЯ. ИЗБЯГВАЙТЕ КОНТАКТ НА ЧАСТИТЕ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА С УСТАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ. ИЗПОЛЗВАЙТЕ

НОВИ, НЕЗАМЪРСЕНИ РЪКАВИЦИ.

СЛАГАЙТЕ БАРИЕРНИ РЪКАВИ/ ОБВИВКИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА ПРЕДИ ВСЕКИ ПАЦИЕНТ.

⊕ Избягвайте контакт с кожата и очите.

ГАРАНЦИЯ : Reliance Orthodontics Products, Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се докаже, че са дефектни. Reliance Orthodontics Products, Inc. не поема отговорност за вреди или загуби, преки или последващи, произтичащи от използването или пригодността на продукта за предназначението му. Потребителят поема целия риск и отговорност във връзка с горното.

САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ: Федералният закон на САЩ ограничава продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живеят.

CS - CZECH

INDIKACE K POUŽITÍ: Diamantová leštící pasta Restore™ je určena k obnovení estetického lesku na porcelánových, zirkoniových nebo keramických površích po odstranění ortodontického aparátu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Opláchněte zirkoniový, keramický nebo porcelánový povrch vodou.
2. Na povrch naneste libovolně Restore™.
3. Vyleštěte profylakčním pohárkem nebo měkkým leštícím kotoučem.
4. Opláchněte vodou.

Opakováním výše uvedeného postupu zvýšíte lesk.

 **OMEZENÍ TEPLOTY:** Uchovávejte při pokojové teplotě (15–30°C)

POZOR: NEPOUŽÍVEJTE STŘÍKAČKU ORAKOVANĚ, POKUD DOJDE K JEJÍ KONTAMINACI. ORAKOVATELNĚ POUŽITELNÉ DÍLY NESMÍ PŘIJÍT DO KONTAKTU S ÚSTY PACIENTŮ. POUŽÍVEJTE NOVÉ, NEKONTAMINOVANÉ RUKAVICE. PŘED KAŽDÝM PACIENTEM NASAŽTE JEDNOŘÁZOVÁ BARIÉROVÁ POUZDRA/OBALY

⊕ Zabraňte kontaktu s kůží a očima.

ZÁRUKA: Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc. uznává svou odpovědnost za výměnu produktů, pokud se ukáže, že jsou vadné. Společnost Reliance Orthodontics Products, Inc. nepřijímá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, přímé nebo následné, vyplývající z použití nebo vhodnosti produktu pro zamýšlené použití. Uživatel přebírá veškeré riziko a odpovědnost v souvislosti s tím.

POUZE NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS: USA Federální zákon omezuje prodej tohoto zařízení z titulu objednávký zubního lékaře nebo na jejím základě.

POZNÁMKA: Oznamte společnosti Reliance a příslušnému orgánu státu,

ve kterém uživatel a/nebo pacient sídlí, jakoukoli závažnou událost.

DA - DANISH

INDIKATIONER Restore™ diamantpoleringspasta er beregnet til brug i gendannelse af en æstetisk polering på porcelæn, zirkonium eller keramiske overflader efter fjernelse af ortodontisk anordning.

BRUGSANVISNING :

1. Skyl zirconium-, keramik- eller porcelæsoverflade med vand.
2. Påfør overfladen med rigeligt Restore™.
3. Poler med en profly-kapsel eller blød polerskive.
4. Skyl med vand.

Gentag processen ovenfor for at forhøje glansen.

 **TEMPERATURBEGRÆNSNING:** Opbevares ved stuetemperatur (15-30°C)

ADVARSEL: GENANVEND IKKE, HVIS SPRØJTEN BLIVER KONTAMINERET UDGÅ KONTAKT MED DE GENANVENDELIGE DELE OG PATIENTENS MUND. BRUG NYE, UKONTAMINEREDE HANDESKER. ANVEND ENGANGS-BESKYTTELSESÆRMER/OMSLAG FØR HVER PATIENT.

⊕ Undgå kontakt med hud og øjne.

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig ansvaret for at erstatte et produkt, der viser sig at være defekt. Reliance Orthodontics Products, Inc. påtager sig intet ansvar for skader eller tab, direkte eller efterfølgende, der stammer fra brug af eller egnethed af produktet til tets tilsigtede brug. Brugeren påtager sig enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse med brugen.

KUN ORDINATION Amerikansk Føderal lov forbeholder dette produkt til salg af eller efter ordre fra en tandlæge.

BEMÆRK: Enhver alvorlig hændelse skal rapporteres til Reliance og den kompetente myndighed i den stat, hvor brugeren og/ eller patienten er bosiddende.

DE - GERMAN

ANWENDUNGSHINWEISE: Restore™ Diamant-Polierpaste ist zur Verwendung bei der Wiederherstellung eines ästhetischen Glanzes auf Porzellan-, Zirkonoxid- oder Keramikoberflächen nach Entfernung der kieferorthopädischen Apparatur vorgesehen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Die Zirkonoxid-, Keramik- oder Porzellanoberfläche mit Wasser abspülen.
2. Restore™ großzügig auf die Oberfläche auftragen.
3. Mit einem Prophly-Kelch oder einer weichen Polierscheibe polieren.
4. Die Oberfläche mit Wasser abspülen.

Den obigen Vorgang wiederholen, um den Glanz zu verstärken.

 **TEMPERATURBEGRENZUNG:** Bei Raumtemperatur lagern (15-30°C)

VORSICHT: NICHT

WIEDERVERWENDEN. WENN DIE SPRITZE KONTAMINIERT WIRD. DEN KONTAKT DER WIEDERVERWENDBAREN TEILE MIT DEM MUND DES PATIENTEN VERMEIDEN. NEUE, NICHT KONTAMINIERTE HANDSCHUHE VERWENDEN. VOR JEDEM PATIENTEN EINWEG-BARRIERESTULPEN/-UMHÄNGE ANLEGEN.

⊕ Den Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. nimmt seine Verantwortung ernst und ersetzt Produkte, die nachweislich defekt sind. Reliance Orthodontics Products, Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verwendung oder der Eignung des Produkts für den Verwendungszweck resultieren. Der Benutzer übernimmt das gesamte Risiko und die damit zusammenhängende Haftung.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG: Nach dem US-amerikanischen Bundesgesetz darf dieses Produkt nur durch einen Zahnarzt oder auf Anordnung eines Zahnarztes abgegeben werden.

HINWEIS: Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall an Reliance und die zuständige Behörde des (Bundes-) Staates, in dem der Benutzer bzw. der Patient niedergelassen ist.

EL - GREEK

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ: Η πάστα στίλβωσης με διαμάντια Restore™ προορίζεται για την αποκατάσταση της στίλβωσης για αισθητικούς λόγους σε πορσελάνη, ζirkονία ή κεραμικές επιφάνειες μετά από την αφαίρεση της ορθοδοντικής συσκευής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Ξεπλύνετε με νερό την επιφάνεια από ζirkονία, κεραμικό ή πορσελάνη.
2. Εφαρμόστε επαρκή ποσότητα Restore™ στην επιφάνεια.
3. Στίλβώστε με ένα κυπελλοειδές προφύλαξης ή απαλό στίλβωτικό.
4. Ξεπλύνετε με νερό.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για να βελτιώσετε τη στίλβνότητα.

 **ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ:** Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου (15-30°C)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΝΕΑ, ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ. ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΝΙΚΑ / ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΗ.

⊕ Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τους οφθαλμούς.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Η Reliance Orthodontic Products, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της να αντικαταστήσει τα προϊόντα εάν αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικά. Η Reliance Orthodontic Products, Inc. δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιεσδήποτε

ζημιές ή απώλειες, άμεσες ή παρεπόμενες, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση ή την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη σχετική με το παρόν.

ΜΟΝΟ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΗΠΑ Ο ομοσπονδιακός νόμος περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ή κατόπιν εντολής οδοντίατρου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν στη Reliance και την αρμόδια αρχή της πολιτείας στην οποία βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής.


ES - SPANISH

INDICACIONES DE USO: La pasta diamantada para pulir Restore™ está diseñada para el uso en la restauración de un pulido estético en superficies de porcelana, zirconio o cerámica después de retirar un aparato de ortodoncia.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Enjuague con agua la superficie de zirconio, cerámica o porcelana.
2. Aplique Restore™ generosamente a la superficie.
3. Pula con una copa para profilaxis o con un pulidor suave.
4. Enjuague con agua.

Repita el proceso anterior para aumentar el brillo.

 **LIMITACIÓN DE TEMPERATURA:** Conserve a temperatura ambiente (15-30 °C)

PRECAUCIÓN: NO REUTILICE EL PRODUCTO SI SE CONTAMINA LA JERINGA. EVITE EL CONTACTO DE LAS PARTES REUTILIZABLES CON LA BOCA DEL PACIENTE. USE GUANTES NUEVOS. NO CONTAMINADOS. USE MANGAS/ENVELOTURAS DE PROTECCIÓN DESECHABLES ANTES DE CADA PACIENTE.

⊕ Evite el contacto con la piel y los ojos.

GARANTÍA: Reliance Orthodontic Products, Inc. reconoce su responsabilidad de reemplazar los productos si se demuestran que son defectuosos. Reliance Orthodontic Products, Inc. no asume responsabilidad alguna por daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que surjan del uso o de la incapacidad para usar los productos como se describe. El usuario asume todo el riesgo y la responsabilidad en relación con ello.

VENTA BAJO RECETA: Las leyes federales de los EE.UU. exigen que la venta de este dispositivo se realice solo a través de un profesional odontológico o por indicación de este.

AVISO: Informe cualquier incidente grave a Reliance y a la autoridad competente del estado en el que se encuentre el usuario y/o el paciente.

FR - FRENCH


INDICATIONS D'UTILISATION : La pâte à polir diamant Restore™ est destinée à être utilisée pour restaurer un poli esthétique sur des surfaces en porcelaine, de zircon ou de porcelaine après la dépose d'un appareil

orthodontique.

MODE D'EMPLOI :

1. Rincer la surface de la zircon, de la céramique ou de la porcelaine avec de l'eau.
2. Appliquer généreusement de la pâte Restore™ sur la surface.
3. Polir avec une cupule de prophylaxie ou un polissage doux.
4. Rincer à l'eau.

Répéter le processus ci-dessus pour améliorer l'éclat.

 **LIMITES DE LA TEMPÉRATURE:** À conserver à température ambiante (15-30°C)

ATTENTION : NE PAS RÉUTILISER SI LA SERINGUE EST CONTAMINÉE. ÉVITER LE CONTACT DES PIÈCES RÉUTILISABLES AVEC LA BOUCHE DU PATIENT. UTILISER DES GANTS NEUFS ET NON CONTAMINÉS. APPLIQUER DES MANCHONS / ENVELOPPES BARRIÈRES JETABLES AVANT CHAQUE PATIENT.

⊕ Éviter le contact avec la peau et les yeux.

GARANTIE : Reliance Orthodontic Products, Inc. reconnaît la responsabilité qui lui incombe de remplacer tout produit prouvé défectueux. Reliance Orthodontic Products, Inc. n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage ou perte, direct(e) ou indirect(e), découlant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser les produits aux fins indiquées. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités y afférents.

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE : ÉTATS-UNIS La loi fédérale limite la vente de ce dispositif à la vente par ou sur ordre d'un professionnel dentaire.

REMARQUE: tout incident sérieux doit être signalé à Reliance ainsi qu'à l'instance compétente de l'État où l'utilisateur et/ou le/la patient(e) sont installés.

HR - CROATIAN

INDIKACIJE ZA UPOTREBU: Dijamantna pasta za poliranje estore™ namijenjena je za obnovu estetskog laka na porculanskim, cirkonskim ili keramičkim površinama nakon uklanjanja ortodontske naprave.

UPUTE ZA UPOTREBU:

1. Operite cirkonsku, keramičku

ili porculansku površinu vodom.

2.Nanesite znatnu količinu proizvoda Restore™ po površini.

3.Polirajte pomoću profilacijske šalice ili mekane brusilice.

4.Isperite vodom.

Ponovite postupak za poboljšanje sjaja.

ograničenje

TEMPERATURE: Čuvati na sobnoj temperaturi (15-30°C)

OPREZ: NEMOJTE

PONOVNO

UPOTREBLJAVATI AKO

DOĐE DO KONTAMINACIJE ŠTRCALJKE, IZBJEGAVAJTE

KONTAKT DIJELOVA KOJI SE MOGU VIŠEKRATNO KORISTITI S USTIMA PACIJENTA. KORISTITE NOVA, NEKONTAMINIRANE RUKAVICE. OBUCITE JEDNOKRATNE ZAŠTITNE RUKAVE/OMOTAČE PRIJE SVAKOG PACIJENTA

⚠ Izbjegavajte kontakt s kožom i očima.

JAMSTVO: Reliance Orthodontic Products, Inc. preuzima odgovornost za zamjenu proizvoda ako se dokaže da su neispravni. Reliance Orthodontic Products, Inc. ne prihvaća odgovornost za bilo kakve štete ili gubitke, izravne ili posljedične, koji proizlaze iz upotrebe ili prikladnosti proizvoda za predviđenu namjenu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s navedenim.

SAMO NA RX: Savezni zakon SAD-a ograničava kupovinu ovog proizvoda na stomatološke radnike ili po njihovom nalogu.

OBAVIJEST: Svaki ozbiljni incident prijavite tvrtki Reliance i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik i / ili pacijent ima sjedište.

HU - HUNGARIAN

ALKALMAZÁSI JAVALLATOK: A Restore™ gyémánt polírozópasztát porcelán, cirkónium-oxid vagy kerámia felszínek esztétikai polírozásra használják, a fogszabályozó készülék eltávolítását követően.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Öblítse le vízzel a cirkónium-oxid, kerámia vagy porcelán felszint.

2.Vígyen fel bőséges mennyiségű Restore™-t a felszínre.

3.Polírozzon egy polírozó gumiharanggal vagy puha bivalybőrrrel.

4.Öblítse le vízzel.

A csillogás fokozása érdekében ismételje meg a fenti eljárást

HÖMÉRÉSKLETKORLÁTOZÁS: Szobahőmérsékleten (15-30°C) tárolandó

VIGYÁZAT: NE HASZNÁLJA ÚJRA A FECSKENDŐT, HA AZ SZENNYEZŐDÖTT. KERÜLJE AZ ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ RÉSZEK ÉS A BETEG ÉRINTKEZÉSET. HASZNÁLJON ÚJ, SZENNYEZŐDÉSMENTES KESZTYÜKET. ALKALMAZZON ELDOBHATÓ VÉDŐFOLIÁT/CSOMAGOLÓT MINDEN EGYES PÁCIENS ELŐTT.

⚠ Kerülje a bőrrrel vagy szemmel való érintkezést.

GARANCIA: A Reliance Orthodontic Products, Inc. vállalja, hogy kicseréli a termékeket, amennyiben azok hibásnak bizonyulnak. A Reliance Orthodontics Products, Inc. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetlenményes kárért vagy vesztéséért, amelyek a termék használatából vagy a rendeltetésszerű felhasználásra való alkalmasságából származnak. Ezzel kapcsolatban minden felelősség és kockázat a felhasználót terheli.

KIZÁRÓLAG ORVOSI

RENDELVÉNYRE: Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényeinek értelmében az eszköz kizárólag fogászati rendelvényre vagy fogszakorvos részére értékesíthető.

FELSZÓLÍTÁS: Jelentsen minden súlyos eseményt a Reliance-nek és a felhasználó és/vagy a páciens letelepedési helyének megfelelő állam illetékes hatóságainak.

IT - ITALIAN

INDICAZIONI PER L'USO La pasta diamantata lucidante Restore™ è utilizzata per il ripristino di una lucidatura estetica su superfici in porcellana, zirconio o ceramica dopo la rimozione dell'apparecchio ortodontico.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Risciacquare la superficie in zirconio, ceramica o porcellana con acqua.
- Applicare Restore™ liberamente sulla superficie.
- Lucidare con una coppetta per profilassi o un panno morbido.
- Risciacquare con acqua.

Ripetere il processo precedente per aumentare la lucentezza.

limiti di temperatura: Conservare a temperatura ambiente (15-30°C)

ATTENZIONE: NON RIUTILIZZARE IN CASO DI SIRINGA CONTAMINATA. EVITARE IL CONTATTO DELLE PARTI RIUTILIZZABILI CON LA BOCCA DEL PAZIENTE. UTILIZZARE QUANTI NUOVI E NON CONTAMINATI. APPLICARE DELLE COPERTURE PROTETTIVE MONOUSO PER OGNI PAZIENTE.

⚠ Evitare il contatto con pelle e occhi.

GARANZIA: Reliance Orthodontic Products, Inc. si assume la responsabilità per la sostituzione dei prodotti qualora se ne dimostri la difettosità. Reliance Orthodontic Products, Inc. non si assume responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o consequenti, derivanti dall'uso o dall'idoneità del prodotto per il suo uso previsto. L'utilizzatore si assume tutti i rischi e le responsabilità connesse.

SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA: STATI UNITI la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo a odontoiatri o su prescrizione medica.

NOTA: segnalare qualsiasi incidente grave a Reliance e all'autorità competente dello Stato in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

NL - DUTCH

INDICATIES VOOR GEBRUIK:

Restore™ Diamantpolijst pasta is bedoeld voor gebruik bij het herstellen van een esthetische polijstbeurt op porselein, zirkoon of keramische oppervlakken na verwijdering van het orthodontische apparaat.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Spoel het oppervlak van zirkonia, keramiek of porselein af met water.
- Breng Restore™ vrijelijk aan op het oppervlak.
- Polijs ten met een prophy-cup of een zachte polijststaaf.
- Spoel met water.

Herhaal het bovenstaande proces om de glans te verbeteren.

TEMPERATUURBEPERKING: Opslag bij kamertemperatuur (15-30°C)

LET OP: NIET HERGEBRUIKEN ALS DE SPUIT VERONTREINIGD RAAKT. VERMIJD CONTACT VAN DE HERBRUIKBARE DELEN MET DE MOND VAN DE PATIËNT. GEBRUIK NIEUWE, NIET-VERONTREINIGDE HANDSCHOENEN. WEGVOOR ELKE PATIËNT WEGWERPBESCHERMHULZEN/ WIKKELS AAN.

⚠ Vermijd contact met de huid en de ogen.

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid om producten te vervangen als blijkt dat ze defect zijn. Reliance Orthodontics Products, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik of de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid in verband hiermee op zich.

ALLEEN RX: VS. De federale wetgeving beperkt dit apparaat tot de aankoop door of in opdracht van een tandarts.

OPMERKING: Ernstige incidenten moeten worden gemeld bij Reliance en de bevoegde autoriteit van de staat waarin de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

NO - NORWEGIAN

INDIKASJONER FOR BRUK: Restore™ diamentpoleringspasta er tiltenkt for bruk for restaurering av estetisk polering på overflater av porselen, zirkonium eller keramikk etter fjerning av ortodontisk restaurasjon.

INSTRUKSJONER FOR BRUK:

- Skyll overflaten av zirkonium, keramikk eller porselen med vann.
- Appliser rikelig med Restore™ på overflaten.
- Poler med en profylakse kopp eller myk skive.
- Skyll med vann.

Gjenta prosessen over for å forbedre glansen.

TEMPERATURBEGRENSNING: Oppbevares ved romtemperatur (15-30°C)

FORSIKTIG: IKKE BRUK SPRØYTEN PÅ NYTT DERSOM DEN KONTAMINERES. UNNGÅ KONTAKT MELLOM GJENBRUKSDELER OG PASIENTENS MUNN. BRUK NYE, UKONTAMINERTE HANSKER. BRUK ENGANGS BARRIEREMANSJETTER / DUKER FOR HVER PASIENT.

⚠ Unngå kontakt med hud og øyne.

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. anerkjenner sitt ansvar for å erstatte produkter hvis de viser seg å være defekt. Reliance Orthodontics Products, Inc. påtar seg ikke ansvar for skader eller tap, direkte eller følgeskader, som stammer fra bruk av eller egnethet til produktet for dets tilsiktede bruk. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar i forbindelse med dette.

BARE RX: Føderal lov i USA begrenser salg av denne enheten til eller etter ordre fra en tannlege.

MERKNAD: Rapportert alvorlige hendelser til Reliance og ansvarlig tilsynsmyndighet i landet der brukeren og/ eller pasienten er hjemmehørende.

PL - POLISH

WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Diamentowa pasta polerska Restore™ jest przeznaczona do przywracania estetycznego wyglądu powierzchni porcelanowych, cyrkonowych lub ceramicznych po zdjęciu aparatu ortodontycznego.

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

- Splukać wodą powierzchnię cyrkonową, ceramiczną lub porcelanową.
- Na regenerowaną powierzchnię nałożyć dowolną ilość pasty Restore™.
- Polerować z użyciem gumki polerskiej lub gąbki polerskiej.
- Splukać wodą.

Powtórzyć powyższy proces, aby zwiększyć połysk.

OGRANICZENIE TEMPERATURY: Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–30°C).

PRZESTROGA: NIE UŻYWAĆ PONOWNIE, JEŚLI STRZYKAWKA ZOSTANIE ZANIECZYSZCZONA. UNIKAĆ KONTAKTU CZĘŚCI

WIELOKROTNEGO UŻYTKU Z USTAMI PACJENTA. UŻYWAĆ NOWYCH, NIESKAŻONYCH REKAWICZEK. PRZED KAŻDYM PACJENTEM ZAKŁADAĆ JEDNORAZOWE REKAWY / OPASKI BARIEROWE.

⚠ Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

GWARANCJA: Firma Reliance Orthodontic Products, Inc. odpowiada za wymianę produktów w przypadku stwierdzenia ich wadliwości. Reliance Orthodontic Products, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty bezpośrednio lub wtórne wynikające z użycia lub braku możliwości użycia produktów w sposób zgodny z przeznaczeniem. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność i ryzyko z tym związane.

PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO NA RECEPTĘ: Amerykańskie prawo federalne ogranicza sprzedaż tego wyrobu przez lekarza dentystę lub na jego zlecenie.

UWAGA: Wszelkie poważne zdarzenia należy zgłaszać firmie Reliance oraz właściwemu organowi państwa, w którym użytkownik i/lub pacjent przebywa.

PT - PORTUGUESE

INDICAÇÕES DE USO: A pasta de polimento diamante Restore™ destina-se à restauração de um polimento estético em superfícies de porcelana, zircônio ou cerâmica, após a remoção do aparelho ortodôntico.

INSTRUÇÕES DE USO:

- Lave a superfície de zircônio, cerâmica ou porcelana com água.
- Aplique Restore™ generosamente sobre a superfície.
- Faça a profilaxia com uma taça de Profíllaxia ou uma polpa macia.
- Enxágue com água.

Repita o processo acima para aumentar o brilho.

LIMITAÇÃO DE TEMPERATURA: Armazene a temperatura ambiente (15-30°C)

CUIDADO: NÃO REUTILIZE SE A SIRINGA FICAR CONTAMINADA. EVITE O CONTATO DAS PARTES REUTILIZÁVEIS COM A BOCA DO PACIENTE. USE LUVAS NOVAS E NÃO CONTAMINADAS. APLIQUE MANGAS DE BARREIRA DESCARTÁVEIS ANTES DE CADA PACIENTE.

⚠ Evite o contato com a pele e os olhos.

GARANTIA: A Reliance Orthodontic Products, Inc. reconhece a sua responsabilidade em substituir os produtos em caso de comprovação de defeitos. A Reliance Orthodontics Products, Inc. não aceita responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, diretos ou consequentes, decorrentes do uso ou adequação do produto ao seu uso pretendido. O usuário assume todos os riscos e responsabilidades nas conexões com eles.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO: A lei federal dos EUA restringe este dispositivo a

venda por ou a pedido de um profissional odontológico.

AVISO: Relate qualquer incidente grave à Reliance e à autoridade competente do estado em que o usuário e/ou paciente estiver estabelecido.

RO - ROMANIAN

INDICATIILE DE UTILIZARE: pasta de lustruit cu diamant Restore™ este utilizată pentru restaurarea estetică a suprafețelor de porțelan, zirconiu sau ceramică după îndepărtarea aparatului ortodontic.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

- Clătiți suprafața de zirconiu, ceramică sau porțelan cu apă.
- Aplicați Restore™ pe suprafață.
- Lustruiți cu un polipant sau un tampon moale.

4. Clătiți cu apă.

Repețați procesul de mai sus pentru a îmbunătăți luciul.

LIMITE DE TEMPERATURĂ: a se păstra la temperatura camerei (15-30 °C)

ATENȚIE: NU REUTILIZAȚI DACĂ SERINGA SE CONTAMINEAZĂ. EVITAȚI CONTACTUL PĂRȚILOR REUTILIZABILE CU GURA PACIENȚILOR. UTILIZAȚI MĂNUȘI NOI, NECONTAMINATE. APLICAȚI PROTECTII DE UNICĂ FOLOSINȚĂ, MÂNȘOANE/FOLII, ÎNAINTE DE TRĂTAREA FIECĂRUI PACIENT.

⚠ Evitați contactul cu pielea și ochii.

GARANȚIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. își recunoaște responsabilitatea de a înlocui produsele dacă se dovedesc a fi defecte. Reliance Orthodontics Products, Inc. nu își asumă răspunderea pentru daunele sau pierderile, directe sau pe cale de consecință, care rezultă din utilizarea sau compatibilitatea produselor în scopurile prevăzute. Utilizatorul își asumă toate riscurile și răspunderile în această privință.

NUMAI CU PRESCRIPȚIE PENTRU UTILIZARE PROFESIONALĂ: legea federală din SUA restricționează vânzarea acestui dispozitiv de către sau la recomandarea unui specialist stomatolog. **ÎNȘTIINTARE:** Raportați orice incident grav către Reliance și autoritatea competentă din statul în care utilizatorul și/sau pacientul își are domiciliul.

SV - SWEDISH

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING: Restore™ Diamond Polishing Paste är avsedd att användas för att få en estetisk yta på porslin, zirkonium eller keramik efter borttagning av tandställning.

BRUKSANVISNING:

- Skölj zirkonium-, keramik- eller porslinytan med vatten.
- Applicera rikligt med Restore™ på ytan.
- Polera med polerkopp eller mjuk polerduk.
- Skölj med vatten.

Upprepa processen ovan för att förbättra

glansen.

TEMPERATURBEGRENSNING: Förvara vid rumstemperatur (15-30°C).

VARNING: ÅTERANVÄND INTE KONTAMINERAD SPRUTA.

UNDVIK ATT VIDRÖRA DE ÅTERANVÄNDBARA DELARNA MED PATIENTERNS MUN. ANVÄND NYA, ICKE-KONTAMINERADE HANDSKAR. SÄTT PÅ NYA HYGIENSKYDD FÖR VARJE PATIENT.

⚠ Undvik kontakt med hud och ögon.

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. ansvarar för att ersätta produkter som visats vara defekta. Reliance Orthodontics Products, Inc. ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, som härrör från felaktig eller oaktam användning av produkten. Användaren påtar sig all risk och allt ansvar i samband med användning.

ENDAST MOT RECEPT: Enligt federal lagstiftning i USA får denna enhet endast säljas av eller på ordination av en tandläkare.

NOTERA: Rapportera alla allvariga incidenter till Reliance och den behöriga myndigheten i den stat där användaren och/eller patienten är etablerad.