

## Please Note

# There is a newer version of this document available at:

RelianceOrthodontics.com/ifu

**Reliance Orthodontic Products, Inc.**

1540 W. Thorndale Avenue, Itasca, IL 60143 USA
1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only
RelianceOrthodontics.com

**RECIPE** **MD**

**EMERGO EUROPE**  
Prinsessgracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

**AUSTRALIAN SPONSOR EMERGO AUSTRALIA**  
Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex St, Sydney, NSW 2000, Australia

**EMERGO EUROPE**  
Prinsessgracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

**AUSTRALIAN SPONSOR EMERGO AUSTRALIA**  
Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex St, Sydney, NSW 2000, Australia



**A2™**

**INDICATIONS FOR USE:** A2™ Aligner Attachments are intended for use in the creation of thermoplastic aligner attachments.

### INSTRUCTIONS FOR USE:

The Oval Attachment Form can be used for the retention of thermoplastic aligners and for horizontal or vertical placement on the tooth depending on the height of the crown.

The Rectangular Attachment form can be used for individual tooth movement and for extrusion of teeth.

**INSTRUCTIONS FOR USE:**  
**ENAMEL PREPARATION:**

- Prophy, rinse and dry the enamel
- Acid etch with phosphoric acid for 30 seconds, rinse and dry thoroughly (or) condition with a self etching primer and dry.
- Apply a coat of Assure Plus®, lightly dry with air.

**ATTACHMENT MOLD PREPARATION:**

1. Insert Attachment form into the handle provided. Using L.C.R.™ or FlowTain™, slightly under fill the Attachment mold with the L.C.R.™

2. Firmly place the Attachment mold against the tooth to ensure proper adaptation,

3. Light cure for 10-20 seconds depending on the light intensity. Remove form after curing

Note: Excess pressure will result in unwanted composite flash. The oval Attachment form has small vertical aligners to assist in correct vertical, horizontal and angular placement.

**Note:** A2 Aligner attachments are single use devices

Use of UV, halogen and LED curing lights can be associated with eye damage. The patient, doctor and the assistant should wear properly designed protective eyewear when using these light curing devices.

**TO REORDER:** #AR, #AO, #BHA, #ABUT

**WARRANTY:** Reliance Orthodontic Products Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. Reliance Orthodontic Products, Inc does not accept liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

**RX ONLY:** Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional. **NOTICE:** Report any serious incident to Reliance and the competent authority of the state in which the user and/or patient is established.

**ВЪВЕДЕНИЕ:** А2™ Алайнер Прикрепящи Елементи са предназначени за използване при създаването на термопластични брекетите.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:** Атачмънтът с овална форма може да се използва за задържане на термопластични алайнери и за хоризонтално или вертикално поставяне върху зъба в зависимост от височината на коронката.

Атачмънтът с правоъгълна форма може да се използва за индивидуално придвижване на зъба и при ортодонтска екструзия на зъби.

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:**  
**ПРЕПАРАЦИЯ НА ЕМАИЛА:**

- Почистете, изплакнете и подсушете емайла
- Извършете едване с фосфорна киселина в продължение на 30 секунди, изплакнете и подсушете добре (или) подгответе със самоецващ grund и подсушете.
- Нанесете слой от Assure Plus®, леко подсушете с въздух.

**ПОДГОТОВКА НА ОТЛИВКАТА НА АТАЧМЪНТА:**

1. Поставете формата за атачмънта в предоставената дръжка. С помощта на L.C.R.™ или FlowTain™ напълнете, но не съвсем докрай, отливката на атачмънта с L.C.R.™

2. Поставете плътно атачмънта върху зъба, да гарантите правилното му нагласяне,

3. Втвърдете леко за 10-20 секунди в зависимост от интензивността на светлината. Премахване

на формата след втвърдяване

**ГАРАНЦИЯ:** Reliance Orthodontics Products Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се окаже, че са дефектни.

Reliance Orthodontics Products, Inc. не поема отговорност за всякакви вреди или загуби, преки или последващи, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на продуктите така, както е описано. Преди употреба потребителят трябва да определи пригодността на продукта за неговата предназначена употреба. Потребителят поема целия риск и отговорност във връзка с горното.

**САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ:** Федералният закон ограничавя продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живееят.

**СЪВЕТИ:** Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живеят.

**ВЪВЕДЕНИЕ:** А2™ Алайнер Прикрепящи Елементи са предназначени за използване при създаването на термопластични брекетите.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:**

Атачмънтът с овална форма може да се използва за задържане на термопластични алайнери и за хоризонтално или вертикално поставяне върху зъба в зависимост от височината на коронката.

Атачмънтът с правоъгълна форма може да се използва за индивидуално придвижване на зъба и при ортодонтска екструзия на зъби.

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:**  
**ПРЕПАРАЦИЯ НА ЕМАИЛА:**

- Почистете, изплакнете и подсушете емайла
- Извършете едване с фосфорна киселина в продължение на 30 секунди, изплакнете и подсушете добре (или) подгответе със самоецващ grund и подсушете.
- Нанесете слой от Assure Plus®, леко подсушете с въздух.

**ПОДГОТОВКА НА ОТЛИВКАТА НА АТАЧМЪНТА:**

1. Поставете формата за атачмънта в предоставената дръжка. С помощта на L.C.R.™ или FlowTain™ напълнете, но не съвсем докрай, отливката на атачмънта с L.C.R.™

2. Поставете плътно атачмънта върху зъба, да гарантирате правилното му нагласяне,

3. Втвърдете леко за 10-20 секунди в зависимост от интензивността на светлината. Премахване

на формата след втвърдяване

**ГАРАНЦИЯ:** Reliance Orthodontics Products Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се окаже, че са дефектни.

Reliance Orthodontics Products, Inc. не поема отговорност за всякакви вреди или загуби, преки или последващи, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на продуктите така, както е описано. Преди употреба потребителят трябва да определи пригодността на продукта за неговата предназначена употреба. Потребителят поема целия риск и отговорност във връзка с горното.

**САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ:** Федералният закон ограничавя продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живеят.

**СЪВЕТИ:** Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живеят.

**ВЪВЕДЕНИЕ:** А2™ Алайнер Прикрепящи Елементи са предназначени за използване при създаването на термопластични брекетите.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:**

Атачмънтът с овална форма може да се използва за задържане на термопластични алайнери и за хоризонтално или вертикално поставяне върху зъба в зависимост от височината на коронката.

Атачмънтът с правоъгълна форма може да се използва за индивидуално придвижване на зъба и при ортодонтска екструзия на зъби.

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:**  
**ПРЕПАРАЦИЯ НА ЕМАИЛА:**

- Почистете, изплакнете и подсушете емайла
- Извършете едване с фосфорна киселина в продължение на 30 секунди, изплакнете и подсушете добре (или) подгответе със самоецващ grund и подсушете.
- Нанесете слой от Assure Plus®, леко подсушете с въздух.

**ПОДГОТОВКА НА ОТЛИВКАТА НА АТАЧМЪНТА:**

1. Поставете формата за атачмънта в предоставената дръжка. С помощта на L.C.R.™ или FlowTain™ напълнете, но не съвсем докрай, отливката на атачмънта с L.C.R.™

2. Поставете плътно атачмънта върху зъба, да гарантирате правилното му нагласяне,

3. Втвърдете леко за 10-20 секунди в зависимост от интензивността на светлината. Премахване

на формата след втвърдяване

**ГАРАНЦИЯ:** Reliance Orthodontics Products Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се окаже, че са дефектни.

Reliance Orthodontics Products, Inc. не поема отговорност за всякакви вреди или загуби, преки или последващи, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на продуктите така, както е описано. Преди употреба потребителят трябва да определи пригодността на продукта за неговата предназначена употреба. Потребителят поема целия риск и отговорност във връзка с горното.

**САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ:** Федералният закон ограничавя продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живеят.

**СЪВЕТИ:** Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живеят.

на формата след втвърдяване

Прекомерното налягане ще доведе до нежелано излизане навън на композита. Атачмънтът с овална форма има малки вертикални алайнери, които подпомагат правилното вертикално, хоризонтално и ъглово поставяне.

**Note:** A2 Aligner Attachments are single use devices

Use of UV, halogen and LED светлина за втвърдяване може да е свързано с увреждане на очите. Пациентът, лекарят и асистентът трябва да носят правилно проектирани защитни очила, когато използват тези устройства за втвърдяване със светлина.

**ГАРАНЦИЯ:** Reliance Orthodontics Products Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се окаже, че са дефектни.

Reliance Orthodontics Products, Inc. не поема отговорност за всякакви вреди или загуби, преки или последващи, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на продуктите така, както е описано. Преди употреба потребителят трябва да определи пригодността на продукта за неговата предназначена употреба. Потребителят поема целия риск и отговорност във връзка с горното.

**САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ:** Федералният закон ограничавя продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живееят.

**СЪВЕТИ:** Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живеят.

**ВЪВЕДЕНИЕ:** А2™ Алайнер Прикрепящи Елементи са предназначени за използване при създаването на термопластични брекетите.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:**

Атачмънтът с овална форма може да се използва за задържане на термопластични алайнери и за хоризонтално или вертикално поставяне върху зъба в зависимост от височината на коронката.

Атачмънтът с правоъгълна форма може да се използва за индивидуално придвижване на зъба и при ортодонтска екструзия на зъби.

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:**  
**ПРЕПАРАЦИЯ НА ЕМАИЛА:**

- Почистете, изплакнете и подсушете емайла
- Извършете едване с фосфорна киселина в продължение на 30 секунди, изплакнете и подсушете добре (или) подгответе със самоецващ grund и подсушете.
- Нанесете слой от Assure Plus®, леко подсушете с въздух.

**ПОДГОТОВКА НА ОТЛИВКАТА НА АТАЧМЪНТА:**

1. Поставете формата за атачмънта в предоставената дръжка. С помощта на L.C.R.™ или FlowTain™ напълнете, но не съвсем докрай, отливката на атачмънта с L.C.R.™

2. Поставете плътно атачмънта върху зъба, да гарантирате правилното му нагласяне,

3. Втвърдете леко за 10-20 секунди в зависимост от интензивността на светлината. Премахване

на формата след втвърдяване

**ГАРАНЦИЯ:** Reliance Orthodontics Products Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се окаже, че са дефектни.

Reliance Orthodontics Products, Inc. не поема отговорност за всякакви вреди или загуби, преки или последващи, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на продуктите така, както е описано. Преди употреба потребителят трябва да определи пригодността на продукта за неговата предназначена употреба. Потребителят поема целия риск и отговорност във връзка с горното.

**САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ:** Федералният закон ограничавя продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живеят.

**СЪВЕТИ:** Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живеят.

**ВЪВЕДЕНИЕ:** А2™ Алайнер Прикрепящи Елементи са предназначени за използване при създаването на термопластични брекетите.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:**

Атачмънтът с овална форма може да се използва за задържане на термопластични алайнери и за хоризонтално или вертикално поставяне върху зъба в зависимост от височината на коронката.

Атачмънтът с правоъгълна форма може да се използва за индивидуално придвижване на зъба и при ортодонтска екструзия на зъби.

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:**  
**ПРЕПАРАЦИЯ НА ЕМАИЛА:**

- Почистете, изплакнете и подсушете емайла
- Извършете едване с фосфорна киселина в продължение на 30 секунди, изплакнете и подсушете добре (или) подгответе със самоецващ grund и подсушете.
- Нанесете слой от Assure Plus®, леко подсушете с въздух.

**ПОДГОТОВКА НА ОТЛИВКАТА НА АТАЧМЪНТА:**

1. Поставете формата за атачмънта в предоставената дръжка. С помощта на L.C.R.™ или FlowTain™ напълнете, но не съвсем докрай, отливката на атачмънта с L.C.R.™

2. Поставете плътно атачмънта върху зъба, да гарантирате правилното му нагласяне,

3. Втвърдете леко за 10-20 секунди в зависимост от интензивността на светлината. Премахване

на формата след втвърдяване

**ГАРАНЦИЯ:** Reliance Orthodontics Products Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се окаже, че са дефектни.

Reliance Orthodontics Products, Inc. не поема отговорност за всякакви вреди или загуби, преки или последващи, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на продуктите така, както е описано. Преди употреба потребителят трябва да определи пригодността на продукта за неговата предназначена употреба. Потребителят поема целия риск и отговорност във връзка с горното.

**САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ:** Федералният закон ограничавя продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живеят.

**СЪВЕТИ:** Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живеят.

**POZNÁMKA:** Oznamte spoločnosti Reliance a príslušnému orgánu státu, ve kterém užíváte /a/ nebo pacient sdílel, jakoukoli závadu udotlost.

**DA – DANISH**

**INDIKATIONER:** A2™ Aligner Attachments er beregnet til brug ved skabelse af termoplastiske aligner attachments.

**PRODUKTEGENSKABER:**

Den ovalformede attachment kann bruges til fastholdelse af termoplastiske aligners og til vandret eller lodret placering på tanden, afhængigt af kronens højde.

Den rektangulære attachment kann bruges til individuel tandbevægelse og tandekstrusion.

**BRUGSANVISNING:**

**EMALJEPREPARATION:**

- Rens, skyl og tør emaljen
- Syreæts med fosforsyre i 30 sekunder. Skyl og tør omhyggeligt (eller) behandl med en selvættende primer, og tør.
- Påfør et lag Assure Plus ®, og tør let med luft.

**FORBEREDELSE AF ATTACHMENTFORM**

1. Indsæt attachmentformen i det medfølgende håndtag. Brug L.C.R.™ eller FlowTain™, og fyld ikke attachmentformen helt op med L.C.R.™

2. Placer attachmentformen fast mod tanden for at sikre korrekt tilpasning.

3. Hærdes med lys i 10-20 sekunder afhængigt af lysintensiteten. Fjern formen efter hærdning

**Bemærk:** Overdrevent tryk vil resultere i uønsket kompositflash. Den ovalformede attachment har små lodrette aligners som hjælpl til korrekt lodret og vandret og angulær placering.

**Note:** A2 Aligner attachments er kun beregnet til engangsbrug

Brug af UV-, halogen- og LED-hærdelamper kann forbindes med øjenskader. Patienten, lægen og assistenten bør anvende korrekt designede beskyttelsesbriller ved brug af disse lyshærdende enheder.

**Garanti:** Reliance Orthodontic Products, Inc. nimmt seine Verantwortung ernst und ersetzt Produkte, die nachweislich defekt sind. Reliance Orthodontic Products, Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Produkte resultieren bzw. aus dem Unvermögen, diese gemäß der Beschreibung anzuwenden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, vor dem Gebrauch des Produkts dessen Eignung für den vorgesehene Verwendungszweck zu prüfen. Der Benutzer übernimmt das gesamte Risiko und die damit zusammenhängende Haftung.

**VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG:** Nach dem US-amerikanischen Bundesgesetz darf dieses Produkt nur durch einen Zahnarzt oder auf Anordnung eines Zahnarztes abgegeben werden.

**HINWEIS:** Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall an Reliance und die zuständige Behörde des (Bundes-)Staates, in dem der Benutzer bzw. der Patient niedergelassen ist.

**ВЪВЕДЕНИЕ:** А2™ Алайнер Прикрепящи Елементи са предназначени за използване при създаването на термопластични брекетите.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:**

Атачмънтът с овална форма може да се използва за задържане на термопластични алайнери и за хоризонтално или вертикално поставяне върху зъба в зависимост от височината на коронката.

Атачмънтът с правоъгълна форма може да се използва за индивидуално придвижване на зъба и при ортодонтска екструзия на зъби.

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:**  
**ПРЕПАРАЦИЯ НА ЕМАИЛА:**

- Почистете, изплакнете и подсушете емайла
- Извършете едване с фосфорна киселина в продължение на 30 секунди, изплакнете и подсушете добре (или) подгответе със самоецващ grund и подсушете.
- Нанесете слой от Assure Plus®, леко подсушете с въздух.

**ПОДГОТОВКА НА ОТЛИВКАТА НА АТАЧМЪНТА:**

1. Поставете формата за атачмънта в предоставената дръжка. С помощта на L.C.R.™ или FlowTain™ напълнете, но не съвсем докрай, отливката на атачмънта с L.C.R.™

2. Поставете плътно атачмънта върху зъба, да гарантирате правилното му нагласяне,

3. Втвърдете леко за 10-20 секунди в зависимост от интензивността на светлината. Премахване

на формата след втвърдяване

**ГАРАНЦИЯ:** Reliance Orthodontics Products Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се окаже, че са дефектни.

Reliance Orthodontics Products, Inc. не поема отговорност за всякакви вреди или загуби, преки или последващи, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на продуктите така, както е описано. Преди употреба потребителят трябва да определи пригодността на продукта за неговата предназначена употреба. Потребителят поема целия риск и отговорност във връзка с горното.

**САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ:** Федералният закон ограничавя продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живеят.

**СЪВЕТИ:** Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живеят.

**ВЪВЕДЕНИЕ:** А2™ Алайнер Прикрепящи Елементи са предназначени за използване при създаването на термопластични брекетите.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:**

Атачмънтът с овална форма може да се използва за задържане на термопластични алайнери и за хоризонтално или вертикално поставяне върху зъба в зависимост от височината на коронката.

Атачмънтът с правоъгълна форма може да се използва за индивидуално придвижване на зъба и при ортодонтска екструзия на зъби.

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:**  
**ПРЕПАРАЦИЯ НА ЕМАИЛА:**

- Почистете, изплакнете и подсушете емайла
- Извършете едване с фосфорна киселина в продължение на 30 секун

Pravokutni dodatak može se upotrebljavati za pojedinačno pomicanje zubi i za ekstruziju zubi.

**UPUTE ZA UPOTREBU:**

**PRIPREMA KALUPE:**

- Napravite profilnask, isperite i osušite caklinu
- Provedite jetkanje fosformom kiselinom u trajanju od 30 sekundi, isperite i temeljito osušite (ili) pripremite pomoću samojetkajućeg primera i osušite.
- Nanesite sloj proizvoda Assure Plus®. Iagano osušite zrakom.

**PRIPREMA KALUPA ZA DODATAK:**

- Umetnite kalup dodatka u priloženu žlicu. Služeci se proizvodom L.C.R.™ ili FlowTain™, kalup dodatka ispunite proizvodom L.C.R.s™, ali ne do vrha.

- Čvrsto postavite kalup za dodatak na zub kako biste osigurali pravilno prilagodavanje,

- Tretirajte svetlošću 10-20 sekundi, ovisno o intenzitetu svetlosti. Uklonite oblik nakon učvršćivanja Napomena: Prekomjerno pritiskanje dovest će do neželjenog istiskanja kompozita. Ovalni oblik dodatka sadrži male okomite naprave za poravnavanje koje pomažu u ispravnom okomitom, vodoravnom i kutnom postavljanju.

② **Napomena: Dodaci za aparate A2 namijenjeni su za jednokratnu upotrebu**

Upotreba UV, halogenog i LED svjetla za učvršćivanje može izazvati oštećenje očiju. Pacijent, liječnik i asistent trebaju upotrebljavati propisno dizajnirane zaštitne naočale za vrijeme upotrebe ovih uređaja za učvršćivanje svjetlom.

**JAMSTVO:** Reliance Orthodontic Products Inc. prihvaća odgovornost za zamjenu proizvoda ako se dokaže da su neispravni. Reliance Orthodontic Products, Inc. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, izravan ili posljedičan, koji proizilazi iz upotrebe ili nesposobnosti da se proizvod upotrebljava kako je opisano. Prije upotrebe, korisnik je dužan utvrditi prikladnost proizvoda za njegovu predviđenu namjenu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s navedenim.

**SAMO NA RX:** Savezni zakon ograničava kupovinu ovog proizvoda od strane ili po nalogu stomatoloških radnika.

**OBAVIJEŠT:** Svaki ozbiljni incident prijavitte tvrtki Reliance i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik i / ili pacijent ima sjedište.

## HU - HUNGARIAN

**ALKALMAZÁSI JAVALLATOK:** Az **A2™** Aligner Attachments termék termoplasztikus aligner (mélyhúzott sín) attachmentek készítésére szolgál.

**TERMÉKJELLEMZŐK:**

Az ovális attachment forma a termoplasztikus alignerek retenciójára, valamint a fogon, a korona magasságától függően, vízszintesen vagy függőlegesen történő felhelyezésre szolgál.

A négyszögletes attachment forma a fogak egyedi mozgatására és a fogak extrúziójára szolgál.

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**

**A ZOMÁNC ELŐKÉSZÍTÉSE:**

- Polírozza, öblítse le és szárítsa meg a zománcot
- Végezzen foszforsavval savas maratást 30 másodpercig, alaposan öblítse le és szárítsa meg (vagy) kondicionálja önsavazó

primerrel és szárítsa meg.

- Vigyen fel egy réteg Assure Plus®-t, enyhén szárítsa meg légárammal.

**AZ ATTACHMENT FORMA ELŐKÉSZÍTÉSE:**

- Helyezze be az attachmentet a mellékelt fogóba. Az L.C.R.™ vagy FlowTain™ felhasználásával kissé töltse meg az attachment formát az L.C.R™-rel.
- A megfelelő adaptáció biztosítása érdekében szilárdan helyezze az attachment formát a foghoz.

- A fényerőségtől függően10-20 másodpercig fotopolimerizálja. A megkötés után távolítsa el a formát. Megjegyzés: A túlzott nyomás a kompozit nem kívánatos kinyomódását eredményezi. Az ovális attachment forma apró fögőleges alignerekkel rendelkezik, amelyek segítik a helyes fögőleges, vízszintes, illeték szögben történő elhelyezést.

② **Megjegyzés: Az A2 Aligner attachmentek egyszerű használatos eszközök**

Az UV, halogén és LED polimerizációs lámpák használata szemérvédőszóccsal járhat. A betonek, az orvosnak és az asszisztensnek a fotopolimerizációs eszközök hasznáata során megfelelően kialakított védőszerműveget kell viselnie.

**GARANCIA:** A Reliance Orthodontic Products Inc. felelősséget vállal a hibásnak bizonyuló termékekért. A Reliance Orthodontic Products, Inc. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy következményes kárért vagy vesztéséért, amely a termékeknek a leírtak szerinti felhasználásából vagy a helyes használat képességének hiányából fakad. Használat előtt a felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy a termék alkalmas-e a rendeltetészerű felhasználásra. Ezzel kapcsolatban minden kockázat és felelősség a felhasználót terhel.

**KIZÁRÓLAG ORVOSI RENDELVÉNYRE:** A szövetségi törvények értelmében az eszközök kizárólag fogászati rendelőnyre vagy fogszakorvos részére értékesíthető.

**FELSZÓLÍTÁS:** Jelentsen minden súlyos eseményt a Reliance-nek és a felhasználó és/ vagy a páciéns letelepedési helyének megfelelő állam illetékes hatóságainak.

## IT - ITALIAN

Attacchi per allineatore

**INDICAZIONI PER L'USO**
Gli attacchi per allineatori **A2™** sono destinati all'uso nella creazione di attacchi per allineatori in materiale termoplastico.

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

La forma ovale dell'attacco può essere utilizzata per la ritenzione degli allineatori in materiale termoplastico e per il posizionamento orizzontale o verticale sul dente in base all'altezza della corona.

La forma rettangolare dell'attacco può essere utilizzata per il movimento del singolo dente e per l'estrusione dei denti.

**ISTRUZIONI PER L'USO**

**PREPARAZIONE DELLO SMALTO:**

- Eseguire la profilassi, risciacquare e asciugare lo smalto

- Mordenzare con acido fosforico per 30 secondi, risciacquare e asciugare accuratamente (o) trattare con un primer automordenzante e asciugare.

- Applicare uno strato di Assure Plus® e asciugare leggermente con aria compressa.

**PREPARAZIONE DELLO STAMPO DELL'ATTACCO:**

- Inserire la forma dell'attacco nell'apposito manico. Utilizzando L.C.R.™ o FlowTain™, riempire leggermente sotto lo stampo dell'attacco con L.C.R.™

- Posizionare saldamente lo stampo dell'attacco contro il dente per garantire un corretto adattamento.

- Fotopolimerizzare per 10-20 secondi in base all'intensità della luce. Rimuovere la forma dopo l'indurimento Nota: L'eccessiva pressione provocherà una sbavatura di composto indesiderata. La forma dell'attacco ovale è dotata di piccoli allineatori verticali per facilitare il corretto posizionamento verticale, orizzontale e angolare.

② **Nota: Gli attacchi per allineatori A2 sono dispositivi monouso**

L'uso di lampade polimerizzanti UV, algogene e LED può essere associato a danni agli occhi. Il paziente, il medico e l'assistente devono indossare protezioni oculari adeguatamente progettate quando si utilizzano questi dispositivi di fotopolimerizzazione.

**GARANZIA:** Reliance Orthodontic Products, Inc. si assume la responsabilità per la sostituzione dei prodotti qualora se ne dimostri la difettosità. Reliance Orthodontic Products, Inc. non si assume responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o conseguenti, derivanti dall'uso o dall'incapacità di usare i prodotti così come descritti. Prima dell'uso, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'adeguatezza del prodotto per l'uso previsto. L'utilizzatore si fa carico di tutti i rischi e della responsabilità legati all'uso.

**SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA:** la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo a odontoiatri o su prescrizione medica.

**NOTA:** segnalare qualsiasi incidente grave a Reliance e all'autorità competente dello Stato in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

## NL - DUTCH

**INDICATIES VOOR GEBRUIK: A2™**
Uitlijningshulpstukken zijn bedoeld voor gebruik bij het maken van thermoplastische uitlijningshulpstukken.

**PRODUCTKENMERKEN:**

De Ovale Bevestigingsvorm kan worden gebruikt voor het vasthouden van thermoplastische uitlijners en voor horizontale of verticale plaatsing op de tand, afhankelijk van de hoogte van de kroon.

De Rechthoekige Bevestigingsmal kan worden gebruikt voor individuele tandbewegingen en voor de extrusie van tanden.

**GEBRUIKSAANWIJZING:**

**EMAILVERBEREIDING:**

- Reinigen, spoelen en drogen van het glazuur
- Zuur ets gedurende 30 seconden met fosforzuur, spoel en droog grondig (of) behandel met een zelfetsende primer en droog.

- Breng een laag Assure Plus® aan, licht drogen met lucht.

**VOORBEREIDING VAN DE BEVESTIGINGSMAL:**

- Steek de bevestigingsmal in het meegeleverde handvat. Met behulp van L.C.R.™ of FlowTain™, de bevestigingsmal (niet volledig) vullen met de L.C.R.™

- Plaats de bevestigingsmal stevig tegen de tand om een goede aanpassing te garanderen,

- Lichtuitharding gedurende 10-20 seconden, afhankelijk van de lichtintensiteit. Verwijder de mal na uitharding Let op: Overmatige druk zal resulteren in ongewenste harsranden. De ovale bevestigingsmal heeft kleine verticale uitlijners om te helpen bij de juiste verticale, horizontale en hoekplaatsing.

② **Let op: A2 uitlijningshulpstukken zijn bedoeld voor éénmalig gebruik**

Het gebruik van UV-, halogeen- en LED-uithardingslampen kan in verband worden gebracht met oogschade. De patiënt, de arts en de assistent moeten bij het gebruik van deze lichtuithardingsapparaten een goed ontworpen veiligheidsbril dragen.

**GARANTIE:** Reliance Orthodontic Products Inc. erkent haar verantwoordelijkheid om producten te vervangen als blijkt dat ze defect zijn. Reliance Orthodontic Products, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid in verband hiermee op zich.

**ALLEN RX:** De federale wetgeving beperkt dit apparaat tot de aankoop door of in opdracht van een tandheelkundige.

**OPMERKING:** Ernstige incidenten moeten

worden gemeld bij Reliance en de bevoegde autoriteit van de staat waarin de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

## NO - NORWEGIAN

**INDIKASJONER FOR BRUK: A2™**
Aligner-festene er tiltenkt for bruk i oppretting av termoplastiske aligner-fester.

**PRODUKTEGENSKAPER:**

Den ovale festeformen kan brukes til retensjon for termoplastiske alignere og for horisontal eller vertikal plassering på tannen avhengig av vinklen på kronen.

Den rektangulære festeformen kan brukes til individuell tannbevegelse og til ekstrudering av tenner.

**INSTRUKSJONER FOR BRUK:**

**EMALJEFORBEREDELSE:**

- Forbehandle, skylle og tørk emaljen

- Ets med fosforsyre i 30 sekunder, skylle og tørk grundig (eller) kondisjoner med en selvetsende primer, og tørk.

- Appliser et strøk Assure Plus®, tørk lett med luft.

**FORBEREDELSE AV FESTEFORM:**

- Sett festeformen i håndtaket som følger med. Bruk L.C.R.™ eller FlowTain™, og fyll festeformen nesten helt opp med L.C.R.™

- Plasser festeformen godt mot tannen for å sikre riktig tilpassning.

- Lysherdes i 10-20 sekunder avhengig av lysintensitet. Fjern formen etter herding Merk: For stort trykk vil føre til ugnsket, overflødig komposit. Den ovale festeformen har små vertikale alignere som støtter korrekt vertikal, horisontal og kantet plassering.

② **Merk: A2 Aligner-festene er engangsenheter**

Bruk av UV-, halogen- og LED-herdelamper kan være forbundet med øyskader. Pasienten, legen og assistenten skal bruke riktig utformede vernebriller når disse herdelampene brukes.

**GARANTI:** Reliance Orthodontic Products Inc. anerkjenner sitt ansvar for å erstatte produkter hvis de viser seg å være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtar seg ikke ansvar for skader eller tap, direkte eller følgeskader, som stammer fra bruk av eller manglende evne til å bruke produktene som beskrevet. Før bruk er det brukerens ansvar å vurdere egnetheten til produktet for den tiltenkte bruk. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar i forbindelse med dette.

**BARE RX:** Føderal lov i USA begrenser salg av denne enheten til eller etter ordre fra en tannlege.

**MERKNAD:** Rapportert alvorlige hendelser til Reliance og ansvarlig tilsynsmyndighet i landet der brukeren og/eller pasienten er hjemmehørende.

## PL - POLISH

**WSKAZANIA DO STOSOWANIA:** Zaczepy do nakładek **A2™** służą do tworzenia termoplastycznych zaczepów do nakładek.

**CECHY PRODUKTU:**

Forma owalna zaczepu może być stosowana do utrzymywania nakładek termoplastycznych i do poziomego bądź pionowego umieszczenia na zębie w zależności od wysokości korony.

Forma prostokątna może być używana w przypadku przemieszczania pojedynczych zębów i do ekstruzji zębów.

**INSTRUKCJA STOSOWANIA:**

**PRZYGOTOWANIE SZKLIWA:**

- Przygotować, opłukać i osuszyć szkliwo.
- Wytrawić kwasem fosforowym przez 30 sekund, dokładnie wyplukać i osuszyć (lub) kondycjonować za pomocą samowytrawiającego podkładu i osuszyć.
- Nanożyć warstwę żywiczy Assure Plus®, lekko osuszyć powietrzem.

**PRZYGOTOWANIE FORMY ZACZEPU:**

- Włożyć formę zaczepu do dostarczonego uchwyty. Formę zaczepu wypełnić częściowo pastą L.C.R.™ lub kompozylem FlowTain™
- Mocno docisnąć formę zaczepu do zęba, aby uzyskać odpowiednią adaptację.

- W zależności od natężenia światła utwardzać 10–20 sekund. Po utwardzeniu

zdrząć formę. Uwaga: Zbyt silny nacisk spowoduje niepożądane wycisnienie materiału kompozytowego. Forma owalna zaczepu jest wyposażona w niewielkie pionowe nakładki, które pomagają w prawidłowym umieszczeniu pionowym, poziomym i pod kątem.

② **Uwaga: Zaczep do nakładek A2 są wyrobami jednorazowymi.**

Stosowanie lamp utwardzających UV, halogenowych i LED może wiązać się z uszkodzeniem oczu. Podczas korzystania z wymienionych urządzeń do utwardzania światłem pacjent, lekarz i asystent powinni nosić prawidłowo zaprojektowane okulary ochronne.

**GWARANCJA:** Firma Reliance Orthodontic Products, Inc. odpowiada za wymianę produktów w przypadku stwierdzenia ich wadliwości.

Reliance Orthodontic Products, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty bezpośrednie lub wtórne wynikające z użycia lub braku możliwości użycia produktów w sposób zgodny z opisem. Przed użyciem użytkownik odpowiada za określenie przydatności produktu do przewidzianego zastosowania.

Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność i ryzyko z tym związane.

**PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO NA RECEPTĘ:** Prawo federalne ogranicza sprzedaż tego wyrobu przez lekarza dentystę lub na jego zlecenie.

**UWAGA:** Wszelkie poważne zdarzenia należy zgłaszać firmie Reliance oraz właściwemu organowi państwa, w którym użytkownik i/lub pacjent przebywa.

## PT - PORTUGUESE

**INDICAÇÕES DE USO:** Os Attachments dos Alinhadores **A2™** são destinados ao uso na criação de attachments dos alinhadores termoplásticos.

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:**

O Attachment de formato oval pode ser usado para a retenção de alinhadores termoplásticos e para a colocação horizontal ou vertical sobre o dente, dependendo da altura da coroa.

O Attachment de formato retangular pode ser usado para movimentação individual do dente e para extrusão dos dentes.

**ISTRUÇÕES DE USO:**

**PREPARAÇÃO DO ESMALTE:**

- Faça profilaxia, enxague e seque o esmalte
- Faça o condicionamento ácido com ácido fosfórico durante 30 segundos, enxague e seque completamente (ou) condicione com um primer autocondicionante e seque.

- Aplique uma camada de Assure Plus®, seque levemente com ar.

**PREPARAÇÃO DO MOLDE DO ATTACHMENT:**

- Insira o formato do Attachment na alça fornecida. Usando o L.C.R.™ ou FlowTain™, preencha um pouco abaixo do molde do attachment com o L.C.R.™

- Coloque firmemente o molde do Attachment contra o dente para garantir a adaptação adequada,

- Fotopolimerize durante 10 a 20 segundos, dependendo da intensidade da luz. Remova o formato após a polimerização. Nota: O excesso de pressão resultará em flash composto indesejado. O attachment de formato oval tem pequenos alinhadores verticais para auxiliar na correta colocação vertical, horizontal e angular.

② **Nota: Os attachments dos alinhadores A2 são dispositivos de uso único**

O uso de fotopolimerização com UV, halogênios e LED pode estar associado a lesões oculares. O paciente, o médico e o assistente devem usar óculos de proteção projetados adequadamente ao usar estes dispositivos de fotopolimerização.

**GARANTIA:** A Reliance Orthodontic Products, Inc. reconhece a sua responsabilidade em substituir os produtos em caso de comprovação de defeitos. A Reliance Orthodontic Products, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas, diretos ou consequentes, decorrentes do uso ou incapacidade de usar dos produtos, conforme descrito. Antes de usar, é responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto ao seu uso pretendido. O usuário assume todos os riscos e responsabilidades em relação a isso.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO:** A lei federal

restringe este dispositivo à venda por ou a pedido de um profissional odontológico.

**AVISO:** Relate qualquer incidente grave à Reliance e à autoridade competente do estado em que o usuário e/ou paciente estiver estabelecido.

## RO - ROMANIAN

**INDICATIILE DE UTILIZARE:** atajamentele pentru gutieră **A2™** sunt utilizate în crearea de atajamentele pentru gutierele de aliniere termoplastice.

**CARACTERISTICILE PRODUSULUI:**

Forma ovală a atajamentelor poate fi utilizată pentru retenția gutierelor de aliniere termoplastice și pentru plasarea orizontală sau verticală pe dinte, în funcție de înălțimea coronei.

Forma dreptunghiulară de atajare poate fi utilizată pentru mișcarea individuală a dinților și pentru extrudarea acestora.

**ISTRUȚIUNILE DE UTILIZARE:**

**PREGĂTIREA SMALȚULUI:**

- Profilaxi, clățiți și uscați smalțul
- Gravați cu acid fosforic timp de 30 de secunde, clățiți și uscați bine, (sau) lucrați cu un primer autogravant și uscați.
- Aplicați un strat de Assure Plus® și uscați-l ușor cu aer.

**PREGĂTIREA MATRIȚEII ATAȘAMENTULUI:**

- Introduceți forma atașmentului în mânerul furnizat. Folișind L.C.R.™ sau FlowTain™, umpleți ușor matrița atașamentului cu L.C.R.™
- Plasați ferm matrița atașamentului pe dinte pentru a asigura o potrivire corectă.

- Fotopolimerizați timp de 10-20 de secunde, în funcție de intensitatea luminii. Scoateți forma după polimerizare Nota: excesul de presiune va duce la scântei nedorite ale compozitului. Forma ovală a atajamentelor are gutiere mici, verticale pentru a ajuta la poziționarea corectă verticală, orizontală și unghiulară.

② **Notă: atajamentele pentru gutieră A2 sunt dispozitive de unică foloșință**

Folosirea luminilor de polimerizare UV, halogen și LED poate fi asociată cu afectarea ochilor. Pacientul, medicul și asistentul trebuie să poarte ochelari de protecție specifici atunci când se utilizează aceste dispozitive de fotopolimerizare.

**PENTRU COMANDARE ULTERIOARĂ:**

Nr. ref. AR - formele atașamentelor pentru gutiere dreptunghiulare, nr. ref. AO - formele atașamentelor pentru gutiere ovale

Nr. ref. BH pentru 1 x mâner pentru forma atașamentului. De asemenea disponibil: nr. ref. ABUT pentru 1 x atașament cârlig buton

**GARANTIE:** Reliance Orthodontic Products Inc. își recunoaște responsabilitatea de a înlocui produsele dacă se dovedesc a fi defecte. Reliance Orthodontic Products, Inc nu își asumă răspunderea pentru daunele sau pierderile, directe sau pe cale de consecință, care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza produsele descrise. Înainte de utilizare, este responsabilitatea utilizatorului de a determina compatibilitatea produsului pentru utilizarea prevăzută. Utilizatorul își asumă toate riscurile și răspunderea în această privință.

**NUMAI CU PRESCRIPȚIE PENTRU UTILIZARE PROFESIONALĂ:** legea federală restricționează vânzarea acestui dispozitiv de către sau la recomandarea unui specialist stomatolog.

**ÎNȘTIINȚARE:** Raportați orice incident grav către Reliance și autoritatea competentă din statul în care utilizatorul și/sau pacientul își are domiciliul.

## SV - SWEDISH

**INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING: A2™**
Aligner Attachments är avsedda för användning vid tillverkning av fästytor i en termoplastisk tandskena.

**PRODUKTEGENSKAPER:**

Formen för ovala fästytor kan användas för kvarhållning av termoplastiska tandskenor (aligners) samt för horisontell eller vertikal placering på tanden beroende på kronans höjd. Formen för rektangulära fästytor kan användas för reglering av en enskata tand och för ortodontist extrusion.

**BRUKSANVISNING:**

**BEREDNING AV EMALJ:**

- Polera, skölj och torka emaljen
- Syretsa med fosforsyra i 30 sekunder, skölj och torka noggrant (eller) konditionera med en självetsande primer och torka.

- Applitera ett lager Assure Plus®, torka lätt med luft.

**BEREDNING AV FORMAR:**

- Sätt in formen i det medföljande handstycket. Fyll formen med LCR™ eller FlowTain™. Vid användning av LCR™ fyll inte hela vägen upp.

- Placera formen mot tanden för att säkerställa korrekt avpassning.

- Ljushärda i 10-20 sekunder beroende på ljusintensiteten. Ta bort formen efter hårdning Obs! För hårt tryck orsakar en önskad kant i kompositmaterialet. Den ovala avtrycksformen har små vertikala inriktningar för att underlätta korrekt vertikal, horisontell och vinklad placering.

② **Obs! A2 Aligner fästytor är avsedda för engångsbruk**

UV-, halogen- och LED-härdningsljus kan orsaka ögonskador. Patienten, läkaren och sköterskan ska bära korrekt utformade skyddsglasögon vid användning av dessa härdningslampor.

**GARANTI:** Reliance Orthodontic Products Inc. ansvarar för att ersätta produkter som har visats vara defekta. Reliance Orthodontic Products, Inc. ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster som härrör från användning av eller felaktig användning av produkterna enligt beskrivningen. För en användning ansvarar användaren för att fastställa huruvida produkten är lämplig för den avsedda användningen eller inte. Använd